



شرکت پل ایده آل پارس

لوله مخروطی (فالکون)

مشخصات فنی

این لوله‌های یکبارمصرف از پلی‌پروپیلن شفاف ساخته شده‌اند و انتهای آن‌ها مخروطی شکل است. لوله‌های مدرج مخروطی در دو سایز با ظرفیت‌های ۱۵ و ۵۰ میلی‌لیتر جهت نگهداری نمونه و نیز استفاده در دستگاه سانتریفوژ طراحی شده‌اند و قابل اتوکلاو و فریز کردن می‌باشند. درب این لوله‌ها از نوع پیچی است. لوله‌های مخروطی در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه‌ها مقاوم هستند. این لوله‌ها در رک نگهدارنده لوله مخروطی (۲۵ خانه) نیز ارائه می‌گردند. این رک‌ها را می‌توان در تعداد بالا به یکدیگر متصل نمود. جهت تسهیل در تفکیک نمونه‌ها، درب لوله‌ها و رک‌ها در ۴ رنگ مختلف (زرد، قرمز، آبی و سبز) ارائه می‌گردند.



ظرفیت	درجه بندی	ارتفاع*	قطر خارجی دهانه*	تعداد در بسته بندی
۱۵ میلی لیتر	۰/۵ میلی لیتر	۱۲۰	Ø ۱۷	۲۵
۵۰ میلی لیتر	۲/۵ میلی لیتر	۱۲۰	Ø ۳۰	۲۵

* اندازه‌ها به میلی‌متر است.