

جدید!



شرکت پل ایده آل پارس

لوله گاما کانتر

مشخصات فنی

- در دو مدل
- غیر استریل و یکبار مصرف
- جهت ذخیره و نگهداری نمونه‌های آزمایشگاهی
- مات - پلی پروپیلن
- مناسب برای رقت سازی و استفاده در تست‌های ایمنواسی
- شفاف - پلی استایرن

ارتفاع × قطر *	جنس	مدل
∅ ۱۲ × ۷۵	PS	شفاف
∅ ۱۲ × ۷۵	PP	مات

* اندازه‌ها به میلی‌متر است.



شرکت پل ایده آل پارس
www.medpip.com

لوله گاما کانتر

لوله گاما کانتر P.I.P یکبار مصرف بوده و در دو مدل شفاف و مات به صورت غیر استریل عرضه می‌گردد. مدل شفاف از جنس پلی‌استایرن می‌باشد و مدل مات از پلی‌پروپیلن ساخته شده که علاوه بر قابل اتوکلاو بودن قابلیت استریل شدن از طریق پرتوی گاما و گاز اتیلن اکساید را نیز دارا می‌باشد. این لوله‌ها کاربردهای فراوانی در انجام تست‌های ایمونواسی (RIA, EIA,...) دارند و می‌توان از آن‌ها در زمینه‌های گوناگون از قبیل نگهداری نمونه و رقت سازی استفاده نمود. ابعاد این لوله‌ها به گونه‌ای انتخاب و طراحی شده است که مستقیماً درون بسیاری از دستگاه‌ها قرار بگیرند و نیازی به تعویض لوله نباشد و از ریختن و هدر رفتن نمونه در هنگام انتقال جلوگیری شود.



تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتوح،
خیابان جهان‌تاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول
تلفن: ۸۸۵۴۵۹۲۲-۹ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ و ۸۸۷۶۵۵۶۱
کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵

Call No: 92090



FOR SAFETY BOX

www.medpip.com
info@medpip.com