

PIP Pasteur Pipette

انواع پیت پاستور
پل ایده آل پارس




متناسب با نیاز خود انتخاب کنید



						
≈ 77 mm	≈ 55 mm	≈ 116 mm	≈ 121 mm	≈ 110 mm	≈ 34 mm	
۴	۴	۳	۲	۱/۵	۰/۲	ظرفیت (ml)
۱۲۰	۱۰۰	۱۶۱	۱۵۴	۱۴۰	۷۵	طول (mm)
۲۱	۲۱	۱۳	۱۱	۱۳	۸	φ حباب (mm)
۱۲۰۳۲۰	۱۲۰۳۱۹	۱۲۰۳۳۰	۱۲۰۳۲۹	۱۲۰۳۲۸	۱۲۰۳۱۸	کد کالا

پل ایده آل پارس





www.medpip.com

جدول مشخصات پیت پاستورهای PIP

طول (mm)	ظرفیت (ml)	مدل	کد کالا	ایران کد
۷۵	۰/۲	دارویی- ریپید تست	۱۲۰۳۱۸	۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۹
۱۴۰	۱/۵	مدرج	۱۲۰۳۲۸	۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۱
۱۵۶	۲	مدرج	۱۲۰۳۲۹	۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۲
۱۶۱	۳	مدرج	۱۲۰۳۳۰	۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۳
۲۶۰	۷/۵	اکسترا	۱۲۰۳۲۵	۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۳۰
۲۸۰	۷/۵	اکسترا	۱۲۰۳۲۶	۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۳۱
۳۰۰	۷/۵	اکسترا	۱۲۰۳۲۷	۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۳۲
۱۰۰	۴	حباب متغیر	۱۲۰۳۱۹	۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۴
۱۲۰	۴	حباب متغیر	۱۲۰۳۲۰	۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۵
۱۴۰	۴	حباب متغیر	۱۲۰۳۲۱	۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۶
۱۷۶	۵/۵	حباب متغیر	۱۲۰۳۲۲	۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۷
۱۹۶	۵/۵	حباب متغیر	۱۲۰۳۲۳	۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۸
۲۱۶	۵/۵	حباب متغیر	۱۲۰۳۲۴	۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۲۹

☎ (۰۲۱) ۸۸۵۴۵۹۲۲-۹

✉ (۰۲۱) ۸۸۷۶۵۵۶۱

☎ ۰۹۱۲۳۳۴۰۱۹۷

✈ @Poleideal

📷 Poleideal

🌐 www.medpip.com



پل ایده آل پارس

آدرس: تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح،

خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه ۱

صندوق پستی: ۹۴۸۳-۱۵۸۷۵ کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴