



www.medpit.com

پل ایده آل تجهیز



RPM: 200-7000









سانتریفوژ کلاسیک PIT140

سانتریفوژ رومیزی با قابلیت استفاده از روتورهای گوناگون

مشخصات فنی سانتریفوژ کلاسیک PIT140

۳۴۰۱	کد کالا
۲۱۰-۲۳۰ ~ V	ولتاژ
< ۴ A	جریان
۵۰ Hz	فرکانس
۶×۵۰ ml	حداکثر ظرفیت
۱/۲ kg/dm ^۳	حداکثر چگالی مجاز مواد
۲۰۰-۷,۰۰۰ rpm	سرعت چرخش
۵,۶۴۳	حداکثر نیروی گریز از مرکز
۳,۶۰۰ Nm	حداکثر انرژی جنبشی
حداکثر رطوبت ۸۰٪ در دمای ۳۱ °C، کاهش به صورت خطی تا ۵۰٪ در دمای ۴۰ °C فشار معادل حداکثر ۲,۰۰۰ متر بالای سطح دریا	شرایط محیطی
۹۵۰ VA	حداکثر توان مصرفی
۱۲ kg	وزن تقریبی
۴۰۰ mm × ۳۱۶ mm × ۲۴۵ mm	ابعاد (ارتفاع × عرض × عمق)

مشخصات روتورها

angle rotor, 6 place $\triangle 35^\circ$  max. RCF 5,478 7,000 RPM	12 x 100 17 x 100 24 x 100 34 x 100 16 x 92 15 x 102 13 x 75 13 x 100 17 x 120 29 x 115 26 x 95 29 x 107 
angle rotor, 12 place $\triangle 35^\circ$  max. RCF 5,643 7,000 RPM	10.7 x 36 11 x 38 12 x 75 12 x 82 17 x 100 8 x 66 13 x 65 11 x 66 11 x 92 13 x 90 15/16 x 92 15 x 102 13 x 75 13 x 100 16 x 125 16 x 100 17 x 102 17 x 59 17 x 120 1.5, 2 ml 5ml 
swing-out rotor, 6 place $\triangle 90^\circ$  max. RCF 5,071 6,000 RPM	10.7 x 36 11 x 38 10 x 88 12 x 75 12 x 82 17 x 100 8 x 66 13 x 65 11 x 66 15 x 75 11 x 92 13 x 90 15/16 x 92 13 x 75 16 x 75 13 x 100 16 x 100 17 x 102 1.5, 2 ml 
swing-out rotor, 12 place $\triangle 90^\circ$  max. RCF 2,963 5,000 RPM	12 x 75 13 x 65 11 x 66 13 x 75 

CaT.No:00261

تهران، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان حجت دوست، پلاک ۱۳، واحد ۱۱
 تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۹۴۴۸۲-۳ فکس: ۰۲۱-۸۸۹۹۴۴۸۴ کد پستی: ۱۴۱۶۶۹۴۳۳۴ پست الکترونیک: info@medpit.com

