



Pole Ideal Pars Co.

سطح ایمنی زیستی



ملزومات آزمایشگاه

- > استانداردهای ایمنی زیستی سطح ۴
- + ساختمان جداگانه و یا منطقه ای ایزووله شده
- + سیستم اختصاصی تولید و تهویه هوا، به همراه سیستم ضد عفونی کننده و مکش هوا
- + لباس آزمایشگاهی



تجهیزات پرسنل

- > لباس تمام قد به همراه کپسول هوا با فشار مثبت



ملزومات آزمایشگاه

- > استانداردهای ایمنی زیستی سطح ۲
- + جداسازی فیزیکی در بهای ورود
- + ورودی های دارای دو درب به همراه درب های خودکار بسته شونده
- + جلوگیری از چرخش گازهای تولید شده در آزمایشگاه
- + جریان هوای منفی در آزمایشگاه
- + تعییه یک پیش اتاق قبل از ورود به آزمایشگاه



ایمنی زیستی سطح ۳

- ### تجهیزات پرسنل
- > لوازم حفاظت شخصی
 - > پوشیدن ماسک
 - > کارکردن با میکروبها در هود آزمایشگاهی ایمنی زیستی (biological safety cabinet)
- صورت پذیرد



ملزومات آزمایشگاه

- > استانداردهای ایمنی زیستی سطح ۱
- + اتوکلاو کردن پسماند
- + علائم هشدار دهنده مواد خطرناک
- + کابینت ایمنی بیولوژیکی



ایمنی زیستی سطح ۲

- ### تجهیزات پرسنل
- > لوازم حفاظت شخصی
 - > محافظ چشم / محافظ صورت
 - > هود آزمایشگاهی ایمنی زیستی



ملزومات آزمایشگاه

- + میزکار باز
- + سینک برای شستشوی دستها
- + تعییه مکان مناسب برای پسماند آزمایشگاهی
- + دوش های اضطراری



ایمنی زیستی سطح ۱

- ### تجهیزات کارکنان
- > روپوش آزمایشگاهی
 - > دستکش
 - > محافظ چشم

شرکت پل ایده آل پارس
تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح،
خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول
تلفن: ۰۸۸۷۶۵۵۶۱ / ۰۸۸۷۶۷۱۵۹ فکس: ۰۸۸۵۴۵۹۲۲-۹
کد پستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ مندوب پستی: ۰۱۵۸۷۵-۹۴۸۳
موبایل: ۰۹۱۲-۳۳۴۰-۱۹۷
www.medpip.com
Pole Ideal Pars Co.
+98 912 334 0197
@poleideal
@poleideal