


Angle rotor, 32-place

ست روتور مخروطی ۳۲ خانه

$\angle 45^\circ$

$n = 4,500 \text{ min}^{-1}$

max. RCF 3305



Cat. No. 1418P32


Angle rotor, 8-place

ست روتور مخروطی ۸ خانه


$\angle 45^\circ$


$n = 4,500 \text{ min}^{-1}$

max. RCF 3305



Cat. No. 1418P8

Capacity in ml	4-7	8.5-10	15	1.6-5
Ø × L in mm	12/13×100	16×100	17×120	12/13×75
				
Rotor 1418	+8002	+8002	+2109	+1054-D
Carrier Cat. No.	1467	1467	1467	1467
boring Ø × L in mm	17.4×91	17.4×91	17.4×91	17.4×91
Tubes per rotor	32	32	32	32
Max. RCF	3,215	3,215	3,283	2,762
Radius in mm	146	142	145	122
run-up in sec	32			
run-down in sec, braked	32			
Temperature in °C	-2			

Capacity in ml	50	50
Ø × L in mm	29×115	29×115
		
Rotor 1418	+2110	
Carrier Cat. No.	1468	1468
boring Ø × L in mm	30.2×92	30.2×92
Tubes per rotor	8	8
Max. RCF	3,147	3,147
Radius in mm	139	139
run-up in sec	8	
run-down in sec, braked	8	
Temperature in °C	-2	

Carrier/Adapter				
Cat. No.	2110	2109	1054-D	8002

روتور ۱۴۱۸ در دو پک 1418P8 و 1418P32 عرضه می‌شود

پک 1418P8، ۸ شاخه و مناسب لوله‌های فالكون و ته گرد ۵۰ میلی‌لیتری است

پک 1418P32، ۳۲ شاخه و سازگار با لوله‌های ۱۲/۱۳×۷۵، ۱۶×۱۰۰، ۱۲/۱۳×۱۰۰ میلی‌متر و فالكون ۱۵ میلی‌لیتری است

متعلقات روتور نیز به‌صورت مجزا قابل سفارش بوده و امکان استفاده از آن‌ها متناسب با کاربرد آزمایشگاه شما فراهم است



برای مشاهده اطلاعات بیشتر در
مورد روتور ۱۴۱۸، اسکن کنید