

جهت حفظ سلامت پرسنل، پذیرش سمپلر صرفاً مشروط به تکمیل و امضای این فرم و ارسال آن همراه دستگاه است؛ در غیر این صورت از پذیرش تجهیز معذوریم. لطفاً پیش از ارسال، شماره سریال سمپلر را جهت تسریع در پیگیری در سامانه my.medpip.com ثبت نمایید.

مشخصات مشتری و سمپلر

موسسه / آزمایشگاه متقاضی نام و نام خانوادگی رابط / کارشناس پیگیری
تلفن ثابت (همراه با کد شهر) تلفن همراه رابط / کارشناس پیگیری
استان و شهر
نشانی پستی دقیق متقاضی
شماره سریال سمپلر میزان حجم برداری مدل سمپلر: ☐ ثابت ☐ متغیر
اقدام ارسالی همراه تجهیز (متعلقات): ☐ جعبه اصلی ☐ سرسمپلر اختصاصی ☐ سایر

هدف از ارسال سمپلر

☐ کالیبراسیون و سرویس دوره‌ای ☐ تعمیر و رفع عدم عملکرد صحیح سمپلر
علت خرابی و اشکالات مشاهده شده:
وضعیت ظاهری سمپلر حین دریافت (توسط آزمایشگاه پر شود)

وضعیت آلودگی دستگاه

☐ بدین وسیله تایید می‌نمایم که سمپلر ارسالی با هیچ‌گونه مواد خطرناک، سمی، رادیواکتیو، خورنده یا عفونی در تماس نبوده است.
☐ سمپلر ارسالی پیش از این با موارد زیر در تماس قرار داشته است:
☐ مواد رادیواکتیو و رادیوایزوتوپ‌ها
☐ حلال‌ها و شناساگرهای آلی فرار و سمی
☐ عوامل عفونی بالقوه و میکروارگانیسم‌ها
☐ پروتئین‌های زیان‌آور، سرم‌ها و فرآورده‌های خونی
☐ اسیدهای نوکلئیک، قطعات DNA و RNA و مشتقات ژنتیکی
☐ محلول‌های آبی، بافرها، اسیدها و بازهای خطرناک و سوزاننده
☐ سایر مواد شیمیایی یا سموم بیولوژیک:

ارزیابی انطباق و قاعده تصمیم‌گیری

رویه پیش‌فرض: ارزیابی انطباق با حدود مجاز استاندارد ISO ۸۶۵۵:۲۰۲۲
بر مبنای قاعده پذیرش ساده با پهنای محافظ صفر انجام و ریسک‌های اندازه‌گیری گزارش می‌شود. در صورت تمایل به تغییر این رویه، گزینه مدنظر خود را علامت بزنید:

☐ عدم نیاز به بیانیه انطباق / رویه پیش فرض

☐ قاعده تصمیم‌گیری مشتری:

محل درج امضا و تاریخ:

نقاط و روش انجام کالیبراسیون

رویه پیش‌فرض: کالیبراسیون مطابق استاندارد ISO ۸۶۵۵:۲۰۲۲B
محاسبه عدم قطعیت اندازه‌گیری با سطح اطمینان ۹۵٪ ($K=2$)
مطابق راهنمای EA-4/02.
چنانچه نقاط دیگری مدنظر شماست، لطفاً مشخص فرمایید:
نقاط سفارشی مشتری:

گواهی می‌شود این سمپلر طبق دستورالعمل سازنده آلودگی‌زدایی شده
و فاقد هرگونه خطر شیمیایی یا بیولوژیک برای پرسنل است.
روش استریل سازی: