



Pole Ideal Pars Co.
www.medpip.com

اپلیکاتور بدون پنبه همزدن و یا مخلوط نمودن مواد

دشوار است. مدل PS از پلی استایرن ساخته شده و سخت و شکننده می باشد. مدل PP از پلی پروپیلن ساخته شده و انعطاف پذیر و نرم می باشد. این محصول در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاهها مقاوم است.

از اپلیکاتورها در نمونه برداری های بیولوژیکی و یا برای همزدن و مخلوط نمودن نمونه ها استفاده می شود. اپلیکاتورها در دو مدل PS و PP عرضه می شوند و بدون پنبه می باشند. طول زیاد این اپلیکاتورها موجب تسهیل در نمونه برداری از نقاطی است که دسترسی به آنها



ایران کد	مدل	وزن	ابعاد (حداکثر قطر × طول)	تعداد در بسته
۲۸۱۲۳۲۰۰۸۰۷۵۰۰۱	سخت - PS	۰/۷ گرم	۱۵۰ mm × φ ۲/۵ mm	۵۰۰
۲۸۱۲۳۲۰۰۸۰۷۵۰۰۲	نرم - PP	۰/۷ گرم	۱۵۰ mm × φ ۲/۵ mm	۵۰۰

* برای اطلاعات تکمیلی در خصوص مقاومت شیمیایی پلی استایرن (PS) به بخش اطلاعات تکمیلی مراجعه فرمایید.



تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول
کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵ موبایل: ۰۹۱۲-۳۳۴۰۱۹۷ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ / ۸۸۷۶۵۵۶۱
تلفن: ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ - ۸۸۷۶۷۰۱۹ - ۸۸۷۶۵۹۱۵ - ۸۸۷۶۵۸۴۷

@poleideal

@poleideal

+۹۸ ۹۱۲ ۳۳۴ ۰۱۹۷

Pole Ideal Pars Co.