



# PIPETTE WASHER



## پپیت شور اتوماتیک

- تخلیه اتوماتیک
- تولید شده از استیل ضد زنگ
- کارایی متناسب با فشار آب ورودی به مخزن
- مخزن استوانه ای با سبد متحرک جهت استقرار پپیت ها
- ارتفاع مناسب جهت قرار گیری پپیت های مختلف تا طول ۶۰۰ میلیمتر
- دارای کفه ارتجاعی جهت جلوگیری پیشگیری از شکستن نوک پپیت ها
- عملکرد بر اساس اصول سیفون معکوس هیدرولیکی ،
- جهت عبور دادن جریان دایمی آب از میان پپیت ها



تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتاح،  
خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، بلاک ۱۲، طبقه اول  
تلفن: ۸۸۵۴۵۹۲۲-۹  
فکس: ۸۸۷۶۵۵۶۱ و ۸۸۷۶۷۱۵۹  
کد پستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۱  
صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵  
www.medpip.com info@medpip.com