



مقادیر اندک نمونه‌ها و محلول‌ها و نیز تهیه ترکیب نمونه و رنگ ایده‌آل می‌باشد. این محصول در دو مدل ۱۰ و ۱۲ خانه عرضه می‌شوند که مدل ۱۲ خانه جهت شناسایی آسان‌تر، دارای ردیف‌بندی ماتریسی می‌باشد. لام‌های گوده‌دار سرولوژی در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه‌ها مقاوم می‌باشند.

لام گوده‌دار سرولوژی

بررسی و پردازش نمونه زیر میکروسکوپ

از لام‌های گوده‌دار بیشتر جهت انجام فرآیندهای آگلوتیناسیون، فلوکولاسیون و پرسپیتاسیون استفاده می‌شود. لام‌های گوده‌دار P.I.P. از نوعی پلیمر شفاف ساخته شده‌اند و دارای گوده‌هایی با مقطع دایره‌ای می‌باشند. این لام‌ها برای انواع تست‌های سرولوژی مناسب می‌باشند. همچنین لام گوده‌دار سرولوژی برای مشاهده واکنش‌های رسوبی، نگهداری موقت

تعداد در بسته	ابعاد حفره (عمق × قطر)	ابعاد	مدل	ایران کد
۳۰	φ۱۷ mm × ۳ mm	۱۱۰ mm × ۵۵ mm × ۵ mm	۱۰ خانه	۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۲۶
۳۰	φ۲۰ mm × ۲ mm	۱۱۷ mm × ۸۵ mm × ۳/۵ mm	۱۲ خانه	۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۲۷



تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول
کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵ موبایل: ۰۹۱۲-۳۳۴۰۱۹۷ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ / ۸۸۷۶۵۵۶۱
تلفن: ۸۸۵۴۵۹۲۲-۹ - ۸۸۷۶۷۰۱۹ - ۸۸۷۶۵۹۱۵ - ۸۸۷۶۵۸۴۷