



Pole Ideal Pars Co.
www.medpip.com

رک زنجیره‌ای Chain Rack



● مناسب برای انواع لوله‌ها

● چیدمان متناسب با نیاز

● عدم محدودیت در افزایش تعداد رک

چیدمان‌های مختلف



سینی نمونه برداری و حمل نمونه



بیوجار



کیف حمل نمونه



کول باکس



سینی تزریقات و پانسما

تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول
کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵ موبایل: ۰۹۱۲-۳۳۴۰۱۹۷ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ / ۸۸۷۶۵۵۶۱
تلفن: ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ - ۸۸۷۶۷۰۱۹ - ۸۸۷۶۵۹۱۵ - ۸۸۷۶۵۸۴۷ / www.medpip.com / info@medpip.com



Pole Ideal Pars Co.
www.medpip.com

رک زنجیره‌ای P.I.P. با طراحی منحصر بفرد و قابل اتصال، ایجاد اشکال مختلف از جالوله‌ای را برای کاربر امکان پذیر می‌کند. یک سمت رک مناسب نگهداری لوله های ۵ میلی لیتری و سمت دیگر برای لوله های ۱۵ میلی لیتری و یا لوله هایی به قطر ۱۷ میلی لیتر مناسب می باشد. می توان چیدمان رک ها را به نحوی انجام داد که امکان قرار دادن لوله های مختلف به تعداد دلخواه و به شکل مورد نظر وجود داشته باشد.

ویژگی ها:


- صرفه جویی در فضای میز کار به دلیل استفاده از یک رک برای لوله های مختلف
- به دلیل طراحی باز این محصول، در صورت قرار دادن رک داخل حمام آب یا یخ، تبادل حرارتی با لوله ها بسیار بهتر انجام می شود که موجب کاهش خطاهای شناسایی می گردد.
- امکان اتصال تعداد بیشتری از رک ها برای نگهداری حجم بالاتری از لوله ها

متناسب با نیاز رک دلخواه خود را ایجاد کنید.



رنگ بندی های مختلف برای تشخیص سریع نمونه ها

نحوه اتصال رک ها



تعداد در بسته	ابعاد خارجی (mm)	لوله مناسب	ایران کد
۴۲	۹۷ x φ ۲۷	۵ / ۱۵ ml φ ۱۵ - ۱۷ (mm)	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۵