



شرکت پل ایده آل پارس

۲۵ خانه

رک نگهدارنده لوله مخروطی

مشخصات فنی

این رکها برای نگهداری و سازماندهی لوله‌های مخروطی ۱۵ میلی‌لیتری و ۵۰ میلی‌لیتری طراحی شده‌اند. از مزیت‌های اصلی این رکها قابلیت اتصال به یکدیگر در تعداد نامحدود است. رکهای نگهدارنده لوله‌های مخروطی از پلی‌پروپیلن ساخته شده‌اند و قابل اتوکلاو و فریز کردن می‌باشند و در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه‌ها مقاوم هستند.

جهت افزایش کارایی، سازماندهی و تفکیک لوله‌ها، این رکها در چهار رنگ مختلف (زرد، قرمز، آبی، سبز) ارائه می‌گردند.



تعداد در بسته	ابعاد کلی (ارتفاع × عرض × طول) *	لوله مخروطی مناسب	ظرفیت
۱۰	۱۴۵ × ۱۱۰ × ۳۵	۱۵ میلی‌لیتر	۲۵ خانه
۱۰	۲۱۰ × ۱۸۰ × ۳۵	۵۰ میلی‌لیتر	۲۵ خانه

* اندازه‌ها به میلی‌متر است.