

سینی برش بافت وسیله‌ای است که به کمک آن می‌توان به راحتی و با دقت فراوان بافت‌ها را برش داد و اغلب در بخش‌های پاتولوژی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در حال حاضر بسیاری از کاربران برای برش از سینی‌های معمولی استفاده می‌کنند که اغلب از جنس شیشه، چوب یا استیل هستند. به طور معمول استفاده از سینی‌های برش معمولی مشکلات متعددی را برای کاربران بوجود می‌آورد که از جمله آنها میتوان به این موارد اشاره کرد: جاری شدن مایعات بر روی سینی، کند نمودن چاقوهای جراحی، باد کردگی و انحنای بر اثر مروز زمان در نمونه‌های چوبی و ... اما در حالیکه نمونه‌های معمول مشکلات زیادی برای کاربر ایجاد می‌کنند. سینی برش جدید علاوه بر رفع این مشکلات دارای مزایای منحصر به فردی است که به کاربران اجازه می‌دهد نمونه را با دقت و سرعت بیشتری برش دهند که از جمله این مزایا میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

◆ برای اندازه گیری بافت، دیگر نیازی به انتقال آن یا استفاده از خط‌کش مخصوص نیست؛ چرا که این محصول دارای اشکال و مقیاس‌های مختلف اندازه گیری (به صورت دایره‌های در ابعاد مختلف و محور مختصات X و Y) و همچنین درجه بندی اندازه‌ها (براساس اینچ، سانتیمتر و میلیمتر) است و کاربران می‌توانند بافت مورد نظر را پس از برش بر روی سینی و بدون انتقال دادن، در همانجا اندازه گیری کنند.

◆ این وسیله کامل‌قابل شستشو است و سطح وسیعی برای برش در اختیار کاربر قرار می‌دهد. از آنجایی که این وسیله از پلی اتیلن ساخته شده در برابر تمامی مواد شیمیایی که نمی‌توانند روی پلی اتیلن اثر بگذارند مقاوم است.

◆ شیارهای تخلیه که در سرتاسر سطح این وسیله تعییه شده‌اند، از سرریز شدن مایعات در محدوده برش جلوگیری می‌کنند.

سینی برش بافت

مشخصات فنی

ساخته شده از پلی اتیلن با چگالی بالا (سنگین) و مقاوم در برابر انحنای و باد کردگی در اثر استفاده ◆ ابعاد سینی: ۳۲۰mm × ۲۸۰mm × ۱۰mm

طول محور افقی: ۲۰ cm ◆ طول محور عمودی: ۱۵ cm (۶ اینچ) ◆ دارای درجه بندی اندازه‌ها بر مبنای دو مقیاس متریک و اینچ

دارای شش دایره در قطرهای مختلف از ۴ میلیمتر ($\frac{1}{8}$ اینچ) تا ۱۴ میلیمتر ($\frac{5}{8}$ اینچ) ◆ دارای شبکه‌های جانبی در غالب محور

مختصات با جزئیات بالا (درجه بندی به میلیمتر)



شرکت پل ایده‌آل پارس

Technical Specifications

Made of high density polyethylene and resistible to bending or changing shape

Dimensions: 320mm x 280mm x 10mm ◆ Horizontal axis length: 20cm (8inch) ◆ Vertical axis length:

15cm (6inch) ◆ With both measuring units (metric and inches) ◆ With 6 dimensional circles from 4mm

($\frac{1}{8}$ inch) up to 14mm ($\frac{5}{8}$ inch) ◆ With side meshes divided in millimeters

Dissecting Table

Dissecting table is a device which we can use in order to cut tissues accurately and easily, using this device is very common in pathology section.

Nowadays many users still use the usual tables for cutting tissues. These usual tables are made of glass, wood or steel and they usually cause lots of trouble for users, such as: liquid spill, dulling surgical blades or in wooden tables: changing shape, bending or swelling are usual problems. Whereas the new product not only reduced mentioned problems but also has some unique features that can provide users faster and more accurate ways of cutting tissues. Here are some special features of this product:

◆ For measuring the tissue there is no need to transfer it or use special rulers, because this product has different types of measuring guides in different shapes and scales (dimensional circles and X & Y axis) also different measuring units (inches, centimeters, millimeters) and users can both cut and measure the tissue at the same table.

◆ It is also washable, has large surface and because this device is made of polyethylene it is resistible to all chemical materials that can not effect polyethylene.

◆ Evacuation corrugation are one of the other qualities in this new table and applied in order to prevent spill of liquids in cutting surface.



شرکت پل ایده آل پارس

سینی برش بافت Dissecting Table



◆ کاربرد آسان ◆ اندازه گیری دقیق و سریع ◆ سازگار با کلیه تیغ های جراحی ◆ کمترین میزان اثر گذاری در جهت کند کردن تیغ های جراحی ◆ با قابلیت شستشو و ضد عفونی آسان پس از برش بافت ◆ دارای مقاومت در برابر تمامی موادی که نمی توانند بر روی پلی اتیلن تاثیر بگذارند ◆ دارای شیارهای تخلیه در اطراف سینی (جهت تخلیه مایعات اضافه از سطح سینی) ◆ دارای درجه بندی بر اساس میلیمتر و اینچ بر روی محور اصلی مختصات Y & X ◆ دارای اشکال درجه بندی شده در ابعاد مختلف جهت تسهیل در اندازه گیری

◆ Easy to use ◆ Perfect for easy and careful measuring ◆ Least effect on dulling surgical blades ◆ Compatible to all surgical blades ◆ Washable and suited for using antiseptics on it after cutting the tissue ◆ Resistible to all chemical materials that can not affect polyethylene ◆ With evacuation corrugations (for evacuating all extra liquids on the table) ◆ Divided in two different measuring units (millimeters and inch) in X & Y axis ◆ With dimensional circles in different sizes for measuring in different styles

تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول

تلفن: ۰۹۰۵۸۷۶۳۵۷۱۱ - ۰۹۰۸۷۶۵۵۶۱ و ۰۹۰۸۵۴۵۹۲۲ فکس: ۰۹۰۸۷۶۷۱۵۹

www.medpip.com | info@medpip.com

صندوق پستی: ۰۹۰۸۷۵ - ۰۹۰۴۸۳

www.medpip.com

