

LABOX

ظرف حمل نمونه

با توجه به خطراتی که نمونه‌های آزمایشگاهی و پزشکی می‌توانند برای افراد و محیط به همراه داشته باشند، هرگونه انتقال و جابه‌جایی مواد بیولوژیکی از آزمایشگاه، بخش‌های مختلف بیمارستان و کلینیک و یا هر مکانی، می‌بایست تحت شرایطی انجام شود که هیچگونه نشتی رخ ندهد. از سوی دیگر در انتقال این نمونه‌ها حفظ تمامیت و کیفیت آن و جلوگیری از آلوده شدن محیط اهمیت ویژه‌ای دارد. دو تا از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند موجب نشتی و آلودگی محیط در حمل و جابه‌جایی مواد عفونی شود، نبود بسته‌بندی مناسب و آموزش کم پرسنل مربوطه می‌باشد. به همین دلیل کشورها و نهادهای بین‌المللی برای جابه‌جایی نمونه و حمل هوایی، زمینی، ریلی و دریایی نمونه‌های آزمایشگاهی و پزشکی قوانین متعددی وضع نموده‌اند. دارا بودن لایه بسته‌بندی اولیه و لایه بسته‌بندی ضدنشت ثانویه و بسته بیرونی بادوام از جمله شرایطی است که ظرف نمونه‌های بیولوژیکی (UN3373¹) باید داشته باشند (قوانین IATA).

ظرف حمل نمونه LABOX، تجهیززی ایده‌آل مطابق با استانداردهای بین‌المللی برای حمل انواع نمونه‌های آزمایشگاهی و پزشکی از جمله نمونه‌های بیولوژیک (UN3373) می‌باشد. امکان حمل ایمن و آسان نمونه‌ها، بسته‌بندی دولایه و ضد نشت و رک جاذب از جمله مزایای ظرف حمل LABOX می‌باشد. امکان قراردعی بر گه مشخصات نمونه‌ها درون جعبه (در کنار نمونه) و موجود بودن در رنگ‌های مختلف از جمله ویژگی‌هایی است که سازماندهی نمونه‌ها را بسیار آسان می‌نماید.

ویژگی‌ها:

- سبک با قابلیت حمل آسان
- سهولت در کاربری
- قابلیت قرارگیری در کول باکس
- دسترسی آسان به لوله‌های نمونه‌برداری
- مطابق با استانداردها و قوانین بین‌المللی
- بسته‌بندی ۳ لایه نمونه مطابق با IE P650
- مطابق با استانداردهای IATA برای حمل نمونه‌های بیولوژیک (UN3373)
- دارای درب ثانویه ضد نشت
- جدار خارجی مقاوم

لاباکس



1- مواد بیولوژیکی که تماس آن‌ها با بدن موجب ناتوانی دائمی، بیماری مرگبار یا وخیم در انسان و حیوان نمی‌گردد.

LABBOY

● **دسترسی آسان**
درب لولایی 180°

● **ایمن**
دارای درب ایمن



● **سهولت کاربری**
قابلیت باز و بسته شدن آسان

● **ضد نشت**
دارای لاستیک آببندی

● **مقاوم**
ساخته شده از پلی پروپیلن بادوام



● **جای لوله**
محل قراردادن موقت لوله



● **قابلیت انبارش**
قابلیت انبارش آسان



● **سازماندهی نمونه‌ها**
قرارگیری برگه مشخصات نمونه‌ها در کنار آن‌ها



● **شفاف**
امکان مشاهده آسان نمونه‌ها



● **رک جاذب**
دارای نگهدارنده برای 7 لوله، 1 سوزن و 1 هولدر



● **تنوع رنگی**
موجود در رنگ‌بندی‌های متنوع



لوله / تجهیز مناسب	تعداد	قطر حفره (mm)	ابعاد (mm)
هولدر لوله، انواع لوله با قطر ۱۷-۱۸ میلی‌متر	۱	۱۷	۲۰۶×۱۲۷×۴۷
سوزن	۱	۷	
لوله ۱۰ میلی‌لیتری، انواع لوله با قطر ۱۲-۱۴ میلی‌متر	۱	۱۳	
لوله‌های ۵ تا ۷ میلی‌لیتری، انواع لوله با قطرهای ۱۰-۱۲ میلی‌متری	۶	۱۱	

تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول
 تلفن: ۸۸۵۴۵۹۲۲-۹ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ و ۸۸۷۶۵۵۶۱
 کد پستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳-۱۵۸۷۵

