



Pole Ideal Pars Co.
www.medpip.com




جعبه میکروتیوب

نگهداری و سازماندهی میکروتیوب‌ها

و انبارش مناسب جعبه‌ها بر روی هم، علاوه بر مقطع مستطیلی آن‌ها، زائده‌ای بر روی درب تعبیه شده است. این جعبه‌ها در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه‌ها مقاوم بوده و در ۳ مدل مختلف و رنگ‌های متنوع عرضه می‌شوند. تنوع در رنگ‌بندی موجب سهولت در دسته‌بندی و تفکیک نمونه‌ها می‌شود.

جعبه میکروتیوب‌های P.I.P. از پلی پروپیلن ساخته شده‌اند و قابل اتوکلاو و فریز کردن می‌باشند. صفحه‌ی قرارگیری میکروتیوب‌ها دارای ردیف‌بندی ماتریسی می‌باشد که امکان شناسایی آسان میکروتیوب‌ها را فراهم می‌آورد. این جعبه‌ها دارای درب شفاف و لولایی و قفل محافظ ضامن‌دار هستند. همچنین جهت چیدمان پایدار



-80°C

ایران کد	مدل	میکروتیوب مناسب	ابعاد	تعداد در بسته
۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۷	۱۵۳ خانه (۹ × ۱۷)	۰/۲ ml	۱۷۶ mm × ۹۵ mm × ۵۵ mm	۵
۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۸	۹۸ خانه (۷ × ۱۴)	۰/۵ ml	۱۷۶ mm × ۹۵ mm × ۵۵ mm	۵
۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۹	۷۲ خانه (۶ × ۱۲)	۱/۵ ml	۱۷۶ mm × ۹۵ mm × ۵۵ mm	۵

📷 poleideal

☎ 09123340197

✉ Info@medpip.com

🏢 Pole Ideal Pars Co.

تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک 12، طبقه اول

فکس: ۸۸۷۶۵۰۶۱ (۰۲۱) و ۸۸۷۶۷۱۵۹ (۰۲۱)

تلفن: ۸۸۵۴۵۹۲۲ (۰۲۱)

صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵

کد پستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴