



جالوله‌ای مولتی رک

نگهداری و سازماندهی انواع لوله‌ها و میکروتیوب‌ها

است که برای قراردعی در انکوباتور، یخچال، فریزر، زیر هودهای آزمایشگاهی و روی میز کار ایده آل می‌باشند. سبک بودن و دسته‌های تعبیه شده در دو سمت این رک‌ها موجب تسهیل هرچه بیشتر حمل و جابجایی آنها می‌گردد. مولتی رک‌های P.I.P. در رنگ‌های متنوع ارائه می‌گردند.

مولتی رک‌های P.I.P. در مدل ۱۲ مدل برای نگهداری و سازماندهی انواع لوله‌ها و میکروتیوب‌ها در تمامی قسمتهای آزمایشگاه مناسب می‌باشند. این مولتی رک‌ها از POM ساخته شده اند که دارای قابلیت غوطه وری در آب بوده و در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه‌ها مقاوم می‌باشند. همچنین ابعاد آنها به گونه ای در نظر گرفته شده



ابعاد (mm)	لوله‌های مناسب	تعداد حفره	مدل	ایران کد
۲۹۳ × ۱۱۵ × ۶۵	لوله با قطر ۱۳ میلی‌متر لوله ۱۲ × ۱۰۰، گاماکانتر	۸۴	L12-84	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۸
۱۷۵ × ۱۱۵ × ۶۵	لوله با قطر ۱۳ میلی‌متر لوله ۱۲ × ۱۰۰، گاماکانتر	۴۲	S12-42	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۹
۲۹۳ × ۱۱۵ × ۶۵	لوله با قطر ۱۶ میلی‌متر لوله ۱۶ × ۱۰۰ و فالکون ۱۵ میلی‌لیتری	۶۰	L16-60	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۰
۱۷۵ × ۱۱۵ × ۶۵	لوله با قطر ۱۶ میلی‌متر لوله ۱۶ × ۱۰۰ و فالکون ۱۵ میلی‌لیتری	۳۰	S16-30	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۱
۲۹۳ × ۱۱۵ × ۶۵	لوله‌هایی با قطر ۲۵ تا ۳۰ میلی‌متر لوله فالکون ۵۰ میلی‌لیتری	۱۸	L30-18	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۲
۱۷۵ × ۱۱۵ × ۶۵	لوله‌هایی با قطر ۲۵ تا ۳۰ میلی‌متر لوله فالکون ۵۰ میلی‌لیتری	۹	S30-9	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۳
۲۹۳ × ۱۱۵ × ۳۷	میکروتیوب‌های ۱/۵ و ۲ میلی‌لیتری	۶۰	LM-60	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۴
۱۷۵ × ۱۱۵ × ۳۷	میکروتیوب‌های ۱/۵ و ۲ میلی‌لیتری	۳۰	SM-30	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۵
۲۹۳ × ۱۱۵ × ۳۷	لوله‌های با حداکثر قطر ۱۱ میلی‌متر لوله گاماکانتر، لوله کرایو	۸۴	LC-84	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۹
۱۷۵ × ۱۱۵ × ۳۷	لوله‌های با حداکثر قطر ۱۱ میلی‌متر لوله گاماکانتر، لوله کرایو	۴۲	SC-42	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۰
۲۹۳ × ۱۱۵ × ۶۵	لوله‌های فالکون ۱۵ و ۵۰ میلی‌لیتری	۳۹	LF-39	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۱
۲۹۳ × ۱۱۵ × ۶۵	لوله‌های ساده، لوله گاماکانتر ۱۶ × ۱۰۰ و ۱۲ × ۱۰۰	۷۲	LT-72	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۲