


## سینی نمونه برداری و حمل نمونه

### حمل ایمن انواع نمونه و تجهیزات نمونه برداری


وسایل در سطح بالا و نزدیک بستر بیمار را فراهم آورده است. سینی نمونه برداری و حمل نمونه P.I.P. ساخته شده از پلی پروپیلن و در رنگ های متنوع قابل عرضه می باشد.

سینی نمونه برداری و حمل نمونه P.I.P. با هدف سازماندهی و افزایش سرعت، بهره وری و ایمنی فرآیند نمونه گیری و دسترسی به تمامی تجهیزات مورد نیاز طراحی شده است. ساختار منحصر بفرد این سینی امکان قراردادن آن بر روی میله تخت و قراردادی

- بدون درب با عمق زیاد و ارتفاع مناسب دیواره ها
- امکان تنظیم فضای داخلی با استفاده از کیت ها و صفحات جداکننده
- امکان قرارگیری بر روی میله های افقی (تخت بیمار، ترالی...)
- وزن کم و استحکام بالا



کاربری	قطر حفره ها	مدل	ایران کد
حمل انواع تجهیزات نمونه گیری، با قابلیت قرارگیری جالوله ای در آن	-	عمومی	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۳
دارای کیت لوله برای انواع لوله ها و ظروف نمونه برداری، حمل انواع تجهیزات نمونه گیری با قابلیت قرارگیری جالوله ای در آن	(عدد ۴) $\phi$ ۴۴ mm (عدد ۴) $\phi$ ۴۰ mm (عدد ۴) $\phi$ ۲۱ mm (عدد ۱۴) $\phi$ ۱۷ mm (عدد ۱۸) $\phi$ ۱۳ mm	با کیت لوله	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۴
دارای کیت لیوان برای انواع ظروف نمونه برداری و قوطی مدفوع، حمل انواع تجهیزات نمونه گیری با قابلیت قرارگیری جالوله ای در آن	(عدد ۱۰) $\phi$ ۴۴ mm (عدد ۴) $\phi$ ۴۸ mm	با کیت لیوان	۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۵



#### ابعاد خارجی

طول ۴۴۰ mm  
عرض ۲۸۰ mm  
ارتفاع با دسته ۲۸۰ mm  
ارتفاع بدون دسته ۱۶۰ mm