



شرکت پل ایده آل پارس
www.medpip.com

رک مگامیکس

به طور معمول رک‌های لوله آزمایش قابلیت نگهداری تعداد کمی لوله را دارند که این رقم معمولاً بین ۲۰ تا ۸۰ (حداکثر ۱۰۰) عدد است. این نقطه ضعف باعث می‌شود تا به ویژه در آزمایشگاه‌های بزرگ، سازماندهی، نگهداری و انبار کردن نمونه‌ها به عملیاتی بسیار وقت‌گیر بدل گردد. در ضمن حمل رک‌های رایج به واسطه ابعاد کوچکشان در دسر ساز است و قرار دادن آن‌ها بر روی هم به منظور حمل دسته جمعی شان نیز امکان‌پذیر نمی‌باشد.

با توجه به این مشکلات و با تکیه بر نوآوری و طراحی خلاقانه، اقدام به تولید مجموعه رک‌های مگامیکس کردیم. رک‌های مگامیکس در دو مدل ۱۵۰ خانه (برای لوله‌هایی با قطر حداکثر ۱۶ میلی‌متر) و ۲۱۶ خانه (برای لوله‌هایی با قطر حداکثر ۱۲ میلی‌متر) ساخته شده‌اند و گذشته از بر طرف کردن نواقص موجود در رک‌های رایج دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند که کمک شایانی به تسهیل کارها برای کاربر می‌کنند.

حفره‌های این رک‌ها بر روی صفحات قابل تعویض تعبیه شده‌اند و به کاربر این امکان را می‌دهد که در یک رک (با توجه به نیاز خود) صفحات مختلف با حفره‌های مختلف را قرار دهد، بنابراین کاربر می‌تواند در یک رک دو سایز لوله با قطرهای مختلف را سازماندهی کند. همچنین ظرفیت بالای این رک‌ها به طور چشمگیری باعث ساده‌تر شدن سازماندهی نمونه‌ها و استوک کردن آن‌ها در یخچال و فریزر می‌شود. این رک‌ها از پلی‌پروپیلن ساخته شده‌اند و این باعث شده تا ساختاری مستحکم داشته باشند و با کمک بدنه‌ای پایدار و استوار خطر واژگونی آن‌ها به حد اقل برسد. طراحی این رک‌ها به گونه‌ای است که در زمان استفاده نکردن از آن‌ها، می‌توان قطعات آن‌ها را از هم باز کرد تا فضای بسیار کمتری را اشغال نمایند.



تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح،
خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول
تلفن: ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ و ۸۸۷۶۵۵۶۱
کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳-۱۵۸۷۵



www.medpip.com
info@medpip.com