



رک چرخان

توضیحات فنی

- ◀ کارآمد و متنوع
- ◀ قابل اتصال در تعداد نامحدود
- ◀ دارای ردیف بندی عددی برای تشخیص آسان محل لوله‌ها
- ◀ دارای حفره در چهار طرف رک و مناسب برای لوله‌های:
- ◀ ۱۵ میلی لیتر (۶ عدد در هر قسمت از رک)
- ◀ ۱/۵ الی ۲/۰ میلی لیتر (۹ عدد در هر قسمت از رک)
- ◀ ۰/۵ میلی لیتر (۱۲ عدد در هر قسمت از رک)
- ◀ ۰/۲ میلی لیتر (۳۲ عدد در هر قسمت از رک)
- ◀ دارای طراحی خلاقانه و رنگ بندی شاد
- ◀ قابل اتوکلاو
- ◀ قابلیت قرار گرفتن لوله‌های مختلف آزمایشگاهی، کشت نمونه و انواع میکروتیوب در یک رک



شرکت پل ایده آل پارس
www.medpip.com

رک چرخان

از زمانی که بشر اولین ابزارهای خود را ساخت تا به امروز تغییرات فراوانی در آن‌ها ایجاد کرده است. قسمتی از این تغییر مربوط به بازدهی این ابزارها بوده است، بدین معنی که بشر به صورت مستمر تلاش کرده تا ابزارهایی بسازد که با بالا بردن دقت و سرعت، بازدهی کارها را افزایش دهند. اما بخش دیگری از تغییرات که اهمیت آن، به ویژه در دوران مدرن، نمود بیشتری پیدا کرده است، کاربر پسند شدن ابزارهاست. برای این کار نیاز است به تزریق خمیر مایه‌ی شخصیتی به ابزارها در جهت قابل درک شدن رابطه‌ی آن‌ها با کاربر. و این رویه نگرشی تازه را طلب می‌کند که در آن، ابزار دیگر صرفاً وسیله‌ای برای انجام کاری مشخص نیست و رابطه‌ی کاربر با آن به جریانی روان و معلق بدل گشته است. بخشی از آنچه امروزه محصولات یکسان تولیدکنندگان مختلف را از هم متمایز می‌کند، توجه طراحان این ابزارها در پرداختن به جزئیاتی است که ذات ابزارها را از موادی بی روح که به اشکال مختلف در آمده‌اند خارج کرده و با نگرشی متفاوت به آن‌ها روحیه‌ای انسانی می‌دمند. کار کردن با ابزارآلاتی که بر این پایه ساخته شده‌اند باعث می‌شود تا کاربر نسبت به کاری که با وسیله‌ی مورد نظر انجام می‌دهد بیش از پیش علاقه‌مند شود و با روحیه‌ای بهتر و ذهنی باز، کار خود را انجام دهد.



تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتوح،
خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول
تلفن: ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ و ۸۸۷۶۵۵۶۱
کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵



www.medpip.com
info@medpip.com