



Pole Ideal Pars Co.  
www.medpip.com

## لوله آزمایش ساده

### نگهداری و انتقال نمونه آزمایشگاهی


مقاوم هستند. لوله‌های آزمایش ساده در دو سایز متفاوت و به صورت با درب (فشاری و کپ) و بدون درب ارائه می‌شوند.

این لوله‌ها از پلی‌پروپیلن شفاف ساخته شده‌اند، یکبارمصرف می‌باشند و می‌توان از آن‌ها جهت نگهداری و انتقال انواع نمونه‌ها استفاده نمود. این لوله‌های آزمایش در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه



درب فشاری درب کپ

ایران کد	ظرفیت	ابعاد (ارتفاع×قطر)	جنس - نوع درب	تعداد دربسته
۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱	۷ ml	φ۱۲ mm × ۱۰۰ mm	-	۲۰۰
۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۲	۹ ml	φ۱۶ mm × ۱۰۰ mm	-	۲۰۰
۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۳	۷ ml	φ۱۲ mm × ۱۰۰ mm	PP - فشاری	۲۰۰
۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۴	۹ ml	φ۱۶ mm × ۱۰۰ mm	PP - فشاری PE - کپ	۲۰۰



تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول  
کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵ موبایل: ۰۹۱۲-۳۳۴۰۱۹۷ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ / ۸۸۷۶۵۵۶۱

تلفن: ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ - ۸۸۷۶۷۰۱۹ - ۸۸۷۶۵۹۱۵ - ۸۸۷۶۵۸۴۷

@poleideal

@poleideal

+۹۸ ۹۱۲ ۳۳۴ ۰۱۹۷

Pole Ideal Pars Co.