

Slide Mailer



فولدر لام PIP

ایمن ترین وسیله برای ارسال نمونه به آزمایشگاه ...

- دارای موانع حفاظتی جهت جلوگیری از مخدوش شدن نمونه
- مناسب برای حمل نمونه لام های سیتولوژی و ...
- محافظت مناسب از لام های ۲۶ × ۷۶ (میلیمتر) در هنگام جابجایی
- تناسب شکل با اندازه لام های مصرفی جهت جلوگیری از صدمات احتمالی ناشی از جابجایی
- دارای دو محفظه جدا گانه
- ساخته شده از پلی پروپیلن
- ابعاد ۶ × ۷۱/۵ × ۸۸/۵ میلیمتر
- موجود در بسته بندیهای ۱۰۰ تایی

نمونه به ارسال آزمایشگاه چگونه؟

**برای تشخیص و پیشگیری از بدخیمی های سرطان رحم چه باید کرد؟
برای انجام و گزارش یک پاپ اسمیر مناسب باید به سوالات زیر پاسخ مناسب داد**

بهترین زمان گرفتن نمونه با توجه به (LMP) Last Menestured Period چه موقع است؟
چه کسانی می توانند نمونه پاپ اسمیر بگیرند؟

رعایت چه مواردی توسط فرد متقاضی برای انجام پاپ اسمیر لازم است؟

آیا میتوان بدون وجود تخت ژینکولوژی در تیم های سیار پاپ اسمیر تهیه کرد؟

بهترین روش تهیه و گسترش نمونه و فیکس کردن لام چگونه است؟

انجام آزمایش پاپ اسمیر در دوران حاملگی چگونه است؟

هنگامی که ترشح و عفونت واضح وجود دارد آیا پاپ اسمیر لازم است؟

آیا انجام پاپ اسمیر هنگام شروع کنتراستپشن ضروریست؟

سقف زمانی از گرفتن نمونه تا دریافت پاسخ چقدر می تواند باشد؟

آیا ضروریست اسپاچول و اسپیکولوم استریل باشند؟

آیا انجام معاینه واژینال در هنگام نمونه گیری ضروری است؟

برای تهیه نمونه کدام وسیله توصیه می شود؟

**آیا برای ارسال نمونه لام به آزمایشگاه
باید از فولدر مخصوص استفاده کرد؟**

PIP

شرکت پل ایده آل پارس

تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانباب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول

تلفن: ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ و ۸۸۷۶۵۵۶۱ کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۱

صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵ info@medpip.com www.medpip.com

