

SLIDE STORAGE BOX



POLE IDEAL PARS Co.

جعبه نگهداری لام

ساخته شده از ABS با دوام
دارای درب لولایی با قفل ایمن ضامن دار
موجود در ظرفیت های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ عددی
مناسب برای لام های ۷۶X۲۶ میلیمتری
دارای فهرست شماره گذاری شده جهت شناسایی لام ها

Made of durable ABS
With hinged lids and a secure latch lock
Available in volumes holding 10, 25, 50 and 100 slides
Suitable for 76 x 26 mm slides
A printed index for slide identification purpose



Microscope Slide

■ موجود در انواع :

ساده: با لبه بریده شده
 روده: با لبه سنگ خورده و زوایای قائمه
 حفره دار: دارای یک یا دو حفره مدور با عمق بین ۰/۶ تا ۰/۸ میلیمتر و قطر تقریبی ۱۵-۱۸ میلیمتر
 رنگی: سطوح رنگی به طول ۲۲ میلیمتر در یک سر، روی یک یا هر دو وجه
 استاندارد: دارای سطوح مات به طول ۲۰ یا ۲۲ میلیمتر در یک سر، روی یک یا هر دو وجه

■ موجود در بسته بندی های وکیوم شده پلی پروپیلنی

■ Available in various kinds of:

Unground: with cut edges
 Ground: with smooth 90 degree shapes
 Concave: containing one or two circular recesses with approximate depth and diameter of 0.6-0.8 & 15-18mm
 Color: with a printed area of about 22 mm on one or both sides on one end
 Standard: 22 or 20 mm frosted area at one end on single or both sides

■ Available in closely vacuumed polypropylene bag

Cat No.	Specification مشخصات	Cat No.	Specification مشخصات
MS7101	Plain Slide, Ground Edges تخت-روده	MS7107	Single end frosted on one side of surface, Ground edges یک سر/ دو وجه مات - روده
MS7102	Plain Slide, Unground Edges تخت-ساده	MS7107-1	Single end frosted on one side of surface, Ground edges یک سر/ یک وجه مات - ساده
MS7103	Single concave, Ground edges تک حفره ای - روده	MS7108	Double ends frosted on one side of surface, Ground edges دو سر/ دو وجه مات - روده
MS7104	Double Concaves, Ground Edges دو حفره ای - روده	MS7109	Single end color frosted, Ground edges یک سر رنگی - روده
MS7105	Single end frosted on one side of surface, Ground edges یک سر/ یک وجه مات - روده	MS7110	Frosted on one side surface یک وجه تمام مات
MS7105-1	Single end frosted on one side of surface, Unground edges یک سر/ یک وجه مات - ساده	MS7111	Frosted on both sides surface دو وجه تمام مات
MS7106	Double ends frosted on one side of surface, Ground edges دو سر/ یک وجه مات - ساده	ضخامت کلیه لامهای مندرج در جدول فوق ۱/۲ - ۱/۰ میلیمتر می باشد.	



آدرس: تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول
 کد پستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵
 تلفن: ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ (۰۲۱) و ۰۹۱۲۳۳۴۰۱۹۷
 فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ (۰۲۱) و ۸۸۷۶۵۵۶۱ (۰۲۱)