


PIP

Staining Tray



سینی رنگ آمیزی

• مخصوص رنگ آمیزی لام های هماتولوژی ، سیتولوژی ، پاتولوژی و ... ساخته شده از پلی پروپیلن ، مستحکم

• کمک به حفظ پاکیزگی محیط بصورت امکان تخلیه آسان رنگ از طریق شیلنگ خروجی

• مشخصات فیزیکی :

• وزن (گرم) : ۳۰۰

• ابعاد (میلیمتر) : ۳۴۰ x ۲۲۵ x ۳۵

• موجود در بسته بندی های تکی

PIP Staining Tray

• Specially adepted for staining haematology , cytology , pathology ,... slides

• Made from sturdy polypropylene

• The attached hose pipe , eases emptying the stains & keeping the environment clean

• Physical characteristics :

• Dimension (mm) : 340 x 225 x 35

• Available in one piece packs

آدرس: تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول

کد پستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵

تلفن: ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ (۰۲۱) و ۰۹۱۲۳۳۴۰۱۹۷

فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ (۰۲۱) و ۸۸۷۶۵۵۶۱ (۰۲۱)