



Pole Ideal Pars Co.  
www.medpip.com

## کپسول بافت فلزی

### نگهداری و آماده‌سازی بافت سلولی

این کپسول از استیل ضدزنگ ساخته شده و قابل اتوکلاو است. بر روی کف و درب این کپسول تعداد زیادی حفره جهت تسهیل جریان سیال درون آن تعبیه شده است. درب آن از نوع فشاری همراه با ۳ گیره می‌باشد. کپسول بافت فلزی در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه‌ها مقاوم است.

تعداد در بسته	ابعاد ( قطر × ارتفاع )	ایران کد
۱۰	۱۰ mm × φ ۳۸ mm	۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳



تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول  
کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵ موبایل: ۰۹۱۲-۳۳۴۰۱۹۷ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ / ۸۸۷۶۵۵۶۱  
تلفن: ۸۸۵۴۵۹۲۲-۹ - ۸۸۷۶۷۰۱۹ - ۸۸۷۶۵۹۱۵ - ۸۸۷۶۵۸۴۷

@poleideal

@poleideal

+۹۸ ۹۱۲ ۳۳۴ ۰۱۹۷

Pole Ideal Pars Co.