




Pole Ideal Pars Co.
www.medpip.com

لوپ استاندارد فلزی

نمونه برداری با حجم معین

لوپ فلزی از آلیاژ مخصوصی ساخته شده و ظرفیت حجم برداری آن ۵ میکرولیتر است. جهت استریل نمودن این لوپ می توان از شعله مستقیم و سایر روش های مرسوم استفاده کرد. یکی از مزایای لوپ های ساخته شده از این آلیاژ، خنک شدن سریع آن بعد از استریل نمودن است. این لوپ در عین انعطاف پذیری دارای استحکام کافی برای نمونه برداری از کلیه محیط های کشت می باشد.



تعداد در بسته	حجم برداری	طول	ایران کد
۵۰	۵ μ l	۶۰ mm	۲۸۱۲۴۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲

تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول
کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵ موبایل: ۰۹۱۲-۳۳۴۰۱۹۷ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ / ۸۸۷۶۵۵۶۱
تلفن: ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ - ۸۸۷۶۷۰۱۹ - ۸۸۷۶۵۹۱۵ - ۸۸۷۶۵۸۴۷

@poleideal

@poleideal

+۹۸ ۹۱۲ ۳۳۴ ۰۱۹۷

Pole Ideal Pars Co.