



Pole Ideal Pars Co.
www.medpip.com

تکرک کرایو تکرک میکروتیوب

Tak Rack Cryo Tube Tak Rack Microtube



تکرک کرایو



تکرک میکروتیوب

یکی از مشکلات رایج در آزمایشگاه‌ها، بیرون آوردن یک رک کامل از داخل منبع سرد برای کار با بخشی از نمونه‌های داخل رک است. استفاده از تک رک‌های P.I.P. به کاربر این اجازه را می‌دهد که تنها بخش مورد نیاز از نمونه‌ها را برداشته و در نتیجه، مابقی بخش‌های رک را ذخیره‌سازی نماید. هر رک دارای هشت قطعه مجزای است که در یک جعبه از جنس پلی پروپیلن قرار دارند. کاربر می‌تواند نمونه مورد نظر در یک قطعه از رک را به راحتی شناسایی کرده و آن را خارج نماید؛ سپس درب جعبه را بسته و آن را در جای خود قرار دهد. هر قطعه ی رک از پلی پروپیلن مقاوم ساخته شده است که قابل اتوکلاو بوده و در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه‌ها مقاوم می‌باشد.

- کاهش احتمال انتقال آلودگی بین نمونه‌ها
- اشغال فضای کم و اختصاص جای بیشتر برای کار با نمونه‌ها
- دارای ردیف بندی ماتریسی
- دارای جعبه مخصوص برای هر ۸ قطعه

تک رک میکروتیوب P.I.P. که دارای هشت قطعه دو طرفه در هر جعبه می‌باشد، برای نگهداری ۶۴ میکروتیوب ۰/۵ میلی لیتری در یک سمت و ۹۶ میکروتیوب ۰/۲ میلی لیتری در سمت دیگر مناسب است. (امکان چیدمان ترکیبی) **سهولت در کاربری و عدم تداخل درب‌های میکروتیوب‌ها**

Micro
tube

تک رک کرایو P.I.P. برای نگهداری ۶۴ لوله کرایو یا میکروتیوب با حجم ۱/۵ و ۲ میلی لیتر مناسب می‌باشد. در انتهای حفره‌های این رک، یک فرورفتگی مرکزی به منظور ثابت نگه داشتن میکروتیوب‌ها و یک قفل مخصوص لوله‌های کرایو به منظور باز کردن درب لوله با یک دست تعبیه شده است.

Cryo
tube

ایران کد	مدل	لوله مناسب (ml)	تعداد حفره	ابعاد (mm)
۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۷	تک رک میکروتیوب	۰/۲	۹۶	۱۴۰×۱۴۰×۵۵
		۰/۵	۶۴	
۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۶	تک رک کرایو	۱/۵ و ۲ (لوله کرایو و میکروتیوب)	۶۴	۱۴۰×۱۴۰×۵۵

تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول
کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵ موبایل: ۰۹۱۲-۳۳۴۰۱۹۷ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ / ۸۸۷۶۵۵۶۱
تلفن: ۸۸۵۴۵۹۲۲-۹ - ۸۸۷۶۷۰۱۹ - ۸۸۷۶۵۹۱۵ - ۸۸۷۶۵۸۴۷ / www.medpip.com / info@medpip.com