


# Rock






POLE IDEAL PARS Co.



شرکت پل ایده آل پارس

# PIP'S RACKS



## جالوله ای اپندورف:

- دارای جایگاههای با مقطع مربع مناسب برای میکروتیوب ها
- ساخته شده از پلی پروپیلن قابل اتوکلاو
- مونتاژ بسیار آسان (قطعات بصورت مونتاژ شده تحویل می گردد)
- ابعاد: ۲۶۲ X ۱۰۸ X ۴۵ میلیمتر
- دارای ۱۰۰ جایگاه کد بندی شده

## G Eppendorf Rack

- Square hole test tube rack (suitable for micro tubes)
- Made of autoclavable polypropylene
- Very easy to assemble (racks are supplied assembled)
- Dimensions: 262 x 108 x 45 mm
- Including 100 alphanumericly coded places
- Code: PW-U001 Places: 100  $\Phi$ test tubemm: Micro

Code	Max. Diameter of tubes	Configuration
PW-U001	13	6x15(90)
PW-U002	16	5x12(60)
PW-U003	20	4x10(40)
PW-U004	25	3x8(24)
PW-U005	30	3x7(21)

## جالوله ای ساده

- دارای جایگاههای با مقطع دایره
- ساخته شده از پلی پروپیلن قابل اتوکلاو
- مونتاژ بسیار آسان (قطعات بصورت مونتاژ شده تحویل می گردد)
- دارای فضایی مناسب برای نصب برجسب های توضیحی در ضلع جانبی
- ابعاد ۲۴۰ X ۱۰۲ X ۶۵ میلیمتر

## A-C Test Tube Racks

- Round hole test tube rack
- Made of autoclavable polypropylene
- Very easy to assemble (racks are supplied assembled)
- A side panel provides a labeling option
- Dimensions : 240 x 103 x 65 mm

## یونیورسال ۱

- ساخته شده از پلی پروپیلن قابل اتوکلاو
- چند منظوره با طراحی پویا جهت تطابق با گستره ای از لوله ها با شکل و اندازه های متفاوت
- صرفه جویی در فضا
- قابلیت چرخش در وجوه مختلف و ارائه اندازه های زیر:
- قطر ۳۰ میلیمتر برای ۸ لوله ۵۰ میلی لیتری
- قطر ۲۰ میلیمتر برای ۲۰ لوله آزمایش
- قطر ۱۶/۱۷ میلیمتر برای ۲۴ لوله های ۱۵ میلی لیتری
- قطر ۱۲/۱۳ میلیمتر برای ۴۰ لوله آزمایش
- ابعاد ۱۹۸ X ۱۱۸ X ۹۶ میلیمتر


## D Universal 1

- Made of autoclavable polypropylene
- Multi purpose, Designed to support a variety of tube sizes and styles
- Space-saving
- May be rotated to any of four positions and have the following diameters:
- $\Phi$ 30 mm for 8 x 50 ml tubes
- $\Phi$ 20 mm for 20 tubes
- $\Phi$ 16/17 mm for 24 x15 ml tubes
- $\Phi$ 12/13 mm for 40 tubes
- Dimensions : 198 x 118 x 96 mm





## TIDY UP YOUR DESK, USING



### کومبی

- ساخته شده از پلی پروپیلن
- قابل اتوکلاو و فریز کردن
- شامل ۴ مکعب مجزا مستقر در یک سینی نگهدارنده
- کدبندی ماتریسی در هر وجه جهت قرارگیری مشخص تر نمونه ها
- قابلیت استقرار لوله های زیر در هر جالوله ای:
- ۲ لوله مخروطی ۵۰ میلی لیتری
- ۶ لوله مخروطی ۱۵ میلی لیتری
- ۹ لوله  $\Phi 12$  یا میکروتیوب های ۱.۵-۲ میلی لیتری
- ۱۲ میکروتیوب ۰.۵ میلی لیتری
- ابعاد:
- جالوله ای: ۴۸ x ۹۲ x ۹۲ میلیمتر
- سینی: ۲۴۲ x ۱۲۰ x ۲۰ میلیمتر

### F Combi

- Made of polypropylene
- Autoclavable and freezable
- Consists of a unit of four independent cubes packaged in a clear support tray
- Each side is matrixed alphanumerically for better sample location
- Following tubes can be accommodated in each rack:
- 2 x 50 ml conical tubes , 6 x 15 ml conical tubes
- 9 x 12 mm diameter tubes or 1.5/2.0 ml micro tubes
- 12 x 0.5 ml micro tubes
- Dimensions : tray (handles include) : 242 x 120 x 40 mm
- Rack: 48 x 92 x 92 mm

### یونیورسال ۲

- ساخته شده از پلی پروپیلن بادوام
- طراحی فراگیر با قابلیت اتصال به یک جالوله ای دیگر از یک وجه تنها با فشردن به یکدیگر
- دو یا تعداد بیشتری از جالوله ها می توانند جهت ارائه اشکال متفاوتی از قرار گیری لوله ها به هم متصل شوند
- ارائه دهنده ۴ سطح متفاوت شامل:
- ۳ لوله مخروطی ۵۰ میلی لیتری
- ۱۲ لوله مخروطی ۱۵ میلی لیتری
- ۹ لوله  $\Phi 12$  یا میکروتیوب های ۱.۵-۲ میلی لیتری
- ۱۲ میکروتیوب ۰.۵ میلی لیتری
- کدبندی ماتریسی در هر وجه جهت قرارگیری مشخص تر نمونه ها
- قابل اتوکلاو و قرارگیری در فریزر و حمام های آب
- ابعاد: ۱۷۲ x ۵۰ x ۹۰ میلیمتر

### B-E

### Universal 2

- Made of durable polypropylene
- Specially designed versatile rack to attach to another by pressing two sides together
- Two racks or more can be attached to present tubes in varied configurations
- Can accommodate the following:
- 4 x 50 ml conical tubes
- 12 x 15 ml conical tubes
- 9 x  $\Phi 12$  mm tubes or 1.5 /2.0 ml micro tubes
- 12 x 0.5 ml micro tubes
- Alpha - numeric matrix on the four sides for better sample location
- Can be autoclaved and placed in freezers and water baths
- Dimensions : 172 x 50 x 90 mm

