



Pole Ideal Pars Co.  
www.medpip.com




واکنش‌های رنگ، نگهداری موقت مقادیر اندک نمونه‌ها و محلول‌ها و نیز تهیه ترکیب نمونه و رنگ ایده‌آل می‌باشند. این لام‌ها در دو مدل ۱۰ و ۱۲ خانه عرضه می‌شوند که مدل ۱۲ خانه جهت شناسایی آسان‌تر، دارای ردیف‌بندی ماتریسی می‌باشد. این لام‌ها در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه‌ها مقاوم می‌باشند.

## لام گوده‌دار سرولوژی سفید

بررسی و پردازش نمونه زیر میکروسکوپ

از لام‌های گوده‌دار بیشتر جهت انجام فرآیندهای آگلوتیناسیون، فلوکولاسیون و پرسپییتاسیون استفاده می‌شود. لام‌های گوده‌دار سفید P.I.P. دارای تقعرهایی با مقطع دایره‌ای می‌باشند. این لام‌ها برای انواع تست‌ها از قبیل تست VDRL، تست‌های pH و آنالیز کمی محلول‌ها برای تشکیل پرسپییتات (رسوب) مناسب می‌باشند. همچنین لام گوده‌دار سرولوژی سفید برای مشاهده



for 12 cavity

تعداد در بسته	ابعاد حفره (عمق × قطر)	ابعاد	مدل	ایران کد
۳۰	φ۱۷ mm × ۳ mm	۱۱۰ mm × ۵۵ mm × ۵ mm	۱۰ خانه	۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۳۶
۳۰	φ۲۰ mm × ۲ mm	۱۱۷ mm × ۸۵ mm × ۳/۵ mm	۱۲ خانه	۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۳۵



تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول  
کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵ موبایل: ۰۹۱۲-۳۳۴۰۱۹۷ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ / ۸۸۷۶۵۵۶۱

تلفن: ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ - ۸۸۷۶۷۰۱۹ - ۸۸۷۶۵۹۱۵ - ۸۸۷۶۵۸۴۷

@poleideal

@poleideal

+۹۸ ۹۱۲ ۳۳۴ ۰۱۹۷

Pole Ideal Pars Co.