

پیست با درب و نازل یکپارچه لیبل دار انتقال حجمی از مایع، شستشوی ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی

و از مزایای آن‌ها در مقایسه با مدل‌های رایج و نسل قدیمی، می‌توان به یکپارچه بودن درب و نازل این پیست‌ها اشاره کرد. درب پیست‌ها در ۴ رنگ مختلف از پلی پروپیلن ساخته شده و پیچی می‌باشد که برای سهولت عمل باز نمودن و بستن آن، سطح خارجی درب بصورت دنداندار طراحی شده است. لوله داخلی پیست نیز از جنس پلی اتیلن بوده و به راحتی به درب متصل و ثابت می‌گردد. همچنین این پیست‌ها دارای قابلیت فریز کردن بوده و در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه‌ها مقاوم می‌باشند.

پیست‌های با درب و نازل یکپارچه لیبل دار P.I.P. برای ۴ مایع مختلف (آب مقطر، ایزوپروپیل الکل، اتانول و متانول) در حجم‌های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی‌لیتری تولید می‌گردند و برای انتقال مایعات تا دمای ۷۵°C قابل استفاده می‌باشند. لیبل چاپ شده بر روی این پیست‌ها حاوی اطلاعاتی از قبیل نام و فرمول شیمیایی محلول، کد CAS، تصویرنگاشت‌های GHS و علائم خطر آتش مطابق با استاندارد NFPA بوده و دیگر نیازی به الصاق برچسب یا نوشتن نام محتوا بر روی بدنه نخواهد بود. نسل جدید پیست‌های P.I.P. از LDPE ساخته شده‌اند



- بدون احتمال نشتی و چکه کردن
- قابلیت تخصیص کد رنگ به مایع مورد استفاده
- انعطاف پذیر و قابل ارتجاع
- اندازه مناسب دهانه



مایع اختصاصی	رنگ درب	قطر دهانه (mm)	قطر × ارتفاع کل (mm)	حجم (ml)	ایران کد
DISTILLED WATER (آب مقطر)	سفید	φ۴۲	۲۳۵ × φ ۷۵	۵۰۰	۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۵
			۲۷۵ × φ ۹۴	۱۰۰۰	۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۷
ETHANOL (اتانول)	نارنجی	φ۴۲	۲۳۵ × φ ۷۵	۵۰۰	۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۵
			۲۷۵ × φ ۹۴	۱۰۰۰	۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۷
METHANOL (متانول)	سبز	φ۴۲	۲۳۵ × φ ۷۵	۵۰۰	۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۵
			۲۷۵ × φ ۹۴	۱۰۰۰	۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۷
ISOPROPANOL (ایزوپروپیل الکل)	آبی	φ۴۲	۲۳۵ × φ ۷۵	۵۰۰	۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۵
			۲۷۵ × φ ۹۴	۱۰۰۰	۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۷

* برای اطلاعات تکمیلی در خصوص علائم چاپ شده بر روی پیست‌های لیبل‌دار به سایت www.medpip.com بخش سوالات متداول مراجعه فرمایید.

تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول
کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵ موبایل: ۰۹۱۲-۳۳۴۰۱۹۷ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ / ۸۸۷۶۵۵۶۱
تلفن: ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ - ۸۸۷۶۷۰۱۹ - ۸۸۷۶۵۹۱۵ - ۸۸۷۶۵۸۴۷