



Pole Ideal Pars Co.
www.medpip.com

جار شستشو

Rinsing Jar

شستشو و پاکسازی تجهیزات آزمایشگاهی، پزشکی و جراحی از هرگونه آلودگی، امری بسیار مهم و اجتنابناپذیر است، چراکه عدم شستشوی مناسب و باقی ماندن آلودگی می تواند بر روی نتایج آزمایش ها و در نتیجه، روند درمان بیمار تأثیرات منفی جبرانناپذیری داشته باشد. بهتر است این تجهیزات را بلافاصله پس از استفاده درون جارهای حاوی آب یا مایعات شستشو قرار داد تا در زمان مناسب آبکشی شوند. جارهای شستشوی P.I.P در ۴ سایز، برای شستشوی تجهیزات با ابعاد مختلف مناسب می باشند. این جارها از پلی پروپیلن ساخته شده اند که در برابر اکثر اسیدها و حلال های رایج آزمایشگاهی مقاوم می باشند. پایه بزرگ این جارها موجب تعادل بالای آنها بر روی میز کار می گردد. به منظور تسهیل و تسریع فرایند شستشوی پیپت و سایر لوازم آزمایشگاهی، پیشنهاد می شود از چند جار مختلف برای شستشو با آب، آب مقطر، محلول های اسیدی و شوینده استفاده شود.

● مناسب برای شستشوی تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی

(پیپت، بورت، فورسپس، ترمومتر، کلمپ و ...)

● تعادل بالا - سطح پایه گسترده

● ۴ مدل با ارتفاع های متفاوت مناسب برای تجهیزات مختلف

● مقاوم در برابر اکثر اسیدها و حلال های رایج آزمایشگاهی

● ساخته شده از پلی پروپیلن (PP)



کاربری	ارتفاع X قطر (mm)	عمق (mm)	مدل	ایران کد
شستشوی لوازم جراحی (فورسپس، کلمپ و...)	φ۱۲۸ × ۲۶۵	۲۳۰	S	۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۱۱
شستشوی پیپت، ترمومتر و...	φ۱۲۸ × ۴۲۰	۳۸۵	M	۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۱۲
شستشوی پیپت، بورت و...	φ۱۲۸ × ۵۷۰	۵۳۵	L	۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۱۳
شستشوی بورت و...	φ۱۲۸ × ۷۴۰	۷۰۵	XL	۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۱۴

تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول
کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵ موبایل: ۰۹۱۲-۳۳۴۰۱۹۷ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ / ۸۸۷۶۵۵۶۱
تلفن: ۸۸۵۴۵۹۲۲-۹ - ۸۸۷۶۷۰۱۹ - ۸۸۷۶۵۹۱۵ - ۸۸۷۶۵۸۴۷ - ۸۸۷۶۷۰۱۹ / www.medpip.com / info@medpip.com