



- دارای شیارهای تعبیه شده برای جداسازی آسان سرسوزن‌ها
- قفل دو مرحله‌ای فشاری برای درب (موقت و دائم)
- دارای ضامن جهت باز کردن آسان درپوش پس از قفل موقت
- دارای بدنه مقاوم در برابر سوراخ شدن
- دارای دسته برای حمل آسان
- دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز
- قابلیت نصب روی دیوار با استفاده از پایه فلزی
- ساخته شده از پلی پروپیلن (PP)

ویژگی‌ها



تعداد در کارتن	ظرفیت	ارتفاع X قطر (mm)	کد سیفتی باکس	ایران کد
۱۶۸	۱/۵ لیتر	φ ۱۰۵ X ۱۵۲	Cplus 1.5	۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۳
۹۹	۲ لیتر	φ ۱۱۱ X ۱۸۰	Cplus 2	۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۴
۹۰	۳ لیتر	φ ۱۴۴ X ۱۹۰	Cplus 3	۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۱
۵۴	۵ لیتر	φ ۱۲۴ X ۲۴۵	Cplus 5	۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۲

نحوه مونتاژ



۱

۲

۳

۴

NEW



Safety Box

سیفتی باکس plus





Pole Ideal Pars Co.

سیفتی باکس های پل ایده آل پارس

P.I.P. Safety Boxes



تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول
کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵ موبایل: ۰۹۱۲-۳۳۴۰۱۹۷ فکس: ۸۸۷۶۵۵۶۱ / ۸۸۷۶۷۱۵۹
تلفن: ۸۸۵۴۵۹۲۲-۹ / ۸۸۷۶۵۸۰۹ / ۸۸۷۶۷۰۱۹ / ۸۸۷۶۵۹۱۵ / ۸۸۷۶۵۸۴۷

@poleideal @poleideal

