



شرکت پل ایده آل پارس



# Safety Box

سیفتی باکس های سری

**RC plus**

هرآنچه انتظارش را داشتید... و حتی فراتر از آن!  
All you expected... even beyond!

**NEW**

# Safety Box

پل ایده آل پارس



ایران کد	ابعاد (mm)	ظرفیت (لیتر)	نام مدل
۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۵	۱۴۸ × ۱۴۸ × ۲۰۱	۲	RCplus 2L
۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۶	۱۴۸ × ۱۴۸ × ۲۳۴	۳	RCplus 3L
۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۷	۱۶۷ × ۱۶۷ × ۲۵۱	۴	RCplus 4L
۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۸	۱۶۷ × ۱۶۷ × ۲۹۸	۵	RCplus 5L
۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۹	۱۶۷ × ۱۶۷ × ۳۸۶	۶	RCplus 6L
۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۰	۱۶۷ × ۱۶۷ × ۴۹۹	۷	RCplus 7L

## رنگ بندی درب

(جهت تفکیک پسماند)



## نحوه مونتاژ

### ویژگی‌ها

- قابل اتوکلاو
- دارای قفل دو مرحله‌ای (موقت و دائم)
- دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز (Fill Line)
- دارای دهانه بزرگ برای دفع پسماندهای حجیم
- قابلیت نصب بر روی دیوار، تراسی و میله‌های افقی و عمودی با استفاده از پایه‌های فلزی و پلاستیکی
- سیفتی باکس‌های ۶ و ۷ لیتری مناسب برای پسماندهای طولیل (تراکر، پیپت، کاتولا و...)
- دارای دسته مناسب به منظور حمل آسان و ایمن



# Accessories

POLE IDEAL PARS  
www.medpip.com



پایه نگهدارنده فلزی کوچک  
(میله عمودی و دیوار)



پایه نگهدارنده فلزی رومیزی



پایه نگهدارنده پلاستیکی  
(دیوار، نرلی، میله های عمودی و افقی)



پایه نگهدارنده فلزی بزرگ  
(میله عمودی و دیوار)



سینی بزرگ تزریقات و پانسمان



سینی کوچک تزریقات و پانسمان

## ایران کد


۵۳۳۴۵۶۰۰۸۰۷۵۰۰۵  
۵۳۳۴۵۶۰۰۸۰۷۵۰۰۴  
۵۳۳۴۵۶۰۰۸۰۷۵۰۰۲  
۵۳۳۴۵۶۰۰۸۰۷۵۰۰۳  
۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۹  
۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۱۰

## سیفتی باکس های مناسب

RC plus 2L, 3L, 4L, 5L  
RC plus 6L, 7L  
RC plus 2L, 3L  
RC plus 4L, 5L, 6L, 7L  
RC plus 2L, 3L  
RC plus 2L, 3L

## نام محصول

پایه نگهدارنده پلاستیکی  
پایه نگهدارنده فلزی رومیزی  
پایه نگهدارنده فلزی کوچک  
پایه نگهدارنده فلزی بزرگ  
سینی کوچک تزریقات و پانسمان  
سینی بزرگ تزریقات و پانسمان





info@medpip.com

@poleideal

تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتوح،  
خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول  
تلفن: ۸۸۵۴۵۹۲۲-۹ / فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ / ۸۸۷۶۵۵۶۱  
کدپستی: ۱۵۷۶۶۲۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵

دارای ضامن جهت باز کردن آسان دربوش  
پس از قفل موقت

دارای نگهدارنده‌ی دربوش (در حالت باز)

دارای ساختار ایمن جهت جلوگیری از آسیب درب  
در صورت سقوط

دارای شیارهای مختلف در دهانه‌ی درب  
جهت جداسازی آسان انواع سرسوزن‌ها

دارای قفل‌های مضاعف برای ایمنی بیشتر



سیس‌ماکس‌های PIP ساخته شده از پلی پروپیلن (۱۰۰٪)  
با قابلیت اتوکلاو و امعا به روش سوزاندن یا سایر روش‌های مرسوم  
دارای استاندارد ملی و سازگار با قوانین ملی محیط زیست

www.medpip.com