



## پیست با درب و نازل یکپارچه

انتقال حجمی از مایع، شستشوی ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی

بوده و به راحتی به درب متصل و ثابت می‌گردد. این پیست‌ها در دو حجم ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی‌لیتری عرضه می‌شوند و برای انتقال مایعات تا دمای ۷۵°C قابل استفاده می‌باشند. پیست‌های P.I.P. با درب‌های رنگی، در ۵ رنگ متنوع ارائه می‌گردند. همچنین این پیست‌ها دارای قابلیت فریز کردن بوده و در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه‌ها مقاوم می‌باشند.

نسل جدید پیست‌های P.I.P. از LDPE ساخته شده‌اند و از مزایای آن‌ها در مقایسه با مدل‌های رایج و نسل قدیمی، می‌توان به یکپارچه بودن درب و نازل این پیست‌ها اشاره کرد. درب پیست از پلی پروپیلن ساخته شده و پیچی می‌باشد که برای سهولت عمل باز نمودن و بستن آن، سطح خارجی درب بصورت دندانه‌دار طراحی شده است. لوله داخلی پیست نیز از جنس پلی اتیلن

- انعطاف پذیر و قابل ارتجاع
- اندازه مناسب دهانه

- بدون احتمال نشتی و چکه کردن
- قابلیت تخصیص کد رنگ به مایع مورد استفاده



ایران کد	حجم	قطر × ارتفاع کل	قطر دهانه	رنگ‌درب
۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴	۵۰۰ ml	۲۳۵ mm × φ ۷۵ mm	φ ۴۲ mm	سفید، زرد، نارنجی، سبز، آبی
۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶	۱۰۰۰ ml	۲۷۵ mm × φ ۹۴ mm	φ ۴۲ mm	سفید، زرد، نارنجی، سبز، آبی