



ظرف جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

نگهداری و اندازه‌گیری نمونه ادرار در طول ۲۴ ساعت

مختلف عرضه می‌گردند که مدل ایستاده برای اشغال فضای کمتر و مدل کوتاه برای قرارگیری در یخچال‌هایی با ارتفاع قفسه کم ایده‌آل است. این ظروف در دو رنگ نارنجی (برای آنالیت‌های حساس به نور) و بی‌رنگ قابل ارائه می‌باشد.

ظروف ادرار ۲۴ ساعته P.I.P. از پلی‌اتیلن ساخته شده‌اند. این ظروف دارای یک درب بزرگ برای جمع‌آوری آسان نمونه توسط بیمار و یک درب کوچک برای انتقال کنترل شده نمونه به ظروف کوچکتر توسط پرسنل آزمایشگاه بدون احتمال چکیدن به خارج از ظرف می‌باشند. ظروف ادرار ۲۴ ساعته P.I.P. در ۲ مدل ایستاده و کوتاه، با ظرفیت‌های

- دارای درجه‌بندی
- دارای دسته به منظور حمل آسان
- دارای درب نمونه‌برداری و انتقال جداگانه

تعداد در کارتن	ابعاد (mm)	رنگ	قطر دهانه (mm)	درجه‌بندی (mm)	مدل	حجم	ایران کد
۳۰	۲۴۰ × ۱۱۵ × ۱۶۰	بی‌رنگ	φ ۷۵	۲۵۰	کوتاه	۲/۵ L	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۱
۳۶	۲۴۰ × ۱۱۵ × ۲۰۰	بی‌رنگ	φ ۷۵	۲۵۰	کوتاه	۳/۵ L	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۵
۳۰	۲۴۰ × ۱۱۵ × ۱۶۰	نارنجی	φ ۷۵	۲۵۰	کوتاه	۲/۵ L	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۱۰
۳۶	۲۴۰ × ۱۱۵ × ۲۰۰	نارنجی	φ ۷۵	۲۵۰	کوتاه	۳/۵ L	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۱۱
۴۸	۱۳۰ × ۱۳۰ × ۲۳۰	بی‌رنگ	φ ۷۵	۱۰۰	ایستاده	۲/۵ L	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۰۶
۴۰	۱۳۰ × ۱۳۰ × ۲۹۰	بی‌رنگ	φ ۷۵	۱۰۰	ایستاده	۳/۵ L	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۰۷
۴۸	۱۳۰ × ۱۳۰ × ۲۳۰	نارنجی	φ ۷۵	۱۰۰	ایستاده	۲/۵ L	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۰۸
۴۰	۱۳۰ × ۱۳۰ × ۲۹۰	نارنجی	φ ۷۵	۱۰۰	ایستاده	۳/۵ L	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۰۹

* برای اطلاعات تکمیلی در خصوص مواد نگهدارنده و دمای حمل نمونه‌های ادرار به بخش اطلاعات تکمیلی مراجعه فرمایید.

تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول
کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵ موبایل: ۰۹۱۲-۳۳۴۰۱۹۷ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ / ۸۸۷۶۵۵۶۱

تلفن: ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ - ۸۸۷۶۷۰۱۹ - ۸۸۷۶۵۹۱۵ - ۸۸۷۶۵۸۴۷