

قالب بلوک گیری یکبار مصرف

قالب گیری و تهیه بلوک پارافین

ابعاد و لبه های استاندارد این قالب برای اکثر تیشوکاستها (بلوک های پردازش بافت) مناسب می باشد. قیمت و مزایای قالبهای بلوک گیری P.I.P. به گونه ای است که بتوان بدون هیچ دغدغه ای تنها یکبار از آنها استفاده نمود، در حالیکه مقاومت ساختار آنها نیز به قدری بالاست که بتوانند چندین بار مورد استفاده قرار گیرند.

قالب بلوک گیری یکبار مصرف P.I.P. در ۶ مدل مختلف ساخته شده است که تبادل حرارت بالایی دارد و پارافین به آن نمی چسبد که این ویژگی موجب حذف فرآیند پرهزینه پاکسازی مکرر قالب های فلزی می شود. لبه های انحنادار و سطح داخلی کاملاً صاف و صیقلی این قالب موجب تسهیل جداسازی بلوک پارافین و بهبود فرآیند قالب گیری می گردد. دیواره های بلند جانبی این قالبها احتمال سرریز شدن پارافین در حین بلوک گیری را به حداقل می رساند و

ابعاد خارجی	ابعاد حفره داخلی	مدل	ایران کد
۵۰ mm × ۳۷ mm × ۱۱ mm	۷ mm × ۷ mm × ۶ mm	PIP-07	۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۱۲
۵۰ mm × ۳۷ mm × ۱۱ mm	۱۵ mm × ۱۵ mm × ۶ mm	PIP-15	۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۱۰
۵۰ mm × ۳۷ mm × ۱۱ mm	۲۴ mm × ۲۴ mm × ۶ mm	PIP-24	۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۰۸
۵۰ mm × ۳۷ mm × ۱۱ mm	۳۰ mm × ۲۴ mm × ۶ mm	PIP-30	۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۱۱
۵۰ mm × ۳۷ mm × ۱۱ mm	۳۷ mm × ۲۴ mm × ۶ mm	PIP-37	۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۱۳
۵۵ mm × ۳۹ mm × ۱۸ mm	۳۰ mm × ۲۰ mm × ۱۲ mm	PIP-30M	۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۰۹

