



Pole Ideal Pars Co.  
www.medpip.com

## دسته فیلدوپلاتین

### نگهدارنده لوپ فلزی برای نمونه برداری

جهت افزایش بازه استفاده از دسته فیلدوپلاتین و طول عمر آن، این وسیله از آلیاژ برنج ساخته شده است. از ویژگی‌های این آلیاژ مقاومت آن در برابر حرارت می‌باشد. برای راحتی بیشتر کاربر و جلوگیری از داغ شدن وسیله، روکش پلاستیکی عایقی در قسمت دسته‌ی آن تعبیه شده است. هر بسته حاوی ۶ عدد دسته فیلدوپلاتین و ۱۲ متر سیم مخصوص می‌باشد.



ایران کد	ابعاد (قطر دسته × طول کل)	وزن	تعداد در بسته
۲۱۳۱۸۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱	۱۷۸ mm × φ ۵ mm	۲۰ گرم	۶

تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول  
کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵ موبایل: ۰۹۱۲-۳۳۴۰۱۹۷ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ / ۸۸۷۶۵۵۶۱  
تلفن: ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ - ۱۹-۸۸۷۶۷۰۱۹ - ۸۸۷۶۵۹۱۵ - ۸۸۷۶۵۸۴۷

@poleideal

@poleideal

+۹۸ ۹۱۲ ۳۳۴ ۰۱۹۷

Pole Ideal Pars Co.