



POLE IDEAL TAJHIZ

Rotamix PIT 180  
Rotamix PIT 090

پل ایده آل تجهیز



WWW   
medpit.com




تهران، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان حجت دوست، پلاک ۱۳، واحد ۱۱  
تلفن: ۳-۸۸۹۹۴۴۸۲ فکس: ۸۸۹۹۴۴۸۴ تلفن فروش: (۱۰ خط) ۸۸۵۴۵۹۲۲



## پل ایده آل تجهیز

### معرفی دستگاه‌های روتامیکس PIT180 و PIT090

دستگاه‌های روتامیکس سری PIT 180 و PIT 090 طراحی و ساخت شرکت پل ایده آل تجهیز از تجهیزات اولیه آزمایشگاهی می باشند که به منظور هم زدن نمونه‌ها با گرانروی‌های مختلف به کار می روند . روتامیکس های P.I.T. عموماً دارای مصارف عمومی در آزمایشگاه‌های کلینیکال، غذایی، تحقیقاتی، صنعتی و ... می باشند. به منظور امکان استفاده در گستره وسیعی از آزمایشات مختلف، دستگاه‌ها دارای گیره‌های گوناگون جهت نگهداری انواع لوله های آزمایش از ۱/۵ میلی لیتر (PCR) تا ۵۰ میلی لیتر می باشند.



PIT 090

### ویژگی‌های عملکردی و مزایای روتامیکس‌های سری PIT180 و PIT090

- دامنه عملکردی از ۱۰ الی ۸۰ دور در دقیقه
- دارای سیستم دورانی بی صدا
- قابلیت تنظیم زاویه چرخش (در مدل PIT 090) از صفر تا ۹۰ درجه
- امکان نصب گیره‌های گوناگون به منظور هم زدن محتویات انواع لوله‌های آزمایشگاهی از ۱/۵ میلی لیتر (PCR) تا ۵۰ میلی لیتر
- طراحی زیبا و ارگونومیک
- امکان توقف اضطراری روتور (با فشردن دو بار پشت سر هم کلید STOP)
- ایمنی صفحه نمایش در برابر ریزش احتمالی مایعات مورد آزمایش



Rotamix PIT180 / PIT090

### مشخصات فنی

روتامیکس PIT 090	
۲۳۰ الی ۲۱۰	ولتاژ (VAC)
۵۰	فرکانس (Hz)
۴۰	توان (W)
صفر الی ۹۰ درجه	دامنه زاویه صفحه
۸۰ الی ۱۰	دامنه سرعت (RPM)
LCD	نمایشگر
۹۹:۵۹:۵۹"	دامنه تایمر
۶/۵	وزن تقریبی (Kg)
۴۰ الی ۵	دمای مجاز محیط (°C)
۸۰	حداکثر رطوبت نسبی مجاز (%)
۲۲۵×۱۸۸×۲۵۰	ابعاد تقریبی (mm) ارتفاع × عرض × طول

روتامیکس PIT180	
۲۳۰ الی ۲۱۰	ولتاژ (VAC)
۵۰	فرکانس (Hz)
۴۰	توان (W)
۸۰ الی ۱۰	دامنه سرعت (RPM)
LCD	نمایشگر
۹۹:۵۹:۵۹"	دامنه تایمر
۸	وزن تقریبی (Kg)
۴۰ الی ۵	دمای مجاز محیط (°C)
۸۰	حداکثر رطوبت نسبی مجاز (%)
۵۲۰×۲۲۵×۲۵۰	ابعاد تقریبی (mm) ارتفاع × عرض × طول