

شناسه یکتا: ۱۴۰۱۰۳۴۰۰۰۲۰۰۰۸۹۱

رمز تصدیق: ۹۰۹۳۳۶



قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

## گواهی نامه تمدید ثبت طرح صنعتی

شماره اظهارنامه طرح صنعتی: ۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۲۰۱۲۵۱

شماره ثبت طرح صنعتی: ۵۹۶۲

تاریخ ثبت اظهارنامه طرح: ۱۳۹۱/۰۵/۰۱

تاریخ ثبت طرح صنعتی: ۱۳۹۱/۰۷/۰۳

### مشخصات طرح صنعتی:

کالا: کیف حمل نمونه پلاستیکی مدل کیت لوله نمونه گیری

طبقه/طبقات بین المللی: ۳

توصیف طرح صنعتی: این کیف برای حمل ایمن و سازماندهی انواع نمونه و ظروف نمونه برداری می باشد. این کیف از دو جزء اصلی کیف و کیت تشکیل شده است. کیت درون کیف قرار می گیرد. کیف به شکل مکعب مستطیل توخالی با طول ۲۸۰ میلی متر؛ عرض ۱۹۰ میلی متر و ارتفاع (عمق) ۱۴۰ میلی متر می باشد. کیف خود از دو قسمت درب و بدنه تشکیل شده است. درب شفاف بر روی بدنه قرار گرفته و بوسیله ی دو لولای موجود در پشت بدنه؛ به آن متصل شده است. بر روی وجه جلویی درب دو گیره وجود دارد و متناظر با آن ها بر روی بدنه زائده های پلکانی شکلی وجود دارد که این ها در هم چفت می شوند و درب کیف قفل می شود. همچنین بر روی درب و بر روی بدنه (در میان دو گیره) یک سوراخ جهت قفل زدن کیف و یا پلمپ آن وجود دارد. در محل اتصال درب و بدنه (دور تادور کیف) یک برآمدگی (به صورت پلکانی بر روی درب و با شیب بر روی بدنه) وجود دارد. بر روی درب یک دستگیره جهت انتقال آن تعبیه شده است و این دستگیره حول محور اتصالش به درب می چرخد و در دو حالت باز (عمود بر درب) و خوابیده قرار می گیرد. در محل قرار گیری دستگیره بر روی درب یک فرو رفتگی تقریباً مستطیلی (در ابعاد دستگیره) وجود دارد که دستگیره در حالت خوابیده درون آن قرار می گیرد و افزایش عمق در یک سمت آن موجب تسهیل در باز کردن دستگیره می شود. در زیر بدنه (چهار گوشه) چهار برجستگی؟ شکل به عنوان پایه وجود دارد. کیت عمومی خود یک صفحه ی اصلی مستطیل شکل با ابعاد برابر با ابعاد داخلی بدنه ی کیف می باشد و با قرار گیری درون کیف (به صورت افقی)، درون آن فیکس می شود. در وسط این کیت یک نوار مستطیلی به طول تقریباً ۶ سانتی متر عمود بر کیت جهت تسهیل خارج کردن کیت از بدنه وجود دارد. اگر به صورت فرضی کیت را از طول به دو نیم تقسیم کنیم. بر روی یک نیمه ی آن ۲۹ حفره ی دایره ای با قطر ۱۶ میلی متر و در نیمه ی دیگر آن ۲۸ حفره ی دایره ای با قطر ۱۳ میلی متر وجود دارد. تمامی حفره ها ته بسته و با عمق تقریباً ۵/۲ سانتی متر می باشند. همچنین در زیر حفره ها زائده هایی جهت تنظیم ارتفاع قرار گیری کیت درون کیف وجود دارد.



رئیس اداره طرح صنعتی:

فائزه گل رخساری

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ امضاء:

  
رئیس اداره  
ثبت طرح های صنعتی  
فائزه گل رخساری

\*\* جهت تصدیق اقلام اطلاعاتی مندرج در این گواهی نامه الکترونیک به آدرس اینترنتی [my.ssaa.ir](http://my.ssaa.ir) مراجعه کنید

\*\* در صورت تعددطراحان، مالکان، نشانی و یا تغییرات، مراتب به شرح مندرج در پیوست گواهی نامه می باشد.



قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

# گواهی نامه تمدید ثبت طرح صنعتی

شناسه یکتا: ۱۴۰۱۵۰۳۴۰۰۰۲۰۰۰۸۹۱

رمز تصدیق: ۹۰۹۳۳۶

## مشخصات مالک:

شرکت پل ایده آل پارس با مسئولیت محدود، شماره ثبت: ۲۰۸۹۴۱، شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۰۴۵۱۳، نشانی: تهران خیابان استاد مطهری بعد از خیابان مفتاح خیابان جهانتاب خیابان نقدی پلاک ۱۲ طبقه ۱، کد پستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴، تابعیت جمهوری اسلامی ایران


## مشخصات طراح:

مرتضی استاد رحیمی، شماره ملی: ۱۲۳۹۵۷۸۵۱۱، نشانی: تهران خیابان استاد مطهری بعد از خیابان مفتاح خیابان جهانتاب خیابان نقدی پلاک ۱۲ طبقه ۱، کد پستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴، تابعیت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ پایان اعتبار: ۱۴۰۶/۰۵/۰۱

تاریخ شروع اعتبار: ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

مدت اعتبار: ۵ سال



  
رئیس اداره  
ثبت طرح های صنعتی  
فائزه گل رخساری

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ امضاء:

فائزه گل رخساری

رئیس اداره طرح صنعتی:

\*\* جهت تصدیق اقلام اطلاعاتی مندرج در این گواهی نامه الکترونیک به آدرس اینترنتی [my.ssaa.ir](http://my.ssaa.ir) مراجعه کنید  
\*\* در صورت تعدد طراحان، مالکان، نشانی و یا تغییرات، مراتب به شرح مندرج در پیوست گواهی نامه می باشد.