



Pole Ideal Pars Co.  
www.medpip.com

# رک خشک کن Drying Rack

## رک خشک کن

رک خشک کن ابزاری در آزمایشگاه به منظور خشک کردن ظروف آزمایشگاهی شسته شده و نگه داشتن آنها می باشد. رک خشک کن پل ایده آل پارس از فلز روکش دار و مقاوم ساخته شده، دارای ۶۵ شاخه بوده و محل قرار دادن آن معمولاً بالای سینک آزمایشگاه می باشد. همچنین قابلیت استفاده برای انواع بشر، ارلن، بالن، لوله و سایر ظروف آزمایشگاهی جهت قرار دادن بر روی میز یا بر روی دیوار را دارا می باشد.

- دارای ۶۵ شاخه
- قابلیت استفاده برای انواع بشر، ارلن، بالن، لوله و سایر ظروف آزمایشگاهی
- قابلیت استفاده بر روی میز
- قابلیت نصب بر روی دیوار
- ساخته شده از فلز روکش دار و مقاوم



ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)	مدل
۶۲۰ x ۲۱۰ x ۴۲۰ mm	۶۵ شاخه فلزی