



پل ایده آل تجهیز

Microplate

Shaker مدل PIT3.0

دستگاه شیکر میکروپلیت





دستگاه شیکر میکروپلیت مدل PIT3.0 طراحی و تولید شرکت پل ایده آل تجهیز، جهت مصارف عمومی و تخصصی می باشد. دستگاه مزبور از تجهیزات اولیه انواع آزمایشگاه ها از جمله تشخیص طبی، صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع غذایی، آموزشی، شیمی و ... می باشد. شیکر میکروپلیت مدل PIT3.0، امکان ترکیب و هم زدن مایعات درون میکروپلیت ها را با سرعت بالای خود و چرخش اوربیتالی فراهم نموده و پاسخگوی بسیاری از آزمایش های مرتبط می باشد.

ویژگی ها

- دامنه ی چرخش از ۸۰ الی ۱۱۰۰ دور در دقیقه
- امکان هم زدن سیالات به روش اوربیتالی
- دارای سیستم دورانی بی صدا
- دارای صفحه ی نمایش دیجیتال
- دارای تعادل مناسب در هنگام کار
- طراحی زیبا و ارگونومیک
- قابلیت اتصال به کامپیوتر (به سفارش مشتری)
- محافظت از قطعات حساس در برابر ریزش احتمالی مایعات مورد آزمایش

مشخصات فنی شیکر میکروپلیت PIT3.0	
اوربیتالی	نحوه حرکت
۳	دامنه حرکتی سینی (mm)
۶ پلیت	حداکثر ظرفیت بارگذاری
بدون محدودیت	زمان مجاز استفاده
دائم کار / با محدودیت زمانی	نحوه عملکرد
۸۰ الی ۱۱۰۰	دامنه سرعت (rpm)
دیجیتال	نمایشگر سرعت
۰ - ۹۹ : ۵۹ / ۰۰	تایمر
دیجیتال	نمایشگر تایمر
۴۲۰×۳۶۰×۱۱۰	ابعاد خارجی (ارتفاع× عرض× طول) (mm)
۱۰ - ۴۵	توان ورودی - خروجی موتور (W)
۲۳۰ الی ۲۱۰	ولتاژ (VAC)
۵۰	فرکانس (Hz)
۷	وزن تقریبی (Kg)
۵ الی ۵۰	دمای مجاز محیط (°C)

www.medpit.com



آدرس دفتر مرکزی: تهران - بلوار کشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - خیابان حجت دوست - پلاک ۱۳ - واحد ۱۱
 تلفن: ۳-۸۸۹۹۴۴۸۲ دورنگار: ۸۸۹۹۴۴۸۴
 تلفن دفتر فروش: ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ کد پستی: ۱۴۱۶۶۹۴۳۳۴

@poleideal ۰۹۱۲۳۳۴۰۱۹۷ Pole Ideal Pars Co. @poleideal

Micropplate Shaker