



Pole Ideal Tajhiz Co.  
www.medpit.com

# مینی استیرر Mini Stirrer



## مینی استیرر مدل MS65

ویژگی‌ها:

- کم مصرف و کم حجم
- دارای طراحی مدرن و کارآمد
- دارای توانایی مخلوط کردن با بهترین کیفیت
- مناسب برای ظروف آزمایشگاهی تا قطر ۶۵mm
- قدرت مخلوط کردن بالا (۱۰۰-۱۸۰۰ rpm)
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی با کاربرد عمومی در آزمایشگاه‌ها
- طراحی شده برای مخلوط کردن مقادیر اندک نمونه (تا ۲۵۰ میلی لیتر)
- ایمن در مقابل ریزش احتمالی سیالات

## اطلاعات فنی:

۶۰	حداکثر رطوبت محیط (%)
۲۱۰ - ۲۳۰	ولتاژ ورودی (VAC)
۱	حداکثر توان همزدن / مخلوط نمودن (W)
۲۵۰	حداکثر ظرفیت مخلوط نمودن (ml)
۱۰۰ - ۱۸۰۰	سرعت همزن (rpm)
الکترونیکی	نوع کنترل دور
۴۵۰	وزن (g)

ایران کد	کد کالا	قطر صفحه همزن (mm)	ابعاد دستگاه (mm)	ابعاد بسته بندی (mm)
۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۳	MS65	φ۶۵	۱۲۰ × ۱۰۵ × ۸۶	۱۸۵ × ۱۳۰ × ۱۰۵

آدرس: تهران - بلوار کشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - خیابان حجت دوست - پلاک ۱۳ - واحد ۱۱  
تلفن: ۳-۸۸۹۹۴۴۸۲ دورنگار: ۸۸۹۹۴۴۸۴  
تلفن دفتر فروش: ۸۸۵۴۵۹۲۲ (خط ۱۰) کد پستی: ۱۴۱۶۶۹۴۳۳۴