



Pole Ideal Pars Co.
www.medpip.com




سبد استیل

نگهداری، استریل و خشک نمودن ظروف آزمایشگاهی

این سبد از استیل ضد زنگ ساخته شده و گذشته از مقاومت در برابر حلال‌های رایج در آزمایشگاه، قابل اتوکلاو و قرارگیری در فور (برای استریل کردن تجهیزات داخل سبد) نیز می‌باشد. این وسیله برای شستشو و خشک نمودن تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی مناسب است و در هر بسته آن دو سایز سبد (کوچک و بزرگ) قرار دارد.

تعداد در بسته	ابعاد	ایران کد
۱ (سری ۲ عددی)	سبد کوچک : ۱۸۶ mm × ۱۸۳ mm × ۱۵۶ mm سبد بزرگ : ۲۰۰ mm × ۲۰۰ mm × ۱۷۳ mm	۲۸۳۳۳۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول
کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵ موبایل: ۰۹۱۲-۳۳۴۰۱۹۷ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ / ۸۸۷۶۵۵۶۱
تلفن: ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ - ۸۸۷۶۷۰۱۹ - ۸۸۷۶۵۹۱۵ - ۸۸۷۶۵۸۴۷

@poleideal

@poleideal

+۹۸ ۹۱۲ ۳۳۴ ۰۱۹۷

Pole Ideal Pars Co.