



Pole Ideal Pars Co.
www.medpip.com




رسیور پلاستیکی

قراردادن وسایل یا ضایعات عمومی پزشکی و آزمایشگاهی درون آن

می باشد. در برابر اکثر اسیدها و حلال های رایج آزمایشگاهی مقاوم است. ظرفیت آن ۵۰۰CC بوده و به دو واحد سی سی (هر ۱۰۰CC) و اونس سیال (هر ۴ fl.OZ.) درجه بندی شده است.

رسیور پلاستیکی P.I.P. وسیله ای کلیوی شکل و مناسب برای استفاده در بخش عمومی بیمارستان، اتاق های عمل، اورژانس، درمانگاه ها، کلینیک های دندانپزشکی و... جهت قراردادن لوازم و انواع ضایعات درون آن می باشد. این ظرف از پلی پروپیلن ساخته شده و قابل اتوکلاو

تعداد در بسته	ابعاد (mm)	ظرفیت (fl.oz.)	ظرفیت (سی سی)	ایران کد
۱۵۰	۲۲۰ × ۱۰۷ × ۴۶	۱۶	۵۰۰	۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۲



تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول
کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵ موبایل: ۰۹۱۲-۳۳۴۰۱۹۷ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ / ۸۸۷۶۵۵۶۱
تلفن: ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ - ۸۸۷۶۷۰۱۹ - ۸۸۷۶۵۹۱۵ - ۸۸۷۶۵۸۴۷

@poleideal

@poleideal

+۹۸ ۹۱۲ ۳۳۴ ۰۱۹۷

Pole Ideal Pars Co.