



آبسلانگ پلاستیکی

معاینه دهان و مخلوط نمودن دارو و پماد

درون دهان بسیار آسان شود. استحکام و انعطاف بیشتر و عدم وجود تراشه‌های آسیبرسان به مخاط دهان از مزایای این آبسلانگ نسبت به آبسلانگ‌های چوبی است. می‌توان از این آبسلانگ‌ها جهت مالیدن پماد، مخلوط کردن داروها و... نیز استفاده نمود.

آبسلانگ یکبار مصرف P.I.P. از پلی‌استایرن ساخته شده و دارای سطحی صاف، لبه‌های گرد و بدون زائده، فاقد هرگونه بو و طعم ناخوشایند است. ویژگی دیگری که این وسیله را از سایر آبسلانگ‌ها متمایز می‌کند انحنای بدنه آن است که باعث می‌شود دست فرد معاینه‌گر پایین‌تر از سطح دهان بیمار قرار بگیرد و در نتیجه مشاهده‌ی

ایران کد	ابعاد (عرض × طول)	وزن	تعداد در بسته
۲۱۳۳۲۱۳۰۸۰۷۵۰۰۰۱	۱۵۰ mm × ۱۸ mm	۶ گرم	۱۰۰
۲۱۳۳۲۱۳۰۸۰۷۵۰۰۰۲	۱۵۰ mm × ۱۸ mm	۶ گرم	۱۵۰

* برای اطلاعات تکمیلی در خصوص مقاومت شیمیایی پلی‌استایرن (PS) به بخش اطلاعات تکمیلی مراجعه فرمایید.

تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول
کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵ موبایل: ۰۹۱۲-۳۳۴۰۱۹۷ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ / ۸۸۷۶۵۵۶۱

تلفن: ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ - ۸۸۷۶۷۰۱۹ - ۸۸۷۶۵۹۱۵ - ۸۸۷۶۵۸۴۷