



پل ایده آل تجهیز

# Rocker

# Shaker

دستگاه راکر شیکر

مدل PIT16D







دستگاه راکر شیکر مدل PIT16D طراحی و تولید شرکت پل ایده آل تجهیز، جهت مصارف عمومی و تخصصی می باشد. دستگاه مزبور از تجهیزات اولیه آزمایشگاهها از جمله تشخیص طبی، صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع غذایی، آموزشی، شیمی و ... می باشد. راکر شیکر مدل PIT16D با ظرفیت مناسب، امکان ترکیب و هم زدن سیالات در گستره وسیعی از ظروف مختلف را فراهم نموده و پاسخگوی بسیاری از آزمایش های مرتبط می باشد.

## ویژگی ها

- دامنه ی چرخش از ۵ الی ۸۰ دور در دقیقه
- امکان هم زدن سیالات به روش الاکلنگی
- دارای سیستم مکانیکی بی صدا
- دارای صفحه ی نمایش دیجیتال
- دارای تعادل مناسب در هنگام کار
- طراحی زیبا و ارگونومیک
- قابلیت اتصال به کامپیوتر (به سفارش مشتری)
- محافظت از قطعات حساس در برابر ریزش احتمالی مایعات مورد آزمایش

### مشخصات فنی راکر شیکر PIT16D

نحوه حرکت	الاکلنگی
دامنه حرکتی سینی	۱۶°
حداکثر ظرفیت بارگذاری متقارن (kg)	۵/۰
زمان مجاز استفاده	بدون محدودیت
نحوه عملکرد	دائم کار / با محدودیت زمانی
دامنه سرعت (rpm)	۵ الی ۸۰
نمایشگر سرعت	دیجیتال
تایمر	۰ - ۹۹:۵۹' /∞
نمایشگر تایمر	دیجیتال
ابعاد خارجی (ارتفاع × عرض × طول) (mm)	۴۲۰ × ۳۶۰ × ۱۳۰
توان ورودی - خروجی موتور (W)	۱۰ - ۴۵
ولتاژ (VAC)	۲۱۰ الی ۲۳۰
فرکانس (Hz)	۵۰
وزن تقریبی (Kg)	۸/۸
دمای مجاز محیط (°C)	۵ الی ۵۰



آدرس دفتر مرکزی: تهران - بلوار کشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - خیابان حجت دوست - پلاک ۱۳ - واحد ۱۱  
 تلفن: ۳-۸۸۹۹۴۴۸۲ دورنگار: ۸۸۹۹۴۴۸۴  
 تلفن دفتر فروش: ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ کد پستی: ۱۴۱۶۶۹۴۳۳۴

Instagram: @poleideal | WhatsApp: ۰۹۱۲۳۳۴۰۱۹۷ | Email: @poleideal | LinkedIn: Pole Ideal Pars Co.

# Rockler