



ROLLER MIXER



تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتاح،
 خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، بلاک ۱۲، طبقه اول
 تلفن: ۸۸۵۴۵۹۲۲-۹
 فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ و ۸۸۷۶۵۵۶۱
 کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۱
 صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵
www.medpip.com info@medpip.com

میکسر هماتولوژی PIP

دستگاه میکسر هماتولوژی PIP مطابق با استانداردهای بین المللی برای استفاده در آزمایشگاههای تشخیص طبی، مراکز درمانی و تحقیقاتی با کیفیتی معادل با دستگاههای مشابه خارجی طراحی و تولید شده است.

دستگاه کاربردهای مختلفی از جمله موارد زیر را دارا می باشد:

- مخلوط نمودن و یکنواخت نگهداشتن خون حاوی ماده ضد انعقاد برای جلوگیری از پاره شدن و تغییر شکل سلول های خونی جهت آزمایشهای مختلف
- حل نمودن ویالهای لیوفیلیزه از قبیل ویالهای سرم، کنترل ها و کالیبراتورها
- یکنواخت نمودن و نگهداری سوسپانسیون های مورد استفاده در مراکز تحقیقاتی از جمله رنگ، روغن و لوازم آرایشی و بهداشتی
- جلوگیری از رسوب گلبولهای خون مورد آزمایش

مشخصات فنی تغذیه الکتریکی ۲۲۰-۵۰ هرتز ابعاد ۱۲ X ۲۶ X ۵۰ سانتیمتر
 سرعت ۶۰ دور در دقیقه طول غلطکها ۳۲ سانتیمتر