



Pole Ideal Pars Co.
www.medpip.com

جای پلیت استیل استریل کردن پلیت‌ها

این وسیله برای استریل نمودن پلیت‌ها مناسب است. جنس آن از استیل ضد زنگ بوده و در برابر اکثر اسیدها و حلال‌های رایج آزمایشگاه مقاوم است. جای پلیت‌ها نیز تعبیه شده است. پلیت‌استیل علاوه بر قابلیت قرارگیری درون فور، قابل اتوکلاو نیز می‌باشد و درون آن یک سبد جهت قرارگیری پلیت‌ها نیز تعبیه شده است.




ابعاد (قطر × ارتفاع)

۲۶۲ mm × φ ۱۱۵ mm

ایران کد

۲۸۱۲۲۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول
کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵ موبایل: ۰۹۱۲-۳۳۴۰۱۹۷ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ / ۸۸۷۶۵۵۶۱
تلفن: ۸۸۵۴۵۹۲۲-۹ - ۸۸۷۶۷۰۱۹ - ۸۸۷۶۵۹۱۵ - ۸۸۷۶۵۸۴۷

@poleideal

@poleideal

+۹۸ ۹۱۲ ۳۳۴ ۰۱۹۷

Pole Ideal Pars Co.