

شناسه یکتا: ۱۴۰۱۰۳۴۰۰۰۲۰۰۰۸۴۵

رمز تصدیق: ۳۰۶۱۰۰



قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گواهی نامه تمدید ثبت طرح صنعتی

شماره اظهارنامه طرح صنعتی: ۱۳۹۱۵۰۱۴۰۰۰۲۰۱۲۱۴

شماره ثبت طرح صنعتی: ۵۹۵۹

تاریخ ثبت اظهارنامه طرح: ۱۳۹۱/۰۴/۲۹

تاریخ ثبت طرح صنعتی: ۱۳۹۱/۰۷/۰۳

مشخصات طرح صنعتی:

کالا: ظرف ایمنی جمع آوری پسماندهای تیزوبرنده پزشکی مدل مکعبی ۵/۵ لیتری (سیفتی باکس)

طبقه/طبققات بین المللی: ۹

توصیف طرح صنعتی: ظرفی با گنجایش ۵/۵ لیتر به شکل مکعب مستطیل با مقطع مربع می باشد. ابعاد مقطع مربعی از کف به بالا کمی افزایش می یابد. تمامی گوشه های این سیفتی باکس منحنی می باشند و گوشه ی تیزی در آن وجود ندارد. این سیفتی باکس از دو قسمت اصلی بدنه و درب تشکیل شده است. در بالای بدنه سیفتی باکس یک دستگیره جهت حمل آسان سیفتی باکس و یک گیره ی ؟ شکل (بر روی وجه پشتی) جهت اتصال آن به پایه تعبیه شده است. عرض دستگیره در وسط جهت سهولت بیشتر در حمل پهن تر شده است. درب و بدنه به گونه ای طراحی شده اند که پس از اتصال درب به بدنه امکان جداسازی آن ها وجود ندارد. درب سیفتی باکس از یک قسمت ثابت و یک قسمت چرخان تشکیل شده است. قسمت چرخان به صورت یک استوانه با ارتفاع کم می باشد. قسمت ثابت درب، دارای پایه ی مربع و یک قسمت استوانه ای شکل می باشد. ابعاد پایه ی قسمت ثابت درب به صورت پلکانی افزایش یافته و درب از این قسمت بر روی بدنه قرار می گیرد. قسمت چرخان درب به صورت کلاهک بر روی قسمت ثابت درب قرار می گیرد (در مرکز قسمت چرخان یک زائده و در مرکز قسمت ثابت یک سوراخ وجود دارد که این دو درون هم چفت شده اند). دهانه ی کلیوی شکل سیفتی باکس بر روی قسمت ثابت درب قرار دارد و شیارهایی جهت تسهیل جداسازی انواع سر سوزن گوشه ی آن تعبیه شده است. قسمت چرخان درب نیز دارای دهانه کلیوی شکل می باشد. مساحت دهانه ها کمی کمتر از نصف مساحت قسمت چرخان درب می باشد. قسمت چرخان درب قابلیت چرخش حول محور عمودی سیفتی باکس را دارد و این امکان را می دهد تا دهانه سیفتی باکس را به صورت موقت و یا دائم ببندید. تفاوت بستن موقت و دائم در میزان چرخاندن درب است. بر روی قسمت ثابت درب (در زیر قسمت چرخان) یک ضامن فنری و بر روی قسمت چرخان درب یک سوراخ دایره ای وجود دارد. با چرخاندن کامل درب و بسته شدن دائم، ضامن پریده و درون سوراخ دایره ای موجود بر روی قسمت چرخان درب قرار می گیرد. بدنه ی قسمت چرخان درب، به صورت کنگره ای شکل می باشد که موجب تسهیل در بستن درب می شود. بر روی کف سیفتی باکس، یک فرورفتگی مربع شکل با عمق کم وجود دارد که در کف آن ظرفیت سیفتی باکس (۵.۵ Lit.)، تاریخ تولید و علامت بازیافت (علامت مثلثی شکل که با سه فلش انحنا دار ترسیم گردیده به همراه عدد ۵ درون آن) به صورت برجسته نوشته شده است. هم چنین بر روی قسمت چرخان درب جهت های چرخش و عبارت ها LOCK, CLOSE, HALF OPEN, OPEN به صورت برجسته نوشته شده است

رئیس اداره طرح صنعتی:

فائزه گل رخساری

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ امضاء:


رئیس اداره
ثبت طرح های صنعتی
فائزه گل رخساری

** جهت تصدیق اقلام اطلاعاتی مندرج در این گواهی نامه الکترونیک به آدرس اینترنتی my.ssaa.ir مراجعه کنید

** در صورت تعدد طراحان، مالکان، نشانی و یا تغییرات، مراتب به شرح مندرج در پیوست گواهی نامه می باشد.



قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گواهی نامه تمدید ثبت طرح صنعتی

شناسه یکتا: ۱۴۰۱۵۰۳۴۰۰۰۲۰۰۰۸۴۵

رمز تصدیق: ۳۰۶۱۰۰



مشخصات مالک:

شرکت پل ایده آل پارس با مسئولیت محدود، شماره ثبت: ۲۰۸۹۴۱، شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۰۴۵۱۳، نشانی: تهران خیابان استاد مطهری بعد از خیابان مفتاح خیابان جهانتاب خیابان نقدی پلاک ۱۲ طبقه ۱، کد پستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴، تابعیت جمهوری اسلامی ایران

مشخصات طراح:

مرتضی استاد رحیمی، شماره ملی: ۱۲۲۹۵۷۸۵۱۱، نشانی: تهران خیابان استاد مطهری بعد از خیابان مفتاح خیابان جهانتاب خیابان نقدی پلاک ۱۲ طبقه ۱، کد پستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴، تابعیت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ پایان اعتبار: ۱۴۰۶/۰۴/۲۹

تاریخ شروع اعتبار: ۱۴۰۱/۰۴/۲۹

مدت اعتبار: ۵ سال


رئیس اداره
ثبت طرح های صنعتی
فائزه گل رخساری

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ امضاء:

فائزه گل رخساری

رئیس اداره طرح صنعتی:

** جهت تصدیق اقلام اطلاعاتی مندرج در این گواهی نامه الکترونیک به آدرس اینترنتی my.ssaa.ir مراجعه کنید
** در صورت تعدد طراحان، مالکان، نشانی و یا تغییرات، مراتب به شرح مندرج در پیوست گواهی نامه می باشد.