



Pole Ideal Pars Co.  
www.medpip.com

## کول باکس

نگهداری مواد مختلف در دمای ۰ تا ۴ درجه سلسیوس

ظرفیت ۷۰ بلوک یخ ۴۰۰ گرمی است. بدنه کول باکس از پلی اتیلن ساخته شده است و جنس عایق درون آن پلی استایرن انبساطی است و ضخامت متوسط بدنه آن‌ها ۲۵ میلی‌متر می‌باشد.

مدل ۳۰ لیتری دارای دو قفل ضامن دار می‌باشد و مدل ۱۱ لیتری با چرخاندن دستگیره به بالا قفل می‌شود.

کول باکس وسیله‌ای است که با استفاده از فناوری زنجیره سرد (Cold Chain Technology) شرایط دمایی مناسبی برای نگهداری انواع دارو و واکسن، خون و مشتقات آن و به طور کلی تمامی مواد حساس به دما را فراهم می‌سازد.

کول باکس‌های P.I.P. در دو سایز ارائه می‌شوند که مدل ۱۱ لیتری با ظرفیت ۲۶ و مدل ۳۰ لیتری با



ابعاد خارجی (mm)	ابعاد داخلی (mm)	ظرفیت	ایران کد
۴۳۰ × ۲۶۵ × ۲۳۰	۳۳۰ × ۱۹۵ × ۱۸۰	۱۱ L	۲۱۳۲۱۹۵۰۸۰۷۵۰۰۰۱
۵۶۰ × ۳۷۰ × ۳۰۰	۴۸۰ × ۲۹۰ × ۲۵۰	۳۰ L	۲۱۳۲۱۹۵۰۸۰۷۵۰۰۰۲



تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول  
کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵ موبایل: ۰۹۱۲-۳۳۴۰۱۹۷ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ / ۸۸۷۶۵۵۶۱  
تلفن: ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ - ۸۸۷۶۷۰۱۹ - ۸۸۷۶۵۹۱۵ - ۸۸۷۶۵۸۴۷

@poleideal

@poleideal

+۹۸ ۹۱۲ ۳۳۴ ۰۱۹۷

Pole Ideal Pars Co.