




پل ایده آل تجهیز



پل ایده آل پارس

لیست مصور محصولات

www.medpip.com



پل ایده آل تجهیز



پل ایده آل پارس

سمپلر ۲µl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: سفید
مناسب نوک سمپلر ۱۰-۰.۵µl

کد محصول: ۱۲۰۲۶۱
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۵



سمپلر ۱µl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: سفید
مناسب نوک سمپلر ۱۰-۰.۵µl

کد محصول: ۱۲۰۲۶۰
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۴



سمپلر ۴µl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: سفید
مناسب نوک سمپلر ۱۰-۰.۵µl

کد محصول: ۱۲۰۲۶۳
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۷



سمپلر ۳µl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: سفید
مناسب نوک سمپلر ۱۰-۰.۵µl

کد محصول: ۱۲۰۲۶۲
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۶



سمپلر ۶µl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: سفید
مناسب نوک سمپلر ۱۰-۰.۵µl

کد محصول: ۱۲۰۲۶۵
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۹



سمپلر ۵µl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: سفید
مناسب نوک سمپلر ۱۰-۰.۵µl

کد محصول: ۱۲۰۲۶۴
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۸



سمپلر ۸µl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: سفید
مناسب نوک سمپلر ۱۰-۰.۵µl

کد محصول: ۱۲۰۲۶۷
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۱



سمپلر ۷µl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: سفید
مناسب نوک سمپلر ۱۰-۰.۵µl

کد محصول: ۱۲۰۲۶۶
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۰



سمپلر ۱۰µl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: سفید
مناسب نوک سمپلر ۱۰-۰.۵µl

کد محصول: ۱۲۰۲۹۸
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۳



سمپلر ۹µl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: سفید
مناسب نوک سمپلر ۱۰-۰.۵µl

کد محصول: ۱۲۰۲۶۸
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۲



سمپلر ۱۵μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: نارنجی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰

کد محصول: ۱۲۰۲۷۰
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۵



سمپلر ۱۰μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: نارنجی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰

کد محصول: ۱۲۰۲۶۹
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۴



سمپلر ۲۵μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: نارنجی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰

کد محصول: ۱۲۰۲۷۲
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۷



سمپلر ۲۰μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: نارنجی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰

کد محصول: ۱۲۰۲۷۱
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۶



سمپلر ۴۰μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: نارنجی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰

کد محصول: ۱۲۰۲۷۴
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۹



سمپلر ۳۰μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: نارنجی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰

کد محصول: ۱۲۰۲۷۳
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴۸



سمپلر ۶۰μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: نارنجی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰

کد محصول: ۱۲۰۲۷۶
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۱



سمپلر ۵۰μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: نارنجی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰

کد محصول: ۱۲۰۲۷۵
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۰



سمپلر ۷۵μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: نارنجی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰

کد محصول: ۱۲۰۲۷۸
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۳



سمپلر ۷۰μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: نارنجی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰

کد محصول: ۱۲۰۲۷۷
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۲



سمپلر ۹۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: نارنجی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۰
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۵



سمپلر ۸۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: نارنجی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۷۹
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۴



سمپلر ۱۰۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: آبی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰۰-۱۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۹۹
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۷



سمپلر ۱۰۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: نارنجی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۱
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۶



سمپلر ۱۲۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: آبی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰۰-۱۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۳
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۹



سمپلر ۱۱۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: آبی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰۰-۱۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۲
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵۸



سمپلر ۲۰۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: آبی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰۰-۱۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۵
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۱



سمپلر ۱۵۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: آبی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰۰-۱۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۴
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۰



سمپلر ۲۵۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: آبی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰۰-۱۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۷
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۳



سمپلر ۲۲۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: آبی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰۰-۱۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۶
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۲



سمپلر ۴۰۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: آبی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۹
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۵



سمپلر ۳۰۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: آبی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۸۸
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۴



سمپلر ۵۰۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: آبی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۹۱
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۷



سمپلر ۴۵۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: آبی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۹۰
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۶



سمپلر ۷۰۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: آبی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۹۳
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۹



سمپلر ۶۰۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: آبی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۹۲
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۶۸



سمپلر ۸۰۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: آبی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۹۵
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۱



سمپلر ۷۵۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: آبی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۹۴
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۰



سمپلر ۱۰۰۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: آبی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۹۷
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۳



سمپلر ۹۰۰ μl

تک کاناله، حجم ثابت
کد رنگی: آبی
مناسب نوک سمپلر ۱۰۰-۱۰۰۰ μl

کد محصول: ۱۲۰۲۹۶
ایران کد: ۲۸۱۱۳۴۰۰۸۰۷۵۰۰۷۲



استند سمپلر ۵ خانه

کد محصول : ۱۲۰۴۵۱
ایران کد : ۲۸۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸



پایه سمپلر گردان ۶ شاخه

کد محصول : ۱۲۰۲۵۳
ایران کد : ۲۸۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۹



پیپت پاستور پلاستیکی مدرج

۲ ml
بسته ۴۰۰ عددی
کد محصول : ۱۲۰۱۴۶
ایران کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۰۷



پیپت پاستور پلاستیکی مدرج

۱/۵ ml
بسته ۴۰۰ عددی
کد محصول : ۱۲۰۱۰۸
ایران کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۰۴۱



پیپت پاستور حباب متغیر

۴ ml - طول ۱۰ cm
بسته ۴۰۰ عددی
کد محصول : ۱۲۰۱۶۲
ایران کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۰



پیپت پاستور پلاستیکی مدرج

۳ ml
بسته ۴۰۰ عددی
کد محصول : ۱۲۰۱۴۷
ایران کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۰۸



پیپت پاستور حباب متغیر

۴ ml - طول ۱۴ cm
بسته ۴۰۰ عددی
کد محصول : ۱۲۰۱۶۴
ایران کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۲



پیپت پاستور حباب متغیر

۴ ml - طول ۱۲ cm
بسته ۴۰۰ عددی
کد محصول : ۱۲۰۱۶۳
ایران کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۰۹



پیپت پاستور حباب متغیر

۵/۵ ml - طول ۱۹/۶ cm
بسته ۴۰۰ عددی
کد محصول : ۱۲۰۱۶۶
ایران کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۴



پیپت پاستور حباب متغیر

۵/۵ ml - طول ۱۷/۶ cm
بسته ۴۰۰ عددی
کد محصول : ۱۲۰۱۶۵
ایران کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۱



پیپت پاستور اکسترا

۷/۵ ml - طول ۲۶ cm
بسته ۴۰۰ عددی
کد محصول : ۱۲۰۱۶۸
ایران کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۶



پیپت پاستور حباب متغیر

۵/۵ ml - طول ۲۱/۶ cm
بسته ۴۰۰ عددی
کد محصول : ۱۲۰۱۶۷
ایران کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۳



پیپت پاستور اکسترا

۷/۵ ml - طول ۳۰ cm
بسته ۴۰۰ عددی
کد محصول : ۱۲۰۱۷۰
ایران کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۷



پیپت پاستور اکسترا

۷/۵ ml - طول ۲۸ cm
بسته ۴۰۰ عددی
کد محصول : ۱۲۰۱۶۹
ایران کد : ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۵



جعبه نوک سمپلر زرد ۹۶ خانه

با درب لولایی قفل دار - قابل اتوکلاو
بسته ۴ عددی

کد محصول: ۱۲۰۰۵۰

ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۲



جعبه نوک سمپلر آبی ۶۰ خانه

با درب لولایی قفل دار - قابل اتوکلاو
بسته ۴ عددی

کد محصول: ۱۲۰۰۴۹

ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۰



جعبه نوک سمپلر کریستالی ۹۶ خانه

درب لولایی قفل دار - قابل اتوکلاو
بسته ۴ عددی

کد محصول: ۱۲۰۰۵۱

ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۱



برای کسب اطلاعات تکمیلی در رابطه با محصولات، به
جنرال کاتالوگ و یا وبسایت شرکت پل ایده آل پارس (P.I.P.) مراجعه فرمایید.



www.medpip.com



جنرال کاتالوگ پل ایده آل پارس

سیفتی باکس ۳ لیتری

مدل RC plus

 کد محصول : ۱۲۰۲۴۱
 ایران کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۶

سیفتی باکس ۲ لیتری

مدل RC plus

 کد محصول : ۱۲۰۲۴۰
 ایران کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۵

سیفتی باکس ۵ لیتری

مدل RC plus

 کد محصول : ۱۲۰۲۴۳
 ایران کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۸

سیفتی باکس ۴ لیتری

مدل RC plus

 کد محصول : ۱۲۰۲۴۲
 ایران کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۷

سیفتی باکس ۷ لیتری

مدل RC plus

 کد محصول : ۱۲۰۲۴۵
 ایران کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۰

سیفتی باکس ۶ لیتری

مدل RC plus

 کد محصول : ۱۲۰۲۴۴
 ایران کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۹

سیفتی باکس ۲ لیتری

مدل C plus

 کد محصول : ۱۲۰۲۵۲
 ایران کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۴

سیفتی باکس ۱/۵ لیتری

مدل C plus

 کد محصول : ۱۲۰۲۵۱
 ایران کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۳

سیفتی باکس ۵ لیتری

مدل C plus

 کد محصول : ۱۲۰۲۴۹
 ایران کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۲

سیفتی باکس ۳ لیتری

مدل C plus

 کد محصول : ۱۲۰۲۴۸
 ایران کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۱

سیفتی باکس ۳/۵ لیتری

مدل Ra

 کد محصول : ۱۲۰۱۲۶
 ایران کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۳

سیفتی باکس ۲/۵ لیتری

مدل Ra

 کد محصول : ۱۲۰۱۲۵
 ایران کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۶

سیفتی باکس ۴/۵ لیتری

مدل Ra

 کد محصول : ۱۲۰۱۲۸
 ایران کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۸

سیفتی باکس ۴ لیتری

مدل Ra

 کد محصول : ۱۲۰۱۲۷
 ایران کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۷


سیفتی باکس ۸/۵ لیتری

مدل Ra

کد محصول: ۱۲۰۱۳۰
ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۹



سیفتی باکس ۵/۵ لیتری

مدل Ra

کد محصول: ۱۲۰۱۲۹
ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۱



سیفتی باکس ۱۱/۵ لیتری

مدل Ra

کد محصول: ۱۲۰۱۳۲
ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۲



سیفتی باکس ۹/۵ لیتری

مدل Ra

کد محصول: ۱۲۰۱۳۱
ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۰



سیفتی باکس ۲۲ لیتری

مدل Rb

کد محصول: ۱۲۰۰۶۷
ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۰



سیفتی باکس ۱۵ لیتری

مدل Rb

کد محصول: ۱۲۰۰۶۶
ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۹



سیفتی باکس ۲۶/۳ لیتری

مدل XL

کد محصول: ۱۲۰۱۲۴
ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۳



سیفتی باکس ۲۵ لیتری

مدل Rb

کد محصول: ۱۲۰۰۶۸
ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۱



سیفتی باکس ۱/۵ لیتری

مدل Cd

کد محصول: ۱۲۰۰۰۱
ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳



سیفتی باکس ۰/۵ لیتری

مدل Cd

کد محصول: ۱۲۰۰۵۳
ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



سیفتی باکس ۳ لیتری

مدل Cd

کد محصول: ۱۲۰۰۰۲
ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵



سیفتی باکس ۲ لیتری

مدل Cd

کد محصول: ۱۲۰۰۵۲
ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴



سیفتی باکس ۷ لیتری

مدل Cc

کد محصول: ۱۲۰۰۰۴
ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷



سیفتی باکس ۵ لیتری

مدل Cd

کد محصول: ۱۲۰۰۰۳
ایران کد: ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶



سیفتی باکس ۸۰ سی سی

مدل جیبی

کد محصول : ۱۲۰۲۰۶
ایران کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۴



سیفتی باکس ۱۲ لیتری

مدل Cc

کد محصول : ۱۲۰۰۰۵
ایران کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸



سیفتی باکس ۳۰۰ سی سی

مدل جیبی

کد محصول : ۱۲۰۰۲۷
ایران کد : ۲۱۳۴۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



برای کسب اطلاعات تکمیلی در رابطه با محصولات، به
جنرال کاتالوگ و یا وبسایت شرکت پل ایده آل پارس (P.I.P.) مراجعه فرمایید.



www.medpip.com



جنرال کاتالوگ پل ایده آل پارس

آمپول بازکن یکبارمصرف - M

بسته ۱۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۰۹۱
ایران کد: ۲۱۳۳۹۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



آمپول بازکن یکبارمصرف - S

بسته ۱۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۰۹۰
ایران کد: ۲۱۳۳۹۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۱



پایه فلزی سیفتی باکس

مناسب سیفتی باکس های ۵ و ۳ Cd
Cplus ۳, ۵

کد محصول: ۱۲۰۰۰۶
ایران کد: ۲۸۱۸۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۲



پایه فلزی سیفتی باکس

مناسب سیفتی باکس های ۲ و ۱/۵ Cd
Cplus ۱/۵ و ۲

کد محصول: ۱۲۰۰۱۰
ایران کد: ۲۸۱۸۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۰۳



پایه پلاستیکی RC plus

مناسب سیفتی باکس های ۵ و ۴ و ۳ و ۲ RC plus

کد محصول: ۱۲۰۲۳۴
ایران کد: ۵۳۳۴۵۶۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۵



پایه پلاستیکی Ra

مناسب سیفتی باکس های Ra

کد محصول: ۱۲۰۱۳۳
ایران کد: ۲۸۱۸۴۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۰۶



پایه فلزی کوچک

مناسب سیفتی باکس های ۳ و ۲ RC plus

کد محصول: ۱۲۰۲۳۶
ایران کد: ۵۳۳۴۵۶۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۰۲



پایه فلزی رومیزی

مناسب سیفتی باکس های ۷ و ۶ RC plus

کد محصول: ۱۲۰۲۳۸
ایران کد: ۵۳۳۴۵۶۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۰۰۴



آداپتور اتصال پایه فلزی به میله

مناسب سیفتی باکس های RC plus

کد محصول: ۱۲۰۲۳۵
ایران کد: ۲۱۳۴۸۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۰۱



پایه فلزی بزرگ

مناسب سیفتی باکس های ۷ و ۶ و ۵ و ۴ RC plus

کد محصول: ۱۲۰۲۳۷
ایران کد: ۵۳۳۴۵۶۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۰۰۳



سینی تزریقات و پانسما

بزرگ

کد محصول: ۱۲۰۲۴۶
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۱۰



سینی تزریقات و پانسما

کوچک

کد محصول: ۱۲۰۲۴۷
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۰۰۹



ترالی سیفتی باکس XL

کد محصول: ۱۲۰۲۱۱
ایران کد: ۵۳۳۴۵۶۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۰۰۱



اسپاچولای پلاستیکی

بسته ۲۵۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۰۲۶

ایران کد: ۲۸۱۳۹۲۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



لوپ استاندارد فلزی

بسته ۵۰ عددی

کد محصول: ۱۳۰۰۲۸

ایران کد: ۲۸۱۲۴۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



پیپت پاستور پلاستیکی مدرج

۲ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۴۶

ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۰۷



پیپت پاستور پلاستیکی مدرج

۱/۵ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۰۸

ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۰۴۱



پیپت پاستور حباب متغیر

۱۰ cm - طول ۴ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۶۲

ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۰



پیپت پاستور پلاستیکی مدرج

۳ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۴۷

ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۰۸



پیپت پاستور حباب متغیر

۱۴ cm - طول ۴ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۶۴

ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۲



پیپت پاستور حباب متغیر

۱۲ cm - طول ۴ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۶۳

ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۰۹



پیپت پاستور حباب متغیر

۱۹/۶ cm - طول ۵/۵ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۶۶

ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۴



پیپت پاستور حباب متغیر

۱۷/۶ cm - طول ۵/۵ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۶۵

ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۱



پیپت پاستور اکسترا

۲۶ cm - طول ۷/۵ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۶۸

ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۶



پیپت پاستور حباب متغیر

۲۱/۶ cm - طول ۵/۵ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۶۷

ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۳



پیپت پاستور اکسترا

۳۰ cm - طول ۷/۵ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۷۰

ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۷



پیپت پاستور اکسترا

۲۸ cm - طول ۷/۵ ml

بسته ۴۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۶۹

ایران کد: ۲۸۱۱۳۱۰۰۸۰۷۵۰۱۱۵



تجهیزات نمونه برداری و نمونه گیری

دسته فیلدوپلاتین

بسته ۶ عددی - ۱۲ متر سیم

کد محصول: ۱۳۰۰۲۶

ایران کد: ۲۱۳۱۸۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



ترالی فایل

مناسب فایل های لام، بلوک بافت و تیشوکاست

کد محصول: ۱۲۰۲۳۹

ایران کد: ۲۱۳۴۴۲۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



ظرف جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

۲/۵ لیتری

کد محصول: ۱۲۰۰۲۴

ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۱



سینی برش بافت

کد محصول: ۱۲۰۰۸۹

ایران کد: ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۰۱



ظرف جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

۲/۵ لیتری - رنگی

کد محصول: ۱۲۰۴۲۹

ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۱۰



ظرف جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

۳/۵ لیتری

کد محصول: ۱۲۰۱۱۶

ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۵



ظرف جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

۲/۵ لیتری - ایستاده

کد محصول: ۱۲۰۱۴۱

ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۶



ظرف جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

۳/۵ لیتری - رنگی

کد محصول: ۱۲۰۴۳۰

ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۱۱



ظرف جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

۲/۵ لیتری - ایستاده رنگی

کد محصول: ۱۲۰۴۳۱

ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۸



ظرف جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

۳/۵ لیتری - ایستاده

کد محصول: ۱۲۰۱۴۲

ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۷



فایل نگهداری لام

ظرفیت: ۱۲۰۰ عدد لام

کد محصول: ۱۲۰۲۰۷

ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۰



ظرف جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

۳/۵ لیتری - ایستاده رنگی

کد محصول: ۱۲۰۴۳۲

ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۹



فایل نگهداری تیشوکاست

ظرفیت: ۱۵۱۲ عدد تیشوکاست

کد محصول: ۱۲۰۲۰۹

ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۹




فایل نگهداری بلوک بافت

ظرفیت: ۵۰۰ عدد بلوک

کد محصول: ۱۲۰۲۰۸

ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸



قالب پردازش بافت (تیشوکاست)

درب دار - بسته ۵۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۳۸
ایران کد: ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۰۲



قالب پردازش بافت (تیشوکاست)

بدون درب - بسته ۱۰۰ عددی


کد محصول: ۱۲۰۱۴۳
ایران کد: ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۰۳



قالب بلوک‌گیری یکبارمصرف

ابعاد (mm): ۱۵ × ۱۵ × ۶

کد محصول: ۱۲۰۱۹۹
ایران کد: ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۱۰



قالب بلوک‌گیری یکبارمصرف

ابعاد (mm): ۷ × ۷ × ۶

کد محصول: ۱۲۰۱۹۸
ایران کد: ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۱۲



قالب بلوک‌گیری یکبارمصرف

ابعاد (mm): ۳۰ × ۲۴ × ۶

کد محصول: ۱۲۰۲۰۱
ایران کد: ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۱۱



قالب بلوک‌گیری یکبارمصرف

ابعاد (mm): ۲۴ × ۲۴ × ۶


کد محصول: ۱۲۰۲۰۰
ایران کد: ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۰۸



قالب بلوک‌گیری یکبارمصرف

ابعاد (mm): ۳۰ × ۲۰ × ۱۲

کد محصول: ۱۲۰۲۰۳
ایران کد: ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۱۴



قالب بلوک‌گیری یکبارمصرف

ابعاد (mm): ۳۷ × ۲۴ × ۶

کد محصول: ۱۲۰۲۰۲
ایران کد: ۲۱۳۲۷۵۵۰۸۰۷۵۰۰۱۳



قوطی مدفوع قاشق‌دار

کوچک - درب فشاری

کد محصول: ۱۲۰۰۷۱
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۳



قوطی مدفوع قاشق‌دار

بزرگ - درب پیچی

کد محصول: ۱۲۰۰۷۰
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۲



گارو خونگیری

بزرگسال

کد محصول: ۱۲۰۰۱۸
ایران کد: ۲۸۱۲۴۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



کپسول بافت استیل

بسته ۱۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۰۲۹
ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳



گارو خونگیری

اطفال - بسته ۲ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۲۳
ایران کد: ۲۱۳۲۱۱۵۰۸۰۷۵۰۰۰۲



گارو خونگیری

اطفال

کد محصول: ۱۲۰۰۹۶
ایران کد: ۲۸۱۲۴۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳



تجهیزات نمونه برداری و نمونه گیری

درب لوله لبه دار (قارچی)

قطر : ۱۲ mm ، بسته ی ۲۰۰ عددی
لوله های مناسب (mm): ۱۲x۷۵ و ۱۲x۱۰۰ و ...
کد محصول : ۱۲۰۴۵۵
ایران کد : ۲۸۱۸۲۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳



گارو فیکس وین

کد محصول : ۱۲۰۴۲۸
ایران کد : ۲۱۳۲۱۱۵۰۸۰۷۵۰۰۰۱



درب لوله لبه دار (قارچی)

قطر : ۱۶ mm ، بسته ی ۲۰۰ عددی
لوله های مناسب (mm): ۱۶x۱۰۰ و ...
کد محصول : ۱۲۰۴۵۹
ایران کد : ۲۸۱۸۲۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵



درب لوله لبه دار (قارچی)

قطر : ۱۳ mm ، بسته ی ۲۰۰ عددی
لوله های مناسب (mm): ۱۳x۱۰۰ و ...
کد محصول : ۱۲۰۴۵۷
ایران کد : ۲۸۱۸۲۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷



لوله ۱۶x۱۰۰

بدون درب - پلیاستیکی (PP)
بسته ۲۰۰ عددی
کد محصول : ۱۲۰۰۵۹
ایران کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



لوله ۱۲x۱۰۰

بدون درب - پلیاستیکی (PP)
بسته ۲۰۰ عددی
کد محصول : ۱۲۰۰۵۸
ایران کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



لوله ۱۶x۱۰۰

با درب فشاری - پلیاستیکی (PP)
بسته ۲۰۰ عددی
کد محصول : ۱۲۰۰۶۰
ایران کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴



لوله ۱۲x۱۰۰

با درب فشاری - پلیاستیکی (PP)
بسته ۲۰۰ عددی
کد محصول : ۱۲۰۰۵۷
ایران کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳



لوله CBC شفاف

مدرج با درب فشاری - PP
بدون ماده ضد انعقاد - بسته ۴۰۰ عددی
کد محصول : ۱۲۰۱۹۱
ایران کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۳



لوله ۱۶x۱۰۰

با درب کپ - پلیاستیکی (PP)
بسته ۲۰۰ عددی
کد محصول : ۱۲۰۱۸۰
ایران کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۴



لوله CBC

مدرج با درب فشاری - PS
بدون ماده ضد انعقاد - بسته ۲۰۰ عددی
کد محصول : ۱۲۰۰۶۲
ایران کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۰



لوله CBC شفاف

مدرج با درب کپ - PS
بدون ماده ضد انعقاد - بسته ۲۰۰ عددی
کد محصول : ۱۲۰۱۹۲
ایران کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۱



لوله ۱۲x۷۵ (گاما کانتر)

شفاف - PS
بسته ۵۰۰ عددی
کد محصول : ۱۲۰۱۳۴
ایران کد : ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸



لوله نمونه برداری قاشقک دار

درب پیچدار
بسته ۱۰۰۰ عددی
کد محصول : ۱۲۰۱۱۷
ایران کد : ۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۰۴



لوله مخروطی ۱۵ ml

مدرج
بسته ۱۰۰ عددی
کد محصول: ۱۲۰۱۹۳
ایران کد: ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶



لوله ۱۲×۷۵ (گاما کانتر)

مات - PP
بسته ۵۰۰ عددی
کد محصول: ۱۲۰۱۳۵
ایران کد: ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۹



لوله مخروطی ۱۵ ml

مدرج - همراه با رک نگهدارنده
بسته ۲۵ عددی
کد محصول: ۱۲۰۱۳۶
ایران کد: ۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳۸



لوله مخروطی ۵۰ ml

مدرج
بسته ۵۰ عددی
کد محصول: ۱۲۰۱۹۴
ایران کد: ۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۲



لوله مخروطی ۵۰ ml

مدرج - همراه با رک نگهدارنده
بسته ۲۵ عددی
کد محصول: ۱۲۰۱۳۷
ایران کد: ۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳۹



برای کسب اطلاعات تکمیلی در رابطه با محصولات، به
جنرال کاتالوگ و یا وبسایت شرکت پل ایده آل پارس (P.I.P.) مراجعه فرمایید.



www.medpip.com



جنرال کاتالوگ پل ایده آل پارس

جالوله‌ای، جعبه نوک سمپلر، جعبه میکروتیوب

استند پیت و ترمومتر

خانه ۵۰

کد محصول: ۱۲۰۱۱۲
ایران کد: ۲۸۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۵



استند پیت و ترمومتر

خانه ۲۵

کد محصول: ۱۲۰۱۱۱
ایران کد: ۲۸۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۴



رک نگهدارنده لوله مخروطی ۵۰ ml

خانه ۲۵

بسته ۱۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۴۰
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۸



رک نگهدارنده لوله مخروطی ۱۵ ml

خانه ۲۵

بسته ۱۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۳۹
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۹



تک‌رک کرایو

جعبه ۸ عددی

کد محصول: ۱۲۰۴۴۷
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۶



تک‌رک میکروتیوب دو طرفه

جعبه ۸ عددی

کد محصول: ۱۲۰۴۴۶
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۷



جالوله‌ای ساده - ۴۰ خانه

پلاستیکی - بازشو


کد محصول: ۱۲۰۰۲۳
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴



جالوله‌ای ساده - ۲۱ خانه

پلاستیکی - بازشو

کد محصول: ۱۲۰۰۲۲
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳



جالوله‌ای ساده - ۹۰ خانه

پلاستیکی - بازشو

کد محصول: ۱۲۰۰۲۰
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶



جالوله‌ای ساده - ۶۰ خانه

پلاستیکی - بازشو

کد محصول: ۱۲۰۰۲۱
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵



جالوله‌ای اپندورف

۱۰۰ خانه - پلاستیکی

دارای ردیف بندی ماتریسی

کد محصول: ۱۲۰۰۲۸
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷



جالوله‌ای یونیورسال ۲

چهار طرفه - پلاستیکی


کد محصول: ۱۲۰۰۴۰
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸



جالوله‌ای فالكون - ۵۰ خانه

پلاستیکی - بازشو


کد محصول: ۱۲۰۰۸۲
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



جالوله‌ای فالكون - ۲۸ خانه

پلاستیکی - بازشو

کد محصول: ۱۲۰۰۸۱
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



جالوله‌ای مولتی‌رک

خانۀ ۴۲
لوله‌های مناسب: ۱۲ × ۱۰۰ و گاما کانتر
کد محصول: ۱۲۰۱۸۲
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۹



S12-42

جالوله‌ای مولتی‌رک

خانۀ ۸۴
لوله‌های مناسب: ۱۲ × ۱۰۰ و گاما کانتر
کد محصول: ۱۲۰۱۸۱
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۸



L12-84

جالوله‌ای مولتی‌رک

خانۀ ۳۰
لوله‌های مناسب: ۱۶ × ۱۰۰ و فالتون ۱۵ ml
کد محصول: ۱۲۰۱۸۴
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۱



S16-30

جالوله‌ای مولتی‌رک

خانۀ ۶۰
لوله‌های مناسب: ۱۶ × ۱۰۰ و فالتون ۱۵ ml
کد محصول: ۱۲۰۱۸۳
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۰



L16-60

جالوله‌ای مولتی‌رک فالتون

خانۀ ۹
لوله‌های مناسب: ۵۰ ml
کد محصول: ۱۲۰۱۸۶
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۳



S30-9

جالوله‌ای مولتی‌رک فالتون


خانۀ ۱۸
لوله‌های مناسب: فالتون ۵۰ ml
کد محصول: ۱۲۰۱۸۵
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۲



L30-18

جالوله‌ای مولتی‌رک کرایو

خانۀ ۴۲
کد محصول: ۱۲۰۱۸۸
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۰



SC-42

جالوله‌ای مولتی‌رک کرایو


خانۀ ۸۴
کد محصول: ۱۲۰۱۸۷
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۹



LC-84

جالوله‌ای مولتی‌رک میکروتیوب

خانۀ ۳۰
کد محصول: ۱۲۰۱۹۰
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۵



SM-30

جالوله‌ای مولتی‌رک میکروتیوب

خانۀ ۶۰
کد محصول: ۱۲۰۱۸۹
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۴



LM-60

جالوله‌ای مولتی‌رک

خانۀ ۷۲
لوله‌های مناسب: ۱۶ × ۱۰۰ و ۱۲ × ۱۰۰
کد محصول: ۱۲۰۱۹۶
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۲



LT-72

جالوله‌ای مولتی‌رک فالتون

خانۀ ۳۹
لوله‌های مناسب: فالتون ۵۰ و ۱۵ ml
کد محصول: ۱۲۰۱۹۵
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۳



LF-39

جعبه میکروتیوب ترکیبی

۵۴ خانه - درب لولایی قفل‌دار
قابل اتوکلاو بسته ۵ عددی
کد محصول: ۱۲۰۴۴۹
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۹



جعبه میکروتیوب ترکیبی

۶۹ خانه - درب لولایی قفل‌دار
قابل اتوکلاو - بسته ۵ عددی
کد محصول: ۱۲۰۴۴۸
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۸



جالوله‌ای، جعبه نوک سمپلر، جعبه میکروتیوب

جعبه میکروتیوب ۰/۵ ml

۹۸ خانه - درب لولایی قفل‌دار - قابل اتوکلاو
بسته ۵ عددی
کد محصول: ۱۲۰۰۴۶
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۸



جعبه میکروتیوب ۰/۲ ml

۱۵۳ خانه - درب لولایی قفل‌دار - قابل اتوکلاو
بسته ۵ عددی
کد محصول: ۱۲۰۰۴۵
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۷



جعبه گرایو ۱۰۰ خانه

درب لولایی قفل‌دار - قابل اتوکلاو
با کدبندی ماتریسی - بسته ۶ عددی
کد محصول: ۱۲۰۰۴۸
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۳



جعبه میکروتیوب ۱/۵ ml

۷۲ خانه - درب لولایی قفل‌دار - قابل اتوکلاو
بسته ۵ عددی
کد محصول: ۱۲۰۰۴۷
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۹



جعبه نوک سمپلر زرد ۹۶ خانه

با درب لولایی قفل‌دار - قابل اتوکلاو
بسته ۴ عددی
کد محصول: ۱۲۰۰۵۰
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۲



جعبه نوک سمپلر آبی ۶۰ خانه

با درب لولایی قفل‌دار - قابل اتوکلاو
بسته ۴ عددی
کد محصول: ۱۲۰۰۴۹
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۰



رک زنجیره‌ای

بسته ۴۲ عددی
کد محصول: ۱۲۰۰۴۵۰
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۷۰



جعبه نوک سمپلر کریستالی ۹۶ خانه

درب لولایی قفل‌دار - قابل اتوکلاو
بسته ۴ عددی
کد محصول: ۱۲۰۰۵۱
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۱



رک مگامیکس ۱۵۰ خانه

مناسب لوله‌های ۱۶x۱۰۰
کد محصول: ۱۲۰۱۰۳
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۷



جالوله‌ای پلاستیکی ۱۸ خانه

مدل T3
کد محصول: ۱۲۰۰۸۷
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۱۴



رک چرخان

سری ۴ عددی
کد محصول: ۱۲۰۱۱۴
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۴



رک مگامیکس ۲۱۶ خانه

مناسب لوله‌های ۱۲x۱۰۰
کد محصول: ۱۲۰۱۰۲
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۶



رک حمل نمونه ۱۲ خانه

مناسب ظروف نمونه تا قطر ۵۸ mm
کد محصول: ۱۲۰۱۰۴
ایران کد: ۲۸۱۸۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۴



رک پازلی

سری ۴ عددی
کد محصول: ۱۲۰۱۱۵
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۲۵



رک حمل نمونه ۲۰ خانه

مناسب ظروف نمونه تا قطر ۴۸ mm

کد محصول: ۱۲۰۱۰۵

ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۵



رک حمل نمونه ۲۰ خانه

مناسب ظروف نمونه تا قطر ۴۳ mm

کد محصول: ۱۲۰۱۰۶

ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۶



رک حمل نمونه ۶۸ خانه

مناسب لوله‌های فالتون با قطر ۲۸ و ۱۶ mm

کد محصول: ۱۲۰۱۰۷

ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۷



برای کسب اطلاعات تکمیلی در رابطه با محصولات، به
جنرال کاتالوگ و یا وبسایت شرکت پل ایده آل پارس (P.I.P.) مراجعه فرمایید.



www.medpip.com



جنرال کاتالوگ پل ایده آل پارس

بیوجار

ظرف حمل نمونه هوایی، زمینی، دریایی
به همراه ۸ عدد نگهدارنده
کد محصول: ۱۲۰۱۵۲
ایران کد: ۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۴۰




بیوجار

ظرف حمل نمونه هوایی، زمینی، دریایی
ظرفیت: ۱/۵ L
کد محصول: ۱۲۰۱۵۳
ایران کد: ۲۸۳۶۳۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱




نگهدارنده داخلی بیوجار

۴۹ حفره
قطر: ۷/۵ mm
کد محصول: ۱۲۰۱۵۵
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۲




نگهدارنده داخلی بیوجار

۲۰ حفره عمومی
کد محصول: ۱۲۰۱۵۴
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۳




نگهدارنده داخلی بیوجار

۲۰ حفره
قطر: ۱۵ mm
کد محصول: ۱۲۰۱۵۷
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۱




نگهدارنده داخلی بیوجار

۲۵ حفره
قطر: ۱۲ mm
کد محصول: ۱۲۰۱۵۶
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۶




نگهدارنده داخلی بیوجار

۱۳ حفره
قطر: ۲۰ mm
کد محصول: ۱۲۰۱۵۹
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۵




نگهدارنده داخلی بیوجار

۲۲ حفره
قطر: ۱۶ mm
کد محصول: ۱۲۰۱۵۸
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۰




نگهدارنده داخلی بیوجار

۷ حفره
قطر: ۳۴ mm
کد محصول: ۱۲۰۱۶۱
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۴



نگهدارنده داخلی بیوجار

۷ حفره
قطر: ۲۸ mm
کد محصول: ۱۲۰۱۶۰
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۳۷



سینی تزریقات و پانسمان

بزرگ

کد محصول: ۱۲۰۲۴۶
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۹۰۰۸۰۷۵۰۰۱۰



جعبه حمل نمونه بیولوژیکی

(LA.BOX)

کد محصول: ۱۲۰۲۱۰
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۶۴



سینی نمونه برداری و حمل نمونه

عمومی

کد محصول: ۱۲۰۱۷۱
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۳



سینی تزریقات و پانسمان

کوچک

کد محصول: ۱۲۰۲۴۷
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۹۰۰۸۰۷۵۰۰۰۹



سینی نمونه برداری و حمل نمونه

با کیت لیوان

کد محصول: ۱۲۰۱۷۳
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۵



سینی نمونه برداری و حمل نمونه

با کیت لوله

کد محصول: ۱۲۰۱۷۲
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۴



ظرف حمل نمونه پاتولوژی

مناسب حمل هوایی، زمینی، دریایی
با ۵ عدد نگهدارنده

کد محصول: ۱۲۰۱۷۴
ایران کد: ۲۸۱۶۳۹۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۱



ظرف حمل نمونه پاتولوژی

مناسب حمل هوایی، زمینی، دریایی


کد محصول: ۱۲۰۱۱۰
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۹۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸



نگهدارنده داخلی ۴ حفره

قطر ۲۰ mm
قابل استفاده در ظرف حمل نمونه پاتولوژی


کد محصول: ۱۲۰۱۷۶
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۱



نگهدارنده داخلی ۳ حفره (فالكون)

قابل استفاده در ظرف حمل نمونه پاتولوژی
مناسب لوله های فالكون ۱۵ ml و ۵۰ ml


کد محصول: ۱۲۰۱۷۵
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۲



نگهدارنده داخلی ۸ حفره

قطر ۱۲ mm
قابل استفاده در ظرف حمل نمونه پاتولوژی


کد محصول: ۱۲۰۱۷۸
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۸



نگهدارنده داخلی ۵ حفره

قطر ۱۶ mm
قابل استفاده در ظرف حمل نمونه پاتولوژی

کد محصول: ۱۲۰۱۷۷
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۵۰



کول باکس ۱۱ لیتری

(Cool Box)


کد محصول: ۱۲۰۰۸۸
ایران کد: ۲۱۳۲۱۹۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



نگهدارنده داخلی ۱۵ حفره

قطر ۷/۵ mm
قابل استفاده در ظرف حمل نمونه پاتولوژی

کد محصول: ۱۲۰۱۷۹
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۴۹



کیف کمک های اولیه

کوچک

کد محصول: ۱۲۰۰۷۴
ایران کد: ۲۱۳۲۱۹۶۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



کول باکس ۳۰ لیتری

(Cool Box)

کد محصول: ۱۲۰۱۹۷
ایران کد: ۲۱۳۲۱۹۵۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



کیف کمک های اولیه

بزرگ

کد محصول: ۱۲۰۰۷۶
ایران کد: ۲۱۳۲۱۹۶۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳



کیف کمک های اولیه

متوسط

کد محصول: ۱۲۰۰۷۵
ایران کد: ۲۱۳۲۱۹۶۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



لوازم حمل تجهیزات و انتقال نمونه

کیف حمل نمونه

با کیت عمومی

کد محصول : ۱۲۰۱۱۹
ایران کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴



پایه دیواری کیف کمک‌های اولیه

بزرگ

کد محصول : ۱۲۰۰۷۷
ایران کد : ۲۱۳۲۱۹۶۰۸۰۷۵۰۰۰۴



کیف حمل نمونه

با کیت لیوان

کد محصول : ۱۲۰۱۱۸
ایران کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵



کیف حمل نمونه

با کیت لوله

کد محصول : ۱۲۰۱۲۰
ایران کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶



کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۲۵ SS

کد محصول : ۱۲۰۲۱۲
ایران کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۱



کیف حمل نمونه

بدون کیت داخلی

کد محصول : ۱۲۰۱۲۲
ایران کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷



کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۲۵ SM

کد محصول : ۱۲۰۲۱۴
ایران کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۳



کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۲۵ MM

کد محصول : ۱۲۰۲۱۳
ایران کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۲



کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۵۵ MM

کد محصول : ۱۲۰۲۱۶
ایران کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۵



کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۵۵ SS

کد محصول : ۱۲۰۲۱۵
ایران کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۴



کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۷۵ SS

کد محصول : ۱۲۰۲۱۸
ایران کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۷



کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۵۵ SM

کد محصول : ۱۲۰۲۱۷
ایران کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۶



کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۷۵ SM

کد محصول : ۱۲۰۲۲۰
ایران کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۹



کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۷۵ MM

کد محصول : ۱۲۰۲۱۹
ایران کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۸



کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۹۵ LL

 کد محصول: ۱۲۰۲۲۲
 ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۱

کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۹۵ MM

 کد محصول: ۱۲۰۲۲۱
 ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۰

کیف یونیورسال PIP

مدل ۲۲۰ MM

 کد محصول: ۱۲۰۲۲۴
 ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۳

کیف یونیورسال PIP

مدل ۱۹۵ ML

 کد محصول: ۱۲۰۲۲۳
 ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۲

کیف یونیورسال PIP

مدل ۲۲۰ ML

 کد محصول: ۱۲۰۲۲۶
 ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۵

کیف یونیورسال PIP

مدل ۲۲۰ LL

 کد محصول: ۱۲۰۲۲۵
 ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۴

کیف یونیورسال PIP

مدل ۲۵۰ LL

 کد محصول: ۱۲۰۲۲۸
 ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۷

کیف یونیورسال PIP

مدل ۲۵۰ MM

 کد محصول: ۱۲۰۲۲۷
 ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۶

کیف یونیورسال PIP

مدل ۲۹۰ MM

 کد محصول: ۱۲۰۲۳۰
 ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۹

کیف یونیورسال PIP

مدل ۲۵۰ ML

 کد محصول: ۱۲۰۲۲۹
 ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۸

کیف یونیورسال PIP

مدل ۲۹۰ ML

 کد محصول: ۱۲۰۲۳۲
 ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۱

کیف یونیورسال PIP

مدل ۲۹۰ LL

 کد محصول: ۱۲۰۲۳۱
 ایران کد: ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۰


تجهیزات آزمایش‌های میکروسکوپی و رنگ آمیزی

جار رنگ آمیزی دربدار

کد محصول : ۱۲۰۴۳۴
ایران کد : ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۹



ترالی فایل

مناسب فایل‌های لام، بلوک بافت و تیشوکاست
کد محصول : ۱۲۰۲۳۹
ایران کد : ۲۱۳۴۴۲۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



ست رنگ آمیزی هیستولوژی و سیتولوژی

۱۲ عددی با نگهدارنده فلزی
کد محصول : ۱۲۰۴۳۶
ایران کد : ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷




ست رنگ آمیزی همانولوژی

۳ عددی با نگهدارنده فلزی
کد محصول : ۱۲۰۴۳۷
ایران کد : ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۸



جای لام شیاردار پلاستیکی

ظرفیت : ۲۱ عدد لام
بسته ۶ عددی
کد محصول : ۱۲۰۰۱۴
ایران کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۵



سبد رنگ آمیزی دسته‌دار

۲۵ خانه
کد محصول : ۱۲۰۴۳۵
ایران کد : ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۰



جعبه جای لام ۲۵ خانه

با درب لولایی قفل‌دار - ABS
کد محصول : ۱۲۰۰۳۶
ایران کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۰



جعبه جای لام ۱۰ خانه

با درب لولایی قفل‌دار - ABS
کد محصول : ۱۲۰۰۳۵
ایران کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۹



جعبه جای لام ۱۰۰ خانه

با درب لولایی قفل‌دار - ABS
کد محصول : ۱۲۰۰۳۸
ایران کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۲



جعبه جای لام ۵۰ خانه

با درب لولایی قفل‌دار - ABS
کد محصول : ۱۲۰۰۳۷
ایران کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۱



فایل نگهداری لام

ظرفیت : ۱۲۰۰ عدد لام
کد محصول : ۱۲۰۲۰۷
ایران کد : ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۰



سینی رنگ آمیزی

با جای لام شیاردار
تمام پلاستیک
کد محصول : ۱۲۰۰۱۳
ایران کد : ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۰۱



فولدر لام دوخانه

بسته ۱۰۰ عددی
کد محصول : ۱۲۰۰۱۲
ایران کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱۶



فولدر لام تک‌خانه

بسته ۱۰۰ عددی
کد محصول : ۱۲۰۰۹۹
ایران کد : ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲۳



لام گوده دار سرولوژی

۱۰ خانه

کد محصول : ۱۲۰۰۷۲
ایران کد : ۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۲۶



قلم الماس

کد محصول : ۱۳۰۱۳۹
ایران کد : ۲۱۳۳۹۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



لام گوده دار سرولوژی

۱۰ خانه - سفید

کد محصول : ۱۲۰۱۴۴
ایران کد : ۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۳۶



لام گوده دار سرولوژی

۱۲ خانه

کد محصول : ۱۲۰۰۷۳
ایران کد : ۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۲۷



لام ساده میکروسکوپ کد ۷۱۰۲

بسته ۵۰ عددی

کد محصول : ۱۲۰۲۵۰
ایران کد : ۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۳۷



لام گوده دار سرولوژی

۱۲ خانه - سفید

کد محصول : ۱۲۰۱۴۵
ایران کد : ۲۸۱۶۳۹۰۰۸۰۷۵۰۰۳۵



برای کسب اطلاعات تکمیلی در رابطه با محصولات، به
جنرال کاتالوگ و یا وبسایت شرکت پل ایده آل پارس (P.I.P.) مراجعه فرمایید.



www.medpip.com



جنرال کاتالوگ پل ایده آل پارس

بشر دسته‌دار ۲۵۰ ml

مدرج - PP

کد محصول: ۱۲۰۰۳۱
ایران کد: ۲۸۱۱۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



اپلیکاتور بدون پنبه

PS - شکننده
بسته ۵۰۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۰۴۱
ایران کد: ۲۸۱۱۲۲۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



بشر دسته‌دار ۱۰۰۰ ml

مدرج - PP

کد محصول: ۱۲۰۰۳۳
ایران کد: ۲۸۱۱۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳



بشر دسته‌دار ۵۰۰ ml

مدرج - PP

کد محصول: ۱۲۰۰۳۲
ایران کد: ۲۸۱۱۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



پیست یکپارچه

۲۵۰ ml

کد محصول: ۱۳۰۱۴۷
ایران کد: ۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



بشر دسته‌دار ۲۰۰۰ ml

مدرج - PP

کد محصول: ۱۲۰۰۳۴
ایران کد: ۲۸۱۱۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴



پیست با درب و نازل یکپارچه

۱۰۰۰ ml

کد محصول: ۱۲۰۱۴۹
ایران کد: ۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۶



پیست با درب و نازل یکپارچه

۵۰۰ ml

کد محصول: ۱۲۰۱۴۸
ایران کد: ۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴



پیست با درب و نازل یکپارچه لیبل‌دار

۱۰۰۰ ml

کد محصول: ۱۲۰۱۵۱
ایران کد: ۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷



پیست با درب و نازل یکپارچه لیبل‌دار

۵۰۰ ml

کد محصول: ۱۲۰۱۵۰
ایران کد: ۲۸۱۲۲۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵



جارشستشوی پلاستیکی - M

ارتفاع ۴۲ cm - استوانه‌ای

کد محصول: ۱۲۰۴۴۳
ایران کد: ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۱۲



جارشستشوی پلاستیکی - S

ارتفاع ۲۶ cm - استوانه‌ای

کد محصول: ۱۲۰۴۴۲
ایران کد: ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۱۱



جارشستشوی پلاستیکی - XL

ارتفاع ۷۴ cm - استوانه‌ای

کد محصول: ۱۲۰۴۴۵
ایران کد: ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۱۴



جارشستشوی پلاستیکی - L

ارتفاع ۵۷ cm - استوانه‌ای

کد محصول: ۱۲۰۴۴۴
ایران کد: ۲۸۱۲۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۱۳



آبسلانگ پلاستیکی

بسته ۱۵۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۰۹
ایران کد: ۲۱۳۳۲۱۳۰۸۰۷۵۰۰۰۲



پیت شور اتوماتیک

تمام استیل

کد محصول: ۱۲۰۰۳۰
ایران کد: ۲۸۳۳۳۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



جای پلیت استیل

کد محصول: ۱۳۰۲۳۱
ایران کد: ۲۸۱۲۲۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



جای پیت استیل

کد محصول: ۱۳۰۲۳۲
ایران کد: ۲۸۱۲۲۴۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



جعبه قرص روزانه

کد محصول: ۱۲۰۱۱۳
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۳



جعبه قرص روزانه - هفتگی

دارای نشانه گذاری با خط بریل

کد محصول: ۱۲۰۲۵۷
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۱۱



رسیور پلاستیکی

با طول ۲۲ cm - قابل اتوکلاو
بسته ۱۵۰ عددی

کد محصول: ۱۲۰۰۵۶
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۲



جعبه قرص هفتگی

دارای نشانه گذاری با خط بریل

کد محصول: ۱۲۰۰۴۳
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۹۰۸۰۷۵۰۰۰۱



رک خشک کن

کد محصول: ۱۲۰۲۳۳
ایران کد: ۲۸۱۸۱۰۰۰۸۰۷۵۰۰۰۷۴



سبد استیل

سری ۲ عددی

کد محصول: ۱۲۰۰۶۳
ایران کد: ۲۸۳۳۳۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



سیتز بات (لگن هموروئید)

Sitz Bath

کد محصول: ۱۲۰۴۳۳
ایران کد: ۲۱۳۲۹۱۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



کاپ دارویی مدرج

کد محصول: ۱۲۰۰۹۸
ایران کد: ۲۱۸۸۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



لگن بهداشتی بیمار

کد محصول: ۱۲۰۰۹۷
ایران کد: ۲۱۳۲۱۵۱۰۸۰۷۵۰۰۰۱



ماسک بهداشتی

بسته ۱۲ عددی

کد محصول: ۱۲۰۱۰۰
ایران کد: ۲۱۳۲۹۸۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



مزور ۱۰۰ ml

با پایه شش گوش - PP

کد محصول: ۱۲۰۰۸۵

ایران کد: ۲۸۱۱۳۵۰۰۸۰۷۵۰۰۰۲



مزور ۵۰ ml

با پایه شش گوش - PP

کد محصول: ۱۲۰۰۸۳

ایران کد: ۲۸۱۱۳۵۰۰۸۰۷۵۰۰۰۱



مزور ۵۰۰ ml

با پایه شش گوش - PP

کد محصول: ۱۲۰۰۸۶

ایران کد: ۲۸۱۱۳۵۰۰۸۰۷۵۰۰۰۴



مزور ۲۵۰ ml

با پایه شش گوش - PP

کد محصول: ۱۲۰۰۸۴

ایران کد: ۲۸۱۱۳۵۰۰۸۰۷۵۰۰۰۳



دستکش نایلونی

آجدار - بسته ۱۰۰ عددی

کد محصول: ۱۳۰۰۱۹

ایران کد: ۲۱۶۴۳۱۰۸۰۷۵۰۰۰۲



مزور ۱۰۰۰ ml

با پایه شش گوش - PP

کد محصول: ۱۲۰۰۶۱

ایران کد: ۲۸۱۱۳۵۰۰۸۰۷۵۰۰۰۵



برای کسب اطلاعات تکمیلی در رابطه با محصولات، به
جنرال کاتالوگ و یا وبسایت شرکت پل ایده آل پارس (P.I.P.) مراجعه فرمایید.



www.medpip.com



جنرال کاتالوگ پل ایده آل پارس

سانتریفوژ یونیورسال یخچال دار


مدل Premium 20000R

حداکثر دور چرخش : 20,000 rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF) : ۲۵,۹۳۸

دامنه دما : $^{\circ}\text{C}$ ۴۰+ -۵

ایران کد : ۲۸۳۵۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴



کد محصول : ۲۴۰۶

سانتریفوژ یونیورسال کلاسیک

مدل Premium 20000

حداکثر دور چرخش : 20,000 rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF) : ۲۵,۹۳۸

ایران کد : ۲۸۳۵۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۳



کد محصول : ۲۴۰۱

سانتریفوژ یونیورسال یخچال دار

مدل PIT 320 R

حداکثر دور چرخش : 15,000 rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF) : ۲۱,۳۸۲

دامنه دما : $^{\circ}\text{C}$ ۴۰+ -۵

ایران کد : ۲۸۳۵۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲



کد محصول : ۱۴۰۶

سانتریفوژ یونیورسال کلاسیک

مدل PIT 320

حداکثر دور چرخش : 15,000 rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF) : ۲۱,۳۸۲

ایران کد : ۲۸۳۵۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱



کد محصول : ۱۴۰۱

روتور مخروطی، ۴۰ درجه با آداپتور

حداکثر دور چرخش : 20,000 rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF) : ۲۵,۹۳۸

ظرفیت : ۱۲ لوله

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴۲

لوله های مناسب :

6 × 18 mm (0.2 ml)

6 × 45 mm (0.4 ml)

8 × 30 mm (0.5 ml)

8 × 45 mm (0.8 ml)

11 × 38 mm (1.5 ml)

11 × 38 mm (2.5 ml)



کد محصول : 200P

آداپتور روتور مخروطی

مناسب روتور 20,000 rpm با کد 200P

بسته ۱۲ عددی

لوله های مناسب : 6 × 18 mm (0.2 ml)

6 × 45 mm (0.4 ml)

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴۷



کد محصول : ۲۰۲۴

درب روتور مخروطی

مناسب روتور با کد 200P

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۳۸



کد محصول : ۸۰۰۹

روتور پلیت الایزا، ۹۰ درجه

حداکثر دور چرخش : 4,000 rpm

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF) : ۲,۲۱۸

تعداد باگت : ۲ عدد

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱۳



کد محصول : ۱۴۶۰

آداپتور روتور مخروطی

مناسب روتور با کد 200P

بسته ۱۲ عددی

لوله های مناسب : 8 × 30 mm (0.5 ml)

8 × 45 mm (0.8 ml)

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴۶



کد محصول : ۲۰۲۳

روتور سیتولوژی، ۹۰ درجه

حداکثر دور چرخش: 2,000 rpm
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۴۷۰
ظرفیت: ۱۲ لام
لام‌های مناسب: 76 × 26 mm

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۱



کد محصول: JC301P

باگت فلزی پلیت الایزا

مناسب روتور پلیت الایزا با کد 1460

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۵



کد محصول: 1453-A

فیلتر فائل سیتولوژی یک کاناله

با مقطع دایره‌ای
مناسب فائل با کد 1531
بسته ۵۰ عددی

ایران کد: ۲۸۳۵۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴



کد محصول: 1531F

فائل سیتولوژی یک کاناله

با مقطع دایره‌ای
مناسب روتور سیتولوژی با کد JC301P
بسته ۵۰ عددی

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۰



کد محصول: ۱۵۳۱

فیلتر فائل سیتولوژی دو کاناله

با مقطع دایره‌ای
مناسب فائل با کد 1530
بسته ۵۰ عددی

ایران کد: ۲۸۳۵۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۵



کد محصول: 1530F

فائل سیتولوژی دو کاناله

با مقطع دایره‌ای
مناسب روتور سیتولوژی با کد JC301P
بسته ۵۰ عددی

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۹



کد محصول: ۱۵۳۰

فیلتر فائل سیتولوژی

با مقطع مستطیلی
مناسب فائل با کد 1535
بسته ۵۰ عددی

ایران کد: ۲۸۳۵۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۶



کد محصول: 1535F

فائل سیتولوژی

با مقطع مستطیلی
مناسب روتور سیتولوژی با کد JC301P
بسته ۵۰ عددی

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۵۰



کد محصول: ۱۵۳۵

روتور مخروطی، ۴۰ درجه با آداپتور

حداکثر دور چرخش: 15,000 rpm
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۱,۳۸۲
ظرفیت: ۲۴ لوله

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۸



کد محصول: 1420A - P3

لوله‌های مناسب (ارتفاع X قطر):

6 × 18	mm	(0.2 ml)
6 × 45	mm	(0.4 ml)
8 × 30	mm	(0.5 ml)
8 × 45	mm	(0.8 ml)
11 × 38	mm	(1.5 ml)
11 × 38	mm	(2.0 ml)

آداپتور روتور مخروطی

مناسب روتور با کد 1420A - P3
بسته ۱۰ عددی

لوله‌های مناسب : 8 × 30 mm (0.5 ml)
8 × 45 mm (0.8 ml)

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۴۸



کد محصول : ۲۰۲۳

آداپتور روتور مخروطی

مناسب روتور با کد 1420A - P3
بسته ۱۰ عددی

لوله‌های مناسب : 6 × 18 mm (0.2 ml)
6 × 45 mm (0.4 ml)

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۴۹



کد محصول : ۲۰۲۴

روتور هماتوکریت

حداکثر دور چرخش : 15,000 rpm
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF) : ۲۱,۳۸۲
ظرفیت : ۲۴ لوله
لوله‌های مناسب : لوله مویی

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴



کد محصول : ۱۶۵۰

درب روتور مخروطی 15,000 rpm

مناسب روتور با کد 1420A - P3

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۳



کد محصول : ۸۰۰۶

ضربه‌گیر لوله مویی

مناسب روتور هماتوکریت با کد 1650
یک عددی

ایران کد : ۴۵۹۳۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲



کد محصول : ۸۰۰۷

درب روتور هماتوکریت

مناسب روتور با کد 1650

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۲



کد محصول : ۸۰۰۵

ضربه‌گیر لوله مویی

مناسب روتور هماتوکریت با کد 1650
بسته ۱۰ عددی

ایران کد : ۴۵۹۳۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱



کد محصول : ۸۰۰۷

روتور مخروطی، ۳۵ درجه

حداکثر دور چرخش : ۱۲,۰۰۰ rpm
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF) : ۱۶,۵۸۲
ظرفیت : ۱۲ لوله

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲



کد محصول : ۱۶۱۵

لوله‌های مناسب :

17 × 100 mm	(15 ml)
11 × 92 mm	(4.5- 5 ml)
13 × 90 mm	(4.9 ml)
15 × 92 mm	(7.5-10 ml)
16 × 92 mm	(7.5-10 ml)
15 × 102 mm	(10 ml)
16 × 100 mm	(8-10 ml)
16 × 125 mm	(8-10 ml)

روتور مخروطی، ۳۵ درجه

حداکثر دور چرخش: 6,000 rpm
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۴,۱۴۶
ظرفیت: ۱۲ لوله

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۳



کد محصول: ۱۶۱۳

لوله های مناسب :

17×100	mm	(15 ml)
11×92	mm	(4.5- 5 ml)
13×90	mm	(4.9 ml)
15×92	mm	(7.5-10 ml)
16×92	mm	(7.5-10 ml)
15×102	mm	(10 ml)
16×100	mm	(8-10 ml)
16×125	mm	(8-10 ml)

روتور فالكون مخروطی، ۳۵ درجه

حداکثر دور چرخش: 12,000 rpm
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۱۶,۵۸۲
ظرفیت: ۱۲ لوله / ۶ لوله ی فالكون

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۷



کد محصول: 1615P2

لوله های مناسب :

17×100	mm	(15 ml)
11×92	mm	(4.5- 5 ml)
13×90	mm	(4.9 ml)
15×92	mm	(7.5-10 ml)
16×92	mm	(7.5-10 ml)
15×102	mm	(10 ml)
16×100	mm	(8-10 ml)
16×125	mm	(8-10 ml)
17×120	mm	(15 ml)

روتور فالكون مخروطی، ۳۵ درجه

حداکثر دور چرخش: 6,000 rpm
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۴,۱۴۶
ظرفیت: ۱۲ لوله / ۶ لوله ی فالكون

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۶



کد محصول: 1613P1

لوله های مناسب :

17×100	mm	(15 ml)
11×92	mm	(4.5- 5 ml)
13×90	mm	(4.9 ml)
15×92	mm	(7.5-10 ml)
16×92	mm	(7.5-10 ml)
15×102	mm	(10 ml)
16×100	mm	(8-10 ml)
16×125	mm	(8-10 ml)
17×120	mm	(15 ml)

باگت لوله ته گرد

مناسب روتورهای 1615 و 1613
1615P2 و 1613P1

یک عددی

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۳۱



کد محصول: ۸۰۰۳

لوله های مناسب :

17×100	mm	(15 ml)
11×92	mm	(4.5- 5 ml)
13×90	mm	(4.9 ml)
15×92	mm	(7.5-10 ml)
16×92	mm	(7.5-10 ml)
15×102	mm	(10 ml)
16×100	mm	(8-10 ml)
16×125	mm	(8-10 ml)

باگت فالكون

مناسب روتورهای 1615P2 و 1613P1
یک عددی
لوله های مناسب: 17×120 mm (15 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۳۰



کد محصول: ۱۶۴۷

آداپتور لوله ته گرد

مناسب روتورهای 1615 و 1613
1615P2 و 1613P1

یک عددی

لوله های مناسب: 13×100 mm (4-7ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۵۲



کد محصول: ۱۰۵۸

باگت روتور مخروطی

مناسب روتور مخروطی با کد 1620A

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۲۹



کد محصول: ۱۶۴۶

روتور مخروطی، ۳۵ درجه

حداکثر دور چرخش: 9,000 rpm
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۹,۵۰۹
تعداد باگت: ۶ عدد
لوله‌های مناسب: 38 x 102 mm (94 ml)
38 x 106 mm (85 ml)

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۹



کد محصول: 1620A

آداپتور فالكون

مناسب روتور مخروطی با کد 1620A
لوله‌های مناسب: 17x120 mm (15 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۴



کد محصول: ۱۴۶۶

آداپتور فالكون

مناسب روتور مخروطی با کد 1620A
لوله‌های مناسب: 29 x 115 mm (50 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۳



کد محصول: ۱۴۵۴

آداپتور فالكون

مقاوم به اسید

مناسب روتور مخروطی با کد 1620A
لوله‌های مناسب: 17x120 mm (15 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۴۲



کد محصول: 1466R

آداپتور فالكون

مقاوم به اسید

مناسب روتور مخروطی با کد 1620A
تعداد قابل استفاده در روتور: ۳ عدد
لوله‌های مناسب: 29 x 115 mm (50 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۴۱



کد محصول: 1454R

باگت ۴ خانه با پولکی

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624
لوله‌های مناسب: 17x100 mm (15 ml)
16x100 mm (8.5-10 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱



کد محصول: ۱۳۶۹

روتور چهار شاخه، ۹۰ درجه

حداکثر دور چرخش: 4,000 rpm
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲,۷۱۹
تعداد باگت: ۴ عدد

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱



کد محصول: ۱۶۲۴
(بدون باگت)

باگت ۴ خانه

به همراه لاستیک تنظیم ارتفاع و آداپتور
مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲



کد محصول: ۱۳۶۹ - ۹۱

لوله‌های مناسب:

12 x 75 mm (5 ml)
12 x 82 mm (6 ml)
12 x 100 mm (7 ml)

باگت ۵ خانه با پولکی

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624

لوله های مناسب : (9 ml) 14x100 mm

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۳



کد محصول: ۱۳۷۰

باگت ۷ خانه با پولکی

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624

لوله های مناسب :

15x75	mm	(4 -5.5 ml)
13x65	mm	(2.6-3.4 ml)
17x100	mm	(15 ml)
16x75	mm	(4 - 7 ml)
13x75	mm	(1.6 - 5 ml)

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴



کد محصول : ۱۷۴۲

باگت ۷ خانه با پولکی

به همراه لاستیک تنظیم ارتفاع و آداپتور
مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624

لوله های مناسب :

12x75	mm	(5 ml)
12x82	mm	(6 ml)
12x100	mm	(7 ml)

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۵



کد محصول : ۹۱ - ۱۷۴۲

باگت ۱۰ خانه با پولکی

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624

لوله های مناسب :

14x100	mm	(9 ml)
13x90	mm	(4.9 ml)
8 x66	mm	(1.1-1.4 ml)

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۶



کد محصول : ۱۷۴۱

باگت ۱ خانه

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1624
لوله های مناسب : (50 ml) 34 x 100 mm

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۸



کد محصول : ۱۷۴۶

باگت ۱۷ خانه با پولکی

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624
لوله های مناسب : (5 ml) 12x 75 mm

ایران کد : ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۷



کد محصول : ۱۳۷۲

باگت فلزی

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۰



کد محصول: ۱۴۸۱

باگت ۲ خانه

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1624
لوله‌های مناسب: 24 x 100 mm (25 ml)
26 x 95 mm (30 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۰۹



کد محصول: ۱۷۴۵

آداپتور فالكون

مناسب باگت فلزی با کد 1481
لوله‌های مناسب: 17 x 120 mm (15 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۲



کد محصول: ۱۳۴۷

آداپتور فالكون

مناسب باگت فلزی با کد 1481
لوله‌های مناسب: 29 x 115 mm (50 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۱



کد محصول: ۱۳۸۴

پولکی بزرگ

مناسب باگت‌های
1369, 1369-91, 1742, 1742-91
یک عددی

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۴



کد محصول: ۰۷۱۶

درب باگت فلزی روتور

مناسب باگت فلزی با کد 1481

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۹



کد محصول: ۱۴۹۲

پولکی کوچک

مناسب باگت‌های 1372, 1741, 1370
یک عددی

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۵



کد محصول: ۰۷۰۱

پولکی بزرگ

مناسب باگت‌های
1369, 1369-91, 1742, 1742-91
بسته ۱۰ عددی

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۰



کد محصول: ۰۷۱۶

آداپتور تنظیم قطر حفره

مناسب باگت‌های 1369-91, 1742-91
یک عددی

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۴



کد محصول: ۸۰۰۱

پولکی کوچک

مناسب باگت‌های 1372, 1741, 1370
بسته ۱۰ عددی

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۱



کد محصول: ۰۷۰۱

لاستیک تنظیم ارتفاع حفره

مناسب باگت‌های 1369-91 و 1742-91
یک عددی

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۵



کد محصول: ۸۰۰۲

آداپتور تنظیم قطر حفره

مناسب باگت‌های 1369-91 و 1742-91
بسته ۱۰ عددی

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۴



کد محصول: ۸۰۰۱

روتور چهارشاخه، ۹۰ درجه

حداکثر دور چرخش: 5,000 rpm
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): 4.193
تعداد باگت: ۴ عدد

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۰



کد محصول
(بدون باگت): ۱۴۹۴

لاستیک تنظیم ارتفاع حفره

مناسب باگت‌های 1369-91 و 1742-91
بسته ۱۰ عددی

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۵



کد محصول: ۸۰۰۲

آداپتور مکعبی ۶ خانه

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1494
لوله‌های مناسب: 17x100 mm (15 ml)
16x100 mm (8.5-10 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۷



کد محصول: ۵۲۳۱

باگت فلزی مکعبی

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1494

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۲۴



کد محصول: ۱۴۲۷

آداپتور مکعبی ۱ خانه

فالکون 50ml
مناسب روتور چهارشاخه با کد 1494
لوله‌های مناسب: 29x115 mm (50 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۹



کد محصول: ۵۲۷۶

آداپتور مکعبی ۱۲ خانه

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1494
لوله‌های مناسب: 12x100 mm (7 ml)
11x92 mm (4.5 - 5 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۱۸



کد محصول: ۵۲۳۰

روتور چهارشاخه، ۹۰ درجه

حداکثر دور چرخش: 4,500 rpm
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۳,۳۲۸
تعداد باگت: ۴ عدد

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۴



کد محصول: ۱۳۲۴
(بدون باگت)

باگت (Rapid Serological Test) RST

مناسب روتور چهار شاخه با کد 1494
باگت به همراه آداپتور

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۵۳



کد محصول: ۱۴۸۰

باگت فلزی

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1324

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۲۵



کد محصول: ۱۳۹۸

آداپتور چهارخانه با پولکی

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1324

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۲۱



کد محصول: 1482 A

لوله های مناسب :

14×100 mm	(9 ml)
17×100 mm	(15 ml)
16×92 mm	(9-10 ml)
15×102 mm	(10 ml)
16×75 mm	(4-7 ml)
17×100 mm	(12 ml)

آداپتور فالكون

مناسب باگت فلزی با کد 1324
لوله های مناسب : 29 x 115 mm (50 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۴۳



کد محصول: ۱۴۸۴

آداپتور فالكون چهارخانه

مناسب روتور چهارشاخه با کد 1324
لوله های مناسب : 17×120 mm (15 ml)

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۲۰



کد محصول: 1483 A

روتور مخروطی استریپ ، ۴۵ درجه

لوله های مناسب : 6 × Strip Tubes
48 × 0.2 ml Tubes



حداکثر دور چرخش: 14,000 rpm
حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ (RCF): ۲۰,۸۱۷
(قابل استفاده فقط در دستگاه سانتریفوژ یخچال دار)

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۲



کد محصول: 160 P

درب روتور مخروطی استریپ 160P

ایران کد: ۴۵۳۵۲۶۰۵۷۳۸۰۰۰۳۷



کد محصول: ۸۰۰۸

روتامیکس مدل PIT090

حداکثر دور چرخش: 80 rpm
(به همراه یک عدد روتور)

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱



کد محصول: ۱۵۰۱

رولر میکسر هماتولوژی

مدل PITR6B
سرعت چرخش: 60 rpm

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴



کد محصول: PITR6B

روتامیکس مدل PIT090

حداکثر دور چرخش: 80 rpm
مناسب لوله با قطر 25 mm
ظرفیت: ۱۲ لوله (30 ml)
(به همراه یک عدد روتور کد DS25P)

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۴



کد محصول: PIT090D12.25

روتامیکس مدل PIT090

حداکثر دور چرخش: 80 rpm
مناسب لوله با قطر 28 mm
ظرفیت: ۱۲ لوله (50 ml)
(به همراه یک عدد روتور کد DS28P)

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۳



کد محصول: PIT090D12.28

روتامیکس مدل PIT090

حداکثر دور چرخش: 80 rpm
مناسب لوله با قطر 12 mm
ظرفیت: ۲۴ لوله (5 ml)
(به همراه یک عدد روتور کد DS12P)

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۶



کد محصول: PIT090D24.12

روتامیکس مدل PIT090

حداکثر دور چرخش: 80 rpm
مناسب لوله با قطر 16 mm
ظرفیت: ۱۲ لوله (15 ml)
(به همراه یک عدد روتور کد DS16P)

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۵



کد محصول: PIT090D12.16

روتامیکس مدل PIT090

حداکثر دور چرخش: 80 rpm
مناسب لوله با قطر 10 mm
ظرفیت: ۶۰ لوله (1.5 ml)
(به همراه یک عدد روتور کد CR60)

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۸



کد محصول: PIT090CR60

روتامیکس مدل PIT090

حداکثر دور چرخش: 80 rpm
مناسب لوله با قطر 10 mm
ظرفیت: ۳۶ لوله (1.5 ml)
(به همراه یک عدد روتور کد DS10P)

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۷



کد محصول: PIT090D36.10

روتامیکس مدل PIT090

حداکثر دور چرخش: 80 rpm
مناسب لوله با قطر 28 mm
ظرفیت: ۸ لوله (50 ml)
(به همراه یک عدد روتور کد CR8)

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۰



کد محصول: PIT090CR8

روتامیکس مدل PIT090

حداکثر دور چرخش: 80 rpm
مناسب لوله با قطر 16 mm
ظرفیت: ۱۶ لوله (15 ml)
(به همراه یک عدد روتور کد CR16)

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۹




کد محصول: PIT090CR16

روتور دیسکی

مناسب مدل PIT 090
ظرفیت : ۱۶ لوله
لوله‌های مناسب : (15 ml) 17×100 mm

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۶



کد محصول : CR16

روتور دیسکی

مناسب مدل PIT 090
ظرفیت : ۶۰ لوله
لوله‌های مناسب : (1.5 ml) 11×38 mm

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۵




کد محصول : CR60

روتور دیسکی

مناسب مدل PIT 090
ظرفیت : ۸ لوله
لوله‌های مناسب : (50 ml) 29 x 115 mm

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۷



کد محصول : CR8

روتور دیسکی

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع X قطر) :
28 × 106 mm
29 × 118 mm
29 × 116 mm (6 tubes)

مناسب روتامیکس مدل PIT090
ظرفیت : ۱۲ لوله
لوله‌های مناسب : 12 × 50 ml Tubes, Ø25 mm

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۳




کد محصول : DS28P

روتور دیسکی

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع X قطر) :
24 × 91 mm

مناسب روتامیکس مدل PIT090
ظرفیت : ۱۲ لوله
لوله‌های مناسب : 12 × 30 ml Tubes, Ø25 mm
24 × 91 mm

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۴



کد محصول : DS25P

روتور دیسکی

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع X قطر) :
16 × 57 mm
16 × 62 mm
16 × 110 mm
16 × 119 mm
17 × 54 mm
17 × 96 mm
17 × 124 mm

مناسب روتامیکس مدل PIT090
ظرفیت : ۱۲ لوله
لوله‌های مناسب : 12 × 15 ml Tubes, Ø16 mm

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۵



کد محصول : DS16P


روتور دیسکی

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع X قطر) :

12 × 48 mm	12 × 100 mm
12 × 60 mm	12 × 106 mm
12 × 67 mm	12 × 127 mm (12 tubes)
12 × 72 mm	12 × 105 mm
12 × 82 mm	
12 × 84 mm	
12 × 86 mm	

مناسب روتامیکس مدل PIT090
ظرفیت : ۲۴ لوله
لوله‌های مناسب : 24 × 5 ml Tubes, Ø12 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۶



کد محصول : DS12P


روتور دیسکی

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع X قطر) :

10 × 40 mm
10 × 42 mm
10 × 48 mm
10 × 70 mm
11 × 40 mm
11 × 41 mm
11 × 45 mm

مناسب روتامیکس مدل PIT090
ظرفیت : ۳۶ لوله
لوله‌های مناسب : 36 × 1.5 ml Tubes, Ø10 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۷



کد محصول : DS10P

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm
ظرفیت : ۱۶ لوله (عمودی)
(به همراه یک عدد روتورکد (SV28P))
لوله‌های مناسب : 16 × 50 ml Tubes, Ø 28mm

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۸



کد محصول: PIT180V16.28

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm
(به همراه یک عدد روتور)

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲



کد محصول : ۱۵۰۲

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm
ظرفیت : ۱۶ لوله (عمودی)
(به همراه یک عدد روتورکد (SV16P))
لوله‌های مناسب : 16 × 15 ml Tubes, Ø 16 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۰



کد محصول: PIT180V16.16

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm
ظرفیت : ۱۶ لوله (عمودی)
(به همراه یک عدد روتورکد (SV25P))
لوله‌های مناسب : 16 × 30 ml Tubes, Ø 25 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۹



کد محصول: PIT180V16.25

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm
ظرفیت : ۳۲ لوله (عمودی)
(به همراه یک عدد روتورکد (SV10P))
لوله‌های مناسب : 32 × 1.5 ml Tubes, Ø 10 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۷



کد محصول: PIT180V32.10

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm
ظرفیت : ۱۶ لوله (عمودی)
(به همراه یک عدد روتورکد (SV12P))
لوله‌های مناسب : 16 × 5 ml Tubes, Ø 12 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۶



کد محصول: PIT180V16.12

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm
ظرفیت : ۲۴ لوله (افقی)
(به همراه یک عدد روتورکد SH25P)
لوله‌های مناسب : 24 x 30 ml Tubes, Ø 25 mm

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۹



کد محصول: PIT180H24.25

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm
ظرفیت : ۲۴ لوله (افقی)
(به همراه یک عدد روتورکد SH28P)
لوله‌های مناسب : 24 x 50 ml Tubes, Ø 28 mm

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۸



کد محصول: PIT180H24.28

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm
ظرفیت : ۲۴ لوله (افقی)
(به همراه یک عدد روتورکد SH12P)
لوله‌های مناسب : 24 x 5 ml Tubes, Ø 12 mm

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۱



کد محصول: PIT180H24.12

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm
ظرفیت : ۲۴ لوله (افقی)
(به همراه یک عدد روتورکد SH16P)
لوله‌های مناسب : 24 x 15 ml Tubes, Ø 16 mm

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۰




کد محصول: PIT180H24.16

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm
ظرفیت : ۴۸ لوله (افقی)
(به همراه یک عدد روتورکد SH48)
لوله‌های مناسب : 11 x 38 (1.5 ml)

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۱



کد محصول: PIT180H48

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm
ظرفیت : ۶۴ لوله (افقی)
(به همراه یک عدد روتورکد SH10P)
لوله‌های مناسب : 64 x 1.5 ml Tubes, Ø 10 mm

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۲



کد محصول: PIT180H64.10

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm
ظرفیت : ۲۴ لوله (افقی)
(به همراه یک عدد روتورکد SHL24)
لوله‌های مناسب : 29 x 115 (50 ml)

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۳




کد محصول: PIT180HL24

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm
ظرفیت : ۲۴ لوله (افقی)
(به همراه یک عدد روتورکد SHM24)
لوله‌های مناسب : 17 x 100 (15 ml)

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۲



کد محصول: PIT180HM24

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm
ظرفیت : ۱۶ لوله (عمودی)
(به همراه یک عدد روتورکد SVM16)
لوله‌های مناسب : 17 x 100 (15 ml)

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۵



کد محصول: PIT180VM16

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش: 80 rpm
ظرفیت : ۳۲ لوله (عمودی)
(به همراه یک عدد روتورکد SV32)
لوله‌های مناسب : 11 x 38 (1.5 ml)

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۴



کد محصول: PIT180V32

روتور مربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل PIT 180
ظرفیت : ۴۸ لوله
لوله‌های مناسب : 11x38 mm (1.5 ml)

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۸



کد محصول : SH48

روتامیکس مدل PIT180

حداکثر دور چرخش : 80 rpm
ظرفیت : ۱۶ لوله (عمودی)
(به همراه یک عدد روتور کد SVL16)
لوله‌های مناسب : 29x115 (50 ml)

ایران کد : ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۶



کد محصول : PIT180VL16

روتور مربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل PIT 180
ظرفیت : ۲۴ لوله
لوله‌های مناسب : 29 x 115 mm (50 ml)

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۰



کد محصول : SHL24

روتور مربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل PIT 180
ظرفیت : ۲۴ لوله
لوله‌های مناسب : 17x100 mm (15 ml)

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۹



کد محصول : SHM24

روتور مربعی (عمودی)

مناسب روتامیکس مدل PIT 180
ظرفیت : ۱۶ لوله
لوله‌های مناسب : 17x100 mm (15 ml)

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۲



کد محصول : SVM16

روتور مربعی (عمودی)

مناسب روتامیکس مدل PIT 180
ظرفیت : ۳۲ لوله
لوله‌های مناسب : 11x38 mm (1.5 ml)

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۱



کد محصول : SV32

روتور مربعی (عمودی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180
ظرفیت : ۱۶ لوله
لوله‌های مناسب : 16x30ml Tubes, Ø25 mm
24x91 mm

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۹



کد محصول : SV25P

روتور مربعی (عمودی)

مناسب روتامیکس مدل PIT 180
ظرفیت : ۱۶ عدد
لوله‌های مناسب : 29 x 115 mm (50 ml)

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۳



کد محصول : SVL16

روتور مربعی (عمودی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180
ظرفیت : ۱۶ لوله
لوله‌های مناسب : 16 x 50 ml Tubes, Ø 28 mm

ایران کد : ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۱



کد محصول : SV28P

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع X قطر) :

28 x 106 mm
29 x 118 mm
29 x 116 mm

ابعاد لوله ها (ارتفاع X قطر) :

16 × 57	mm
16 × 62	mm
16 × 110	mm
16 × 119	mm
17 × 54	mm
17 × 96	mm
17 × 124	mm

روتور مربعی (عمودی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180

ظرفیت : ۱۶ لوله

لوله های مناسب : 16 × 15ml Tubes, Ø16 mm

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۷



کد محصول: SV16P

ابعاد لوله ها (ارتفاع X قطر) :

12 × 48	mm	12 × 100	mm
12 × 60	mm	12 × 106	mm
12 × 67	mm	12 × 127	mm (8 tubes)
12 × 72	mm	13 × 105	mm
12 × 82	mm		
12 × 84	mm		
12 × 86	mm		

روتور مربعی (عمودی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180

ظرفیت : ۱۶ لوله

لوله های مناسب : 16 × 5ml Tube, Ø12 mm

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۵



کد محصول: SV12P

ابعاد لوله ها (ارتفاع X قطر) :

10 × 40	mm
10 × 42	mm
10 × 48	mm
10 × 70	mm (16 tubes)
11 × 40	mm
11 × 41	mm
11 × 45	mm

روتور مربعی (عمودی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180

تعداد لوله : ۳۲ عدد

لوله های مناسب : 32 × 1.5ml Tubes, Ø10 mm

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۳



کد محصول: SV10P

ابعاد لوله ها (ارتفاع X قطر) :

28 × 106	mm
29 × 118	mm
29 × 116	mm

روتور مربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180

ظرفیت : ۲۴ لوله

لوله های مناسب : 24 × 50 ml Tubes, Ø28 mm

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۰



کد محصول: SH28P

ابعاد لوله ها (ارتفاع X قطر) :

24 × 91	mm
---------	----

روتور مربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180

ظرفیت : ۲۴ لوله

لوله های مناسب : 24 × 30 ml Tubes, Ø25 mm

ایران کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۸



کد محصول: SH25P


روتور مربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180

ظرفیت : ۲۴ لوله

لوله‌های مناسب : 24 × 15 ml Tubes, Ø16 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۶



کد محصول : SH16P

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع X قطر) :

16 × 57	mm
16 × 62	mm
16 × 110	mm
16 × 119	mm
17 × 54	mm
17 × 96	mm
17 × 124	mm

روتور مربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180

ظرفیت : ۲۴ لوله

لوله‌های مناسب : 24 × 5ml Tubes, Ø12 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۴



کد محصول : SH12P

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع X قطر) :

12 × 48	mm
12 × 60	mm
12 × 67	mm
12 × 72	mm
12 × 82	mm
12 × 84	mm
12 × 86	mm


روتور مربعی (افقی)

مناسب روتامیکس مدل PIT180

ظرفیت : ۶۴ لوله

لوله‌های مناسب : 64 × 1.5ml Tubes, Ø10 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۲



کد محصول : SH10P

ابعاد لوله‌ها (ارتفاع X قطر) :

10 × 40	mm
10 × 42	mm
10 × 48	mm
10 × 70	mm (32 tubes)
11 × 40	mm
11 × 41	mm
11 × 45	mm

کلیپس پلاستیکی روتامیکس

با قطر 25 mm

مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090

بسته ۱۰ عددی

لوله‌های مناسب : 30 ml Tubes, Ø 25 mm

ایران‌کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲



کد محصول : C25

کلیپس پلاستیکی روتامیکس

با قطر 28 mm

مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090

بسته ۱۰ عددی

لوله‌های مناسب : 50 ml Tubes, Ø 28mm

ایران‌کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱



کد محصول : C28

کلیپس پلاستیکی روتامیکس

با قطر 12 mm

مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090

بسته ۱۰ عددی

لوله‌های مناسب : 5 ml Tubes, Ø 12 mm

ایران‌کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۴



کد محصول : C12

کلیپس پلاستیکی روتامیکس

با قطر 16 mm

مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090

بسته ۱۰ عددی

لوله‌های مناسب : 15 ml Tubes, Ø 16 mm

ایران‌کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۳



کد محصول : C16

کلیپس استیل ضدزنگ روتامیکس

مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090
بسته ۱۰ عددی
لوله‌های مناسب: 1.5 ml Tubes, Ø 10 mm

ایران‌کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۶



کد محصول: CS10

کلیپس پلاستیکی روتامیکس

با قطر 10 mm
مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090
بسته ۱۰ عددی
لوله‌های مناسب: 1.5 ml Tubes, Ø 10 mm

ایران‌کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۵



کد محصول: C10

کلیپس استیل ضدزنگ روتامیکس

مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090
بسته ۱۰ عددی
لوله‌های مناسب: 50 ml Tubes, Ø 28 mm

ایران‌کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۸



کد محصول: CS28

کلیپس استیل ضدزنگ روتامیکس

مناسب روتامیکس PIT180 و PIT090
بسته ۱۰ عددی
لوله‌های مناسب: 15 ml Tubes, Ø 16 mm

ایران‌کد: ۲۸۱۸۴۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۷



کد محصول: CS16

شیکر روتاتور با سینی پتری دیش

حداکثر دور چرخش: 500 rpm
کورس حرکتی سینی: 10 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲۷



کد محصول:
PIT10LOAS260.3

شیکر روتاتور با سینی یونیورسال

حداکثر دور چرخش: 500 rpm
کورس حرکتی سینی: 10 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲۵



کد محصول:
PIT10LOAS260.1

سینی یونیورسال

به همراه ۴ عدد ست نگهدارنده
مناسب شیکر روتاتور مدل PIT10LO

ایران‌کد: ۲۸۳۸۱۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۰۲



کد محصول: AS 260.1

شیکر روتاتور با سینی قیف جداکننده

حداکثر دور چرخش: 500 rpm
کورس حرکتی سینی: 10 mm

ایران‌کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲۶



کد محصول:
PIT10LOAS260.5

سینی قیف جداکننده

به همراه ۴ عدد ست نگهدارنده
مناسب شیکر روتاتور مدل PIT10LO

ایران‌کد: ۲۸۳۸۱۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۰۳



کد محصول: AS 260.5

سینی پتری دیش

مناسب شیکر روتاتور مدل PIT10LO

ایران‌کد: ۲۸۳۸۱۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۰۱



کد محصول: AS260.3

شیکر میکروپلیت مدل PIT3.0

حداکثر دور چرخش: 1100 rpm
کورس حرکتی سینی: 3 mm
(به همراه سینی لاستیکی)

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۱



کد محصول : PIT3.0

راکر شیکر مدل PIT16D

نوع حرکت : الکلنگی
دامنه حرکتی سینی : ۱۶°
سرعت همزن : ۵ الی ۸۰ دور در دقیقه

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۴



کد محصول : PIT16D

انکوباتور یخچال دار مدل PIT053R

حجم: ۵۳ لیتر
دامنه دما (°C): -۵ الی ۱۰۰
قابلیت اتصال به کامپیوتر

ایران کد: ۲۸۳۲۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲



کد محصول : PIT053R

انکوباتور کلاسیک مدل PIT053

حجم: ۵۳ لیتر
دامنه دما (°C): دمای محیط الی ۱۰۰
قابلیت اتصال به کامپیوتر

ایران کد: ۲۸۳۲۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱



کد محصول : PIT053

انکوباتور شیکر دار مدل PIT053RS

حجم (بدون شیکر): ۵۳ لیتر
امکان استفاده انکوباتور مستقل و توأم با شیکر
قابلیت اتصال به کامپیوتر

ایران کد: ۲۸۳۲۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۳



کد محصول : PIT053RS

شیکر لوله مدل LD8809

نوع حرکت: اوربیتالی
سرعت ثابت : 2.600 rpm

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۵



کد محصول : LD8809

کانتر هماتولوژی

(شمارنده سلول هماتولوژی)
مدل RC902

ایران کد: ۲۱۳۱۵۲۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱



کد محصول : RC902

هات پلیت با همزن مغناطیسی

مدل PIT300
حداکثر ظرفیت مخلوط نمودن: ۱/۵ لیتر
دامنه دما (°C): ۵۰ - ۳۰۰
سرعت همزن : ۵۰-۱۸۰۰ rpm

ایران کد: ۲۸۳۴۱۴۰۵۷۳۸۰۰۰۰۱



کد محصول : PIT300

مینی استیرر مدل MS65

حداکثر ظرفیت مخلوط نمودن : ۲۵۰ ml
سرعت همزن : ۱۰۰ الی ۱۸۰۰ دور در دقیقه

ایران کد: ۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۰۲۳




کد محصول : MS65

فهرست محصولات

تجهیزات حجم برداری		جالوله ای، جعبه نوک سمپلر، جعبه میکروتیوب	
سمپلرهای تک کاناله و حجم ثابت	۲	استند پیت و ترمومتر	۱۷
پایه سمپلر گردان ۶ شاخه	۶	رک نگهدارنده لوله مخروطی	۱۷
استند سمپلر ۵ شاخه	۶	تکرک میکروتیوب دو طرفه	۱۷
پیت پاستورهای پلاستیکی	۶	تکرک کرایو	۱۷
جعبه های نوک سمپلر	۷	جالوله ای های ساده پلاستیکی	۱۷
سیفتی باکس و ایمنی		جالوله ای یونیورسال ۲	۱۷
سیفتی باکس های مدل RCplus	۸	جالوله ای اپندورف	۱۷
سیفتی باکس های مدل Cplus	۸	جالوله ای فالدکون	۱۷
سیفتی باکس های مدل Ra	۸	جالوله ای های مولتی رک	۱۸
سیفتی باکس های مدل Rb	۹	جعبه های میکروتیوب ترکیبی	۱۸
سیفتی باکس مدل XL	۹	جعبه های میکروتیوب	۱۹
سیفتی باکس های مدل Cd	۹	جعبه کرایو	۱۹
سیفتی باکس های مدل Cc	۹	جعبه های نوک سمپلر	۱۹
سیفتی باکس های جیبی	۱۰	رک زنجیره ای	۱۹
آمبول بازکن	۱۱	جالوله ای T3	۱۹
پایه های فلزی سیفتی باکس	۱۱	رک مگامیکس	۱۹
پایه های پلاستیکی سیفتی باکس	۱۱	رک چرخان	۱۹
سینی های تزریقات و پانسمان	۱۱	رک پازلی	۱۹
ترالی سیفتی باکس XL	۱۱	رک های حمل نمونه	۱۹
تجهیزات نمونه برداری و نمونه گیری		لوازم حمل تجهیزات و انتقال نمونه	
لوپ استاندارد فلزی	۱۲	بیوجار	۲۱
اسپچولای پلاستیکی	۱۲	نگهدارنده های داخلی بیوجار	۲۱
پیت پاستورهای پلاستیکی	۱۲	جعبه حمل نمونه بیولوژیکی (LA.BOX)	۲۱
ترالی حمل فیل های لام، بلوک بافت، تیشو کاست	۱۳	سینی های تزریقات و پانسمان	۲۱
دسته فیلدوپلاتین	۱۳	سینی نمونه برداری و حمل نمونه	۲۱
سینی برش بافت	۱۳	ظرف حمل نمونه پاتولوژی	۲۲
ظروف ادرار ۲۴ ساعته	۱۳	کول باکس	۲۲
فایل های نگهداری لام، بلوک بافت، تیشو کاست	۱۳	کیف کمک های اولیه	۲۲
قالب پردازش بافت (تیشو کاست) - درب دار و بدون درب	۱۴	پایه دیواری کیف کمک های اولیه	۲۳
قالب های بلوک گیری یکبار مصرف	۱۴	کیف حمل نمونه	۲۳
قوطی مدفوع قاشقک دار	۱۴	کیف های یونیورسال	۲۳
کپسول بافت استیل	۱۴	تجهیزات آزمایش های میکروسکوپی و رنگ آمیزی	
گاروهای خونگیری اطفال و بزرگسال	۱۴	ترالی حمل فایل های لام، بلوک بافت، تیشو کاست	۲۵
گاروفیکس وین	۱۵	جار رنگ آمیزی درب دار	۲۵
درب لوله ای لبه دار ۱۲mm، ۱۳mm و ۱۶mm	۱۵	ست های رنگ آمیزی	۲۵
لوله های ساده (بادرب و بدون درب) ۱۶×۱۰۰ و ۱۲×۱۰۰	۱۵	سبد رنگ آمیزی دسته دار	۲۵
لوله های ساده (بادرب و بدون درب) ۱۶×۱۰۰ و ۱۲×۱۰۰	۱۵	جای لام شیاردار پلاستیکی	۲۵
لوله CBC	۱۵	جعبه های جای لام	۲۵
لوله نمونه برداری قاشقک دار	۱۵	سینی رنگ آمیزی با جای لام شیاردار	۲۵
لوله ۱۲×۷۵ (گاما کانتز) - شفاف و مات	۱۵	فایل نگهداری لام	۲۵
لوله های مخروطی مدرج 15ml و 50ml	۱۶	فولدر لام تک خانه و دو خانه	۲۵
لوله های مخروطی مدرج همراه بارک نگهدارنده	۱۶	قلم الماس	۲۶
		لوازم عمومی	
		لام های گوده دار سرولوزی - شفاف و سفید	۲۶
		لام ساده میکروسکوپ کد ۷۱۰۲	۲۶
		اپلیکاتور بدون پنبه	۲۷
		بشرهای دسته دار	۲۷
		پی ست یکپارچه	۲۷
		پی ست با درب و نازل یکپارچه	۲۷
		پی ست با درب و نازل یکپارچه لیبل دار	۲۷
		جارهای شستشوی پلاستیکی	۲۷
		پیت شورا اتوماتیک تمام استیل	۲۸
		دستکش نایلونی	۲۸
		جای پیت استیل	۲۸
		جای پلیت استیل	۲۸
		جعبه قرص روزانه	۲۸
		جعبه قرص روزانه - هفتگی	۲۸
		جعبه قرص هفتگی	۲۸
		رسیور پلاستیکی	۲۸
		سبد استیل	۲۸
		رک خشک کن	۲۸
		کاپ دارویی مدرج	۲۸
		سینزبث (لگن همورونید) (SitzBath)	۲۸
		ماسک بهداشتی	۲۸
		لگن بهداشتی بیمار	۲۸
		مزورهای پلاستیکی	۲۹
		آسبرلنگ پلاستیکی	۲۹
دستگاه ها			
سانتریفوز های یونیورسال سری Premium20000	۳۰		
سانتریفوز های یونیورسال سری PIT 320	۳۰		
روتورها و لوازم جانبی سانتریفوز های یونیورسال	۳۰		
رولر میکسر هماتولوژی	۳۹		
روتامیکس های PIT090 و روتورها	۳۹		
روتامیکس های PIT180 و روتورها	۴۱		
روتامیکس های PIT: کلیپس های فلزی و پلاستیکی	۴۴		
شیکر روتاتور مدل PIT10LO	۴۵		
سینی های شیکر روتاتور	۴۵		
راکر شیکر	۴۵		
شیکر میکرو پلیت مدل PIT3.0	۴۵		
انکوباتورهای سری PIT053 (کلاسیک، یخچال دار، شیکر دار)	۴۶		
شمارنده سلول هماتولوژی	۴۶		
شیکر لوله مدل LD8809	۴۶		
مینئ استیرر مدل MS65	۴۶		
هات پلیت با همزن مغناطیسی	۴۶		

نوآوری، کیفیت، ایمنی، جلب اعتماد کاربران و رضایت مشتریان همواره از اصول بنیادین شرکت پل ایده آل پارس بوده است که با بهره‌گیری از برنامه‌ای منسجم و نظام‌یافته حرکت رو به رشد خود را در این مسیر ادامه می‌دهد. بدین منظور با گسترش شبکه توزیع‌کنندگان خود در استان‌های مختلف کشور و از طریق بیش از ۷۰۰ نمایندگی، توانسته است سراسر کشور را تحت پوشش خدمات خود قرار دهد.





آدرس: تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح
خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول
کد پستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳-۱۵۸۷۵
تلفن: ۸۸۵۴۵۹۳۲-۹ (۰۲۱) ☎ ۰۹۱۲۳۳۴۰۱۹۷
فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ (۰۲۱) و ۸۸۷۶۵۵۶۱ (۰۲۱)